



# FUTURO™ ESTABILIZADOR DE POLEGAR DELUXE

45843, 45844



SUPORE  
MODERADO



MATERIAL  
RESPIRÁVEL

Finalidade: Para suporte de pulso e polegar rígidos, fracos ou lesionados.

Composição: Nylon, Polyurethane, Polyester, PVC Suede, Elastane, POM, Rayon, Steel.

Se sentir desconforto ou dor, se as dores persistirem ou aumentarem, interrompa a utilização e consulte um médico.

3M e FUTURO são marcas registradas da 3M.

Estabiliza e suporta o polegar dorido,  
fraco ou lesionado.

## IDEAL PARA:

Atividades diárias, envio de mensagens, jogos

## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- 1 Dois estabilizadores reforçados ajudam a suportar o polegar.
  - 2 Manga de polegar confortável.
  - 3 Sistema de cordões simples, para aplicação e ajuste de um só passo.
- O perfil discreto permite a liberdade de movimento dos outros dedos.

## TAMANHOS:

C.N.P	Size	CM
6316257	S/M	12.7-16.5
6316265	L/XL	16.5-20.3

Tire a medida à volta do pulso.



## COMO UTILIZAR:



Abra a fita de fixação do pulso e do polegar. Introduza a mão na braçadeira e o polegar na respetiva abertura.



Enrole a faixa do pulso à volta do pulso e fixe-a na base do pulso. Ajuste até sentir firmeza e conforto.



enrole a tira ao polegar e fixe este para um melhor ajuste e estabilidade.

3M España, Sucursal em Portugal  
Rua do Mar da China, 3 - 3ªA  
1990-138 Lisboa

3M