



FUTURO™ ESTABILIZADOR DE POLEGAR DELUXE

45841-42

 SUPORTE
MODERADO



MATERIAIS
RESPIRÁVEIS

Utilização prevista: Proporcionar suporte a polegares rígidos, frágeis ou lesionados.

Composição: Urethane Foam, Polyester, Elastane, Plastic (Polyacetal), Nylon.

Enrole e fixe a faixa do polegar à volta do polegar para um melhor ajuste, ou ao longo da base do polegar para maior estabilidade.

Os tirantes podem ser ajustados para o posicionamento recomendado ou completamente removidos para um suporte moderado.

3M e FUTURO são marcas registradas da 3M.

Ajuda a suportar e estabilizar polegares doridos, frágeis ou lesionados.

IDEAL PARA:

Atividades diárias, suporte geral e moldagem

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- 1 Dois apoios para estabilidade do polegar.
- 2 Faixa de pulso ajustável para apoio acrescido.
- 3 Permite liberdade de movimento dos outros dedos.

TAMANHOS:



C.N.P	Size	CM
7967190	S/M	Thumb: 5.1-6.4 Wrist: 12.7-19.1
7967208	L/XL	Thumb: 6.4-7.6 Wrist: 17.8-22.9

COMO UTILIZAR:



Abra todos os sistemas de fixação de gancho e laço e faça deslizar o polegar para a respetiva abertura. Enrole o estabilizador à volta da mão e fixe o sistema de fixação na base do pulso.



Abra todos os sistemas de fixação de gancho e laço e faça deslizar o polegar para a respetiva abertura. Enrole o estabilizador à volta da mão e fixe o sistema de fixação na base do pulso.



Enrole e fixe a faixa do polegar à volta do polegar para um melhor ajuste, ou ao longo da base do polegar para maior estabilidade.

Os tirantes podem ser ajustados para o posicionamento recomendado ou completamente removidos para um suporte moderado.

3M España, Sucursal em Portugal
Rua do Mar da China, 3 - 3ª
1990-138 Lisboa

3M