



FUTURO™ JUSTERBAR KNÄREM

09189



MODERAT
STÖD



VENTILERANDE
MATERIAL

Avsedd användning: Erbjuder stöd för stela, försvagade eller skadade knän.

Material: Polyester, Nylon, TPE, Polyuretanskum, POM, Spandex, Polyeten, Polypropen.
Om obehag eller smärta uppstår, kvarstår eller ökar, avbryt användningen och kontakta läkare.
3M and FUTURO are trademarks of 3M.

Ger riktat stöd för ömma knän,
hopp-eller löparknän.

PERFEKT FÖR:

Knä tendonit, hopparknän


VIKTIGA FUNKTIONER:

- 1 Dynan i mitten ger riktat tryck mot ömma senor.
 - 2 Den förstärkta dynan komprimeras inte under användning.
 - 3 Justerbar rem för anpassad passform.
- Låg vikt för användning hela dagen.


STORLEK:

Artikel Nummer	CM	
09189	31.8-44.5	


ANVÄNDNING:



Placera bandet nedanför knät, med tryckdynan precis under knäskålen.



Trä bandet genom spännet och fäst det.



Justera bandet tills passformen är stabil men ändå bekväm. Blockera INTE blodflödet.

3M Svenska AB
Herrjärva torg 4,
170 67 Solna
Sweden

