



# FUTURO™ SUPPORTO PER ROTULA

09189



MATERIALE  
TRASPIRANTE

Destinazione d'uso: Per supportare ginocchia rigide, deboli o lesionate.

Composition: Polyester, Nylon, TPE, Polyurethane Foam, POM, Spandex, Polyethylene, Polypropylene  
Se compaiono, persistono o aumentano dolori e fastidi, interrompere immediatamente l'utilizzo del supporto e consultare il medico.  
I prodotti della linea 3M Futuro sono Dispositivi Medici marcati CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.  
Comunicazione tecnico-scientifica riservata a Professionisti sanitari, Farmacisti e Fisioterapisti.  
3M and FUTURO are trademarks of 3M.

Applica una pressione mirata sul ginocchio dolente, sul ginocchio del saltatore e sul ginocchio del corridore.

## IDEALE PER:

Tendinite al ginocchio, ginocchio del saltatore

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

- 1 L'imbottitura centrale applica una pressione mirata sul tendine dolente.
  - 2 L'imbottitura rinforzata non si comprime o si appiattisce durante l'utilizzo.
  - 3 Cinghia regolabile per un adattamento personalizzato.
- Leggero per essere indossato tutta la giornata.

## TAGLIA:


Codice Prodotto	CM
09189	31.8-44.5



## COME INDOSSARLO:



Chiudere la fascia appena sotto il ginocchio con l'insero a pressione direttamente sotto alla rotula, a contatto con la pelle.



Inserire la fascia nella fibbia e far aderire la chiusura.



Regolare la fascia per ottenere una vestibilità salda, ma comoda. NON bloccare la circolazione sanguigna.

3M Office  
Via N. Bobbio 21  
20096 Piofello MI  
www.3mitalia.it/futuro

**3M**