

**3M** Science.  
Au service de la Vie.<sup>MC</sup>



Stéthoscope à patient unique 3M<sup>MC</sup>

# Entendre en toute confiance.

## Un outil fiable en période d'isolement.

Nous avons combiné le génie acoustique avancé de 3M avec notre expertise en matière de prévention des infections pour créer un stéthoscope à patient unique offrant un excellent rendement et une forme confortable. Il existe enfin une solution de rechange fiable pour cet outil essentiel qui peut améliorer les soins aux patients tout en aidant à réduire au minimum le risque de contamination croisée.



Tailles pour  
adultes et utilisation  
en pédiatrie



Aide à réduire la  
contamination croisée



Confort et son



## Un patient. Un stéthoscope.

Les patients en isolement figurent parmi les patients les plus contagieux, pouvant être vulnérables et susceptibles de contracter une autre infection. L'utilisation d'un stéthoscope à patient unique est une précaution recommandée en cas d'isolement. Cela aide à réduire le risque de contamination croisée<sup>1</sup>. Un stéthoscope à patient unique devrait être utilisé auprès des patients faisant l'objet de mesures d'isolement et demeurer dans la chambre du patient pendant la période d'isolement, pour ensuite être mis au rebut lorsque son utilisation n'est plus nécessaire<sup>1</sup>.

## Le stéthoscope à patient unique que vous et vos patients méritez.

La protection des patients contre les infections ne devrait pas vous obliger à renoncer à la qualité de votre matériel – ni à sacrifier votre propre confort. Notre acoustique de haute qualité vous offre un son clair et fiable pour une écoute efficace, tandis que des caractéristiques innovantes améliorent le confort et la convivialité. Offert en tailles pour adultes et pour utilisation en pédiatrie afin de vous permettre de dispenser le même niveau de soins à tous les patients en isolement.

### Une acoustique et un confort remarquables dans un seul outil efficace.



**Acoustique de haute qualité.**  
Un son clair et fiable vous permet d'entendre clairement tout ce dont vous avez besoin pour évaluer les patients.



**Membrane sensible à la pression.**  
Permet d'entendre les sons de haute et basse fréquences en modifiant la pression exercée sur le pavillon du stéthoscope.



**Lyre confortable.**  
Bénéficiez du confort que procure un ajustement approprié grâce à des tubes auriculaires inclinés et à une lyre souple qui offre une excellente étanchéité.



**Embouts auriculaires doux et souples.**  
Coupez le bruit ambiant et obtenez plus de confort grâce aux embouts auriculaires doux et souples.



**Tubulures souples.**  
Déplacez et positionnez facilement le pavillon sur le patient grâce aux tubulures souples.



**Pavillon facile à saisir.**  
Tenez et déplacez facilement le pavillon moulé, conçu pour s'adapter à plusieurs positions des mains.

## Voyez la différence par vous-même.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site Web [3M.ca/singlepatientstethoscope](https://www.3m.ca/singlepatientstethoscope).

Produit	Numéro de référence	Unités/caisse
Stéthoscope à patient unique 3M <sup>MC</sup>	SPS-YA1100	100

<sup>1</sup> Siegel, J. D., E. Rhinehart, M. Jackson, L. Chiarello et le Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee, « 2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings », <https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/isolation/>.



Produits offerts au Canada par :

**Division des solutions médicales**  
**3M Canada**  
300, rue Tartan  
London (Ontario) N5V 4M9  
Canada  
1 800 364-3577  
[3M.ca/Medicales](https://www.3m.ca/Medicales)

**Soins de santé 3M**  
2510 Conway Avenue  
St. Paul, MN 55144  
É.-U.  
1 800 228-3927

3M et 3M Science. Au service de la Vie. sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada. © 2022, 3M. Tous droits réservés. 2003-17107 F