



### CRITÉRIOS DA FERIDA / CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS

ACTIV.A.C.™ THERAPY SYSTEM	SNAP™ THERAPY SYSTEM
<b>TAMANHO DA FERIDA</b>	
>13cm x 13cm	≤13cm x 13cm
<b>DRENAGEM DA FERIDA</b>	
>180ml/semana	≤180ml/semana
<b>CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS</b>	
O tamanho da ferida ou a drenagem exigem Terapia ACTIV.A.C.™. Considere a Terapia SNAP™ assim que o tamanho da ferida e a drenagem diminuam.	Considere para pacientes idosos, ativos ou ambulatoriais

Crítérios das Feridas / Considerações Clínicas são fornecidos para ajudar a determinar quando utilizar a Terapia SNAP™/Terapia ACTIV.A.C.™. Eles não se destinam a substituir a opinião e o conhecimento do médico responsável pelo tratamento.

\* Pode variar de acordo com o pagador

**OBSERVAÇÃO:** Existem indicações específicas, contraindicações, advertências, precauções e informações de segurança para produtos e terapias da KCI. Por favor, consulte um médico e as instruções de utilização do produto antes da aplicação. Somente produtos vendidos com receita médica.

© 2016, 2018 KCI Licensing, Inc. Todos os direitos reservados. Todas as marcas registradas designadas neste documento são de propriedade de KCI Licensing, Inc., suas afiliadas e/ou licenciantes. PRA-PM-BR-00021 (07/18)