



# 3M™ Curo™ Tips Desinfektionskappen für männliche Luer-Anschlüsse

## Produktbeschreibung

Curo Tips Desinfektionskappen für männliche Luer-Anschlüsse sind mit einer Aluminiumfolie versiegelte Polyethylenkappe, die 70% Isopropylalkohol (IPA) beinhalten.

## Indikationen

- Curo Tips dienen der Desinfektion von männlichen Luer-Lock Anschlüssen.

## Produktmerkmale

- desinfiziert innerhalb von 1 Minute
- Kappen dürfen nur auf männliche Luer-Anschlüsse angebracht werden, wie zum Beispiel am distalen Ende von Infusionsleitungen
- nur zum Einmalgebrauch
- Curo Tips können als physikalischer Schutz bis zu 7 Tage belassen werden, wenn sie nicht zwischenzeitlich entfernt werden
- die Effektivität wurde in vitro getestet gegen: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Escherichia Coli und Pseudomonas aeruginosa, Candida glabrata, Candida albicans\*

## Packungsarten

- Curo Tips sind in Streifen à 5 Kappen verfügbar. Die Streifen können an Infusionsständer gehängt werden und stehen somit vor Ort zur Verfügung.

\* Nähere Information bei Wenzel RP, Edmond MB. The impact of hospital-acquired bloodstream infections. Emerging Infectious Diseases 2001 Mar-Apr;7(2):174-7.

## Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Beschreibung	Stk./Pkg.	🇩🇪 PZN	🇦🇹 PZN	🇨🇭 Pharmacode	🇨🇭 MiGeL
CM5-200R	für männliche Luer-Anschlüsse	2.000 Stück auf Streifen pro VE: 5 Stk./Streifen; 40 Streifen/Pkg., 10 Pkg./VE	15267128	-	-	-