

**3M****Filtek™**

Universal Restorative

Οι αποκαταστάσεις σας.

Η σύνθετη ρητίνη σας.

Η ημέρα σας.


**Απλά  
ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΑ.****3M™ Filtek™****Universal Ρητίνη Γενικών  
Αποκαταστάσεων****8 Σχεδιασμένες αποχρώσεις. 1 Αδιαφάνεια γενικής χρήσης. Δεν γίνεται πιο απλό.**

Η αποτελεσματικότητα είναι το κλειδί για να βγει ένα φορτωμένο πρόγραμμα. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που οι οδοντίατροι εφαρμόζουν τεχνική μονοχρωματικών αποκαταστάσεων για το 80% περίπου των περιπτώσεων.\* Και για αυτό δημιουργήσαμε την 3M™ Filtek™ Universal Ρητίνη Γενικών Αποκαταστάσεων ώστε να τις κάνουμε ακόμα πιο εύκολες.

**Ξεκινάει με την απλοποίηση στην επιλογή της απόχρωσης.**

Μόλις 8 σχεδιασμένες αποχρώσεις και ένα Extra White καλύπτουν τις 19 κλασικές αποχρώσεις VITA.\* Επιπλέον, οι αποχρώσεις έχουν μια αδιαφάνεια γενικής χρήσης που καλύπτει τις περισσότερες κλινικές ανάγκες.

- Η **τεχνολογία NaturalMatch** (που αποτελείται από αναπληρωτικά, αποκλειστικά μονομερή χαμηλής τάσης και χρωστικές) επιτρέπει στην αισθητική μονής απόχρωσης να εναρμονιστεί πιο φυσικά με την οδοντοφυΐα.
- οι **φθοριζουσες χρωστικές** ενισχύουν τη ρεαλιστική εμφάνιση.
- Η **τεχνολογία της ενισχυτικής** ουσίας της 3M επιτρέπει την αυξημένη ακτινοσκοπιότητα.

**Οι 8 σχεδιασμένες αποχρώσεις:****Βελτιώσεις, όπως το Extra White (XW) και το Pink Opaquer (PO), σας βοηθούν να δημιουργήσετε εξαιρετική αισθητική σε μοναδικές καταστάσεις.**

Δημιουργία εξαιρετικά λευκών αποκαταστάσεων με το Extra White, για να ανταποκριθεί στις περιπτώσεις που υπάρχει λεύκανση των δοντιών.



XW

Δεν αφήνει τις σκούρες περιοχές να αλλοιώσουν το αισθητικό αποτέλεσμα. Το Pink Opaquer (PO) καλύπτει αποτελεσματικά το μέταλλο ή την δυσχρωμική οδοντοφυΐα.

Pink Opaquer (PO)





Απόχρωση A1

**Μια νέα κατηγορία στη σύνθετη ρητίνη γενικής χρήσης**

Από τη στιγμή του φωτοπολυμερισμού, οι αποκαταστάσεις έρχονται αντιμέτωπες με το μάσημα, το βούρτσισμα και τη φθορά. Ανεβάσαμε τον πήχυ στην ανθεκτικότητα συνδυάζοντας για πρώτη φορά δύο δοκιμασμένες αποκλειστικές οδοντιατρικές τεχνολογίες σε μια σύνθετη ρητίνη γενικής χρήσης.

**Τεχνολογίες μονομερών χαμηλής τάσης**

Χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στις σύνθετες ρητίνες μαζικής πλήρωσης, συμβάλλοντας στην προστασία των αποκαταστάσεων από προβλήματα που προκαλούνται από τη συστολή και την τάση συστολής.

**Πατενταρισμένη ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ νανοτεχνολογία της 3M**

Δίνει στις αποκαταστάσεις εξαιρετική στιλπνότητα που διαρκεί, αλλά και υψηλή αντοχή και εξαιρετική ανθεκτικότητα στη φθορά.

Μεγέθυνση νανοσυμπλέγματος κατά 100.000. Φωτογραφία SEM, προσφορά του Dr. J. Perdigão, Πανεπιστήμιο της Μινεσότα.

\*Εσωτερικά Δεδομένα της 3M

## Βασικά χαρακτηριστικά

- **Απλοποιημένη επιλογή απόχρωσης** — μόνο 8 σχεδιασμένες αποχρώσεις για να καλύψει τους περισσότερους ασθενείς
- **Αδιαφάνεια γενικής χρήσης**, για πιο φυσική απόδοση
- **Extra White (XW)**, ιδανικό για δόντια που έχουν υποστεί λεύκανση
- **Φθορίζουσες χρωστικές**, για πιο ρεαλιστικές αποκαταστάσεις
- **Pink Opaquer**, για την εύκολη κάλυψη των δυσχρωμιών
- **Νανοτεχνολογία της 3M**, για εύκολη στίλβωση που διαρκεί
- **Αποκλειστικά μονομερή χαμηλής τάσης**, για αντοχή στη θραύση
- **Αυξημένη ακτινοσκιερότητα**, για ευκολότερη αναγνώριση κατά την επανεξέταση
- **Θέρμανση κάψουλας**—οι 3M™ Filtek™ Universal Κάψουλες Αποκατάστασης μπορούν να θερμανθούν με ασφάλεια.\*

\*Δείτε τις Οδηγίες Χρήσης

## Ενδείξεις

- Άμεσες πρόσθιες και οπίσθιες αποκαταστάσεις (συμπεριλαμβανομένων των μασητικών επιφανειών)
- Ανασύσταση κολοβωμάτων
- Νάρθηκες
- Έμμεσες αποκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων ένθετων, επένθετων και όψεων



## Πληροφορίες Παραγγελίας

### 3M™ Filtek™ Universal Ρητίνη Γενικών Αποκαταστάσεων

Κωδ. είδους

Πληροφορίες Προϊόντος

6550CK

**3M™ Filtek™ Universal Ρητίνη Γενικών Αποκαταστάσεων, Βασικό Κιτ, Κάψουλες**


Το κιτ περιλαμβάνει: 80 κάψουλες των 0,2 g: 20 κάψουλες των 0,2 g για κάθε απόχρωση A1, A2, A3, A3,5. 10 κάψουλες των 0,2 g PO. Οδηγός Τεχνικής. Οδηγίες Χρήσης.

6555SK

**3M™ Filtek™ Universal Ρητίνη Γενικών Αποκαταστάσεων, Βασικό Κιτ, Σύριγγα**

Το κιτ περιλαμβάνει: 5 σύριγγες των 4 g: 1 για κάθε απόχρωση A1, A2, A3, A3,5 και PO. Οδηγός Τεχνικής. Οδηγίες χρήσης.

Ανταλλακτικό	Κωδ. είδους	Κωδ. είδους
<b>ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ</b>	<b>ΣΥΡΙΓΓΑ</b>	<b>ΚΑΨΟΥΛΑ</b>
A1	6555A1	6550A1
A2	6555A2	6550A2
A3	6555A3	6550A3
A3,5	6555A3.5	6550A3.5
A4	6555A4	6550A4
B1	6555B1	6550B1
B2	6555B2	6550B2
D3	6555D3	6550D3
XW—Extra White	6555XW	6550XW
PO — Pink Opaquer	6555PO	6550PO



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ

ΚΑΨΟΥΛΕΣ — περιλαμβάνει 20 κάψουλες – 0,2 g

ΣΥΡΙΓΓΕΣ — περιλαμβάνει 1 σύριγγα – 4 g

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ PINK OPAQUER (PO)

ΚΑΨΟΥΛΕΣ — περιλαμβάνει 10 κάψουλες – 0,2 g

ΣΥΡΙΓΓΕΣ — περιλαμβάνει 1 σύριγγα – 4 g

Όλα τα ανταλλακτικά περιλαμβάνουν τον Οδηγό Τεχνικής και τις Οδηγίες Χρήσης.

[www.3M.gr/FiltekUniversal](http://www.3M.gr/FiltekUniversal)

**3M**

3M Φροντίδα Στοματικής Υγείας

3M Hellas ΜΕΠΕ

Λεωφόρος Κηφισίας 20,

Μαρούσι 151 25

Τηλέφωνο

210 68 85 300

Web

3M.gr/dental

Τα 3M και Filtek είναι εμπορικά σήματα της 3M ή της 3M Deutschland GmbH. Χρησιμοποιούνται με άδεια στην Ελλάδα. Εκτυπώθηκε στην Ελλάδα. © 3M 2019. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.