

3M

Filtek™

Universal Restorative

Οι αποκαταστάσεις σας.
Η σύνθετη ρητίνη σας.
Η ημέρα σας.

Απλά

ΕΥΚΟΛΌΤΕΡΑ.



**3M™ Filtek™ Universal Ρητίνη
Γενικών Αποκαταστάσεων**

Αυτό είναι για τους αφοσιωμένους ... που είναι προετοιμασμένοι για κάθε ημέρα στη δουλειά.

Τις περισσότερες ημέρες δουλεύετε ασταμάτητα — μόλις που έχετε χρόνο για ένα φλιτζάνι καφέ ανάμεσα στα ραντεβού της ημέρας. Και για ένα πράγμα μπορείτε να είστε σίγουροι, ότι η ημέρα σας δεν θα πάει όπως την έχετε προγραμματίσει.

Αλλά τι θα λέγατε ... αν υπήρχε μια αποκατάσταση που θα μπορούσε να σας βοηθήσει να ανακτήσετε τον έλεγχο της ημέρας σας; Τι θα γινόταν αν η δημιουργία ισχυρών, υψηλής αισθητικής αποκαταστάσεων μπορούσε να είναι πολύ πιο απλή και γρήγορη;

Και... τι θα γινόταν αν αυτή η απλότητα σήμαινε για εσάς και την ομάδα σας λιγότερο στρες... για να έχετε περισσότερη ενέργεια να απολαύσετε τη ζωή σας;

Τώρα θα ανακαλύψετε πώς αλλάζοντας ένα μόνο πράγμα – τη σύνθετη ρητίνη – μπορούν να αλλάξουν τα πάντα.




Είναι για τους παθιασμένους, που απολαμβάνουν τις πολυάσχολες ημέρες.



Μόλις 8 ειδικά σχεδιασμένες αποχρώσεις

Η τεχνολογία NaturalMatch της 3M σας επιτρέπει να ταιριάξετε την απόχρωση με τις περισσότερες οδοντοφυίες των ασθενών με 8 αποχρώσεις που σας εξοικονομεί χρόνο.



1 Απόχρωση. 1 Αδιαφάνεια γενικής χρήσης. Δεν γίνεται πιο απλό.


Η αποτελεσματικότητα είναι το κλειδί για να βγει ένα φορτωμένο πρόγραμμα. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που οι οδοντίατροι εφαρμόζουν τεχνική μονοχρωματικών αποκαταστάσεων για το 80% περίπου των περιπτώσεων.*

Γνωρίζοντας τον θετικό αντίκτυπο που θα είχε στο ιατρείο σας, εάν αυτές οι αποκαταστάσεις ήταν ευκολότερες, δημιουργήσαμε την 3M™ Filtek™ Universal Ρητίνη Γενικών Αποκαταστάσεων.

*Εσωτερικά Δεδομένα της 3M

Ξεκινάει με την απλοποίηση στην επιλογή της απόχρωσης. Μόλις 8 σχεδιασμένες αποχρώσεις και ένα Extra White καλύπτουν τις 19 κλασικές αποχρώσεις VITA.* Επιπλέον, οι αποχρώσεις έχουν μια αδιαφάνεια γενικής χρήσης που καλύπτει τις περισσότερες κλινικές ανάγκες.

- Η τεχνολογία NaturalMatch (που αποτελείται από νανοπληρωτικά, αποκλειστικά μονομερή χαμηλής τάσης και χρωστικές) επιτρέπει στην αισθητική μόνη απόχρωσης να ταιριάξει πιο φυσικά με την οδοντοφυΐα.
- Οι **φθορίζουσες χρωστικές** ενισχύουν τη ρεαλιστική εμφάνιση.
- Η **τεχνολογία της ενισχυτικής ουσίας** της 3M επιτρέπει την αυξημένη ακτινοσκοπιότητα.



Τώρα οι **δυσχρωμίες** δεν θα μπορούν να αλλοιώσουν το αισθητικό αποτέλεσμα. Το πρώτο **Pink Opaquer** της 3M καλύπτει αποτελεσματικά το μέταλλο και τις **δυσχρωμικές οδοντοφυΐες**.

Είναι για τους ασθενείς που νιώθουν υπερηφάνεια με ένα όμορφο χαμόγελο...



Έξτρα Λευκές αποκαταστάσεις για ασθενείς που κάνουν λεύκανση

Η λεύκανση των δοντιών συνεχίζει να επεκτείνεται,¹ αλλά οι οδοντίατροι μας λένε ότι είναι δύσκολο να βρουν σύνθετες ρητίνες που μπορούν να ταιριάξουν με τα πιο λευκά δόντια. Δίνουμε τη λύση με το XW, για να σας βοηθήσει να ανταποκριθείτε στις προσδοκίες των ασθενών.




Μίξη αποχρώσεων που περνάει από το «τεστ του φίλου»

Με το μοναδικό αποτέλεσμα της τεχνολογίας NaturalMatch της 3M στην αντιστοίχιση της απόχρωσης, ακόμη και οι πρόσθιες αποκαταστάσεις μπορούν να περάσουν κυριολεκτικά απαρατήρητες — ακόμη και από τους στενούς φίλους. Η αδιαφάνεια γενικής χρήσης του υλικού συμβάλλει στον περαιτέρω εναρμονισμό με την περιβάλλουσα οδοντοφυΐα.

Μια αστραφτερή στιλπνότητα που διαρκεί

Το αρχικό γυάλισμα κάθε αποκατάστασης μπορεί να είναι εντυπωσιακό, αλλά με την πάροδο του χρόνου μπορεί να θαμπώσει. Χάρη στην πατενταρισμένη ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ τεχνολογία νανοσκληρωτικού της 3M, η Filtek Universal Ρητίνη Γενικών Αποκαταστάσεων γυαλίζεται γρήγορα παρέχοντας υψηλή στιλπνότητα και το γυάλισμα μπορεί ακόμη και να βελτιωθεί με την τριβή της οδοντόβουρτσας.*

Μεγέθυνση νανοσυμπλέγματος κατά 100.000. Φωτογραφία SEM, προσφορά του Dr. J. Perdigão, Πανεπιστήμιο της Μινεσότα.




*Εσωτερικά Δεδομένα της 3M

1. Αναμενόμενο μέγεθος των προϊόντων λεύκανσης δοντιών παγκοσμίως έως το 2024. Έρευνα Hexa. (17 Αυγούστου 2017). Το μέγεθος της αγοράς προϊόντων λεύκανσης δοντιών θα φτάσει τα 7,40 δισ. δολάρια ΗΠΑ έως το 2024. [Δελτίο Τύπου]. Βασισμένο σε στοιχεία από τη διεύθυνση www.hexaresearch.com/press-release/global-teeth-whitening-products-market.

και για τους τολμηρούς που λένε, «Ναι!» στη ζωή.

Διπλή τεχνολογία «αντοχής»

Μάσημα, βούρτσισμα, τρίξιμο και σφίξιμο των δοντιών ... οι αποκαταστάσεις αντιμετωπίζουν πολλά. Ανεβάσαμε τον πήχη στην ανθεκτικότητα συνδυάζοντας δύο από τις κορυφαίες τεχνολογίες της 3M. Οι **τεχνολογίες μονομερών χαμηλής τάσης** που χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στις ρητίνες μαζικής πλήρωσης της 3M, συμβάλλουν στην προστασία από τη συστολή και την τάση συστολής. Η **ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ νανοτεχνολογία της 3M** παρέχει υψηλή αντοχή και εξαιρετική ανθεκτικότητα στη φθορά.



AFM

AUDMA



Ακόμη και η κάψουλα έχει σχεδιαστεί για να κάνει τις αποκαταστάσεις ευκολότερες.

Η κάψουλα έχει ένα γραμμικό λεπτό σχέδιο που επιτρέπει στο υλικό να βγαίνει ως λεπτόρρευστο — και έπειτα γίνεται πιο παχύρρευστο για τη διαμόρφωση. Το ακρορύγχιο είναι μακρύτερο (8 mm), και το άνοιγμα κάμπτεται κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης — επιτρέποντας την καλή προσαρμογή σε δύσκολα προσβάσιμες περιοχές.



Αυτή είναι η 3M™ Filtek™ Universal Ρητίνη Γενικών Αποκαταστάσεων

Είναι για όλους εσάς που θέλετε
οι αποκαταστάσεις,
η σύνθετη ρητίνη,
η ημέρα σας,
να είναι απλά ευκολότερα.



Βασικά χαρακτηριστικά

- **Απλοποιημένη επιλογή απόχρωσης** — μόνο 8 σχεδιασμένες αποχρώσεις για να καλύψει τους περισσότερους ασθενείς
- **Αδιαφάνεια γενικής χρήσης**, για πιο φυσική απόδοση
- **Extra White (XW)**, ιδανικό για δόντια που έχουν υποστεί λεύκανση
- **Φθοριζουσες χρωστικές**, για πιο ρεαλιστικές αποκαταστάσεις
- **Pink Opaquer**, για την εύκολη κάλυψη των δυσχρωμιών
- **Νανοτεχνολογία της 3M**, για εύκολη στίλβωση που διαρκεί
- **Αποκλειστικά μονομερή χαμηλής τάσης**, για αντοχή στη θραύση
- **Αυξημένη ακτινοσκιερότητα**, για ευκολότερη αναγνώριση κατά την επανεξέταση
- **Θέρμανση κάψουλας** — οι 3M™ Filtek™ Universal Κάψουλες μπορούν να θερμανθούν με ασφάλεια.*

*Δείτε τις Οδηγίες Χρήσης

Ενδείξεις

- Άμεσες πρόσθιες και οπίσθιες αποκαταστάσεις (συμπεριλαμβανομένων των μασητικών επιφανειών)
- Ανασύσταση κολοβωμάτων
- Ναρθηκοποίηση
- Έμμεσες αποκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων ένθετων, επένθετων και όψεων



Πληροφορίες Παραγγελίας

3M™ Filtek™ Universal Ρητίνη Γενικών Αποκαταστάσεων

Κωδ. είδους

Πληροφορίες Προϊόντος

6550CK

3M™ Filtek™ Universal Ρητίνη Γενικών Αποκαταστάσεων, Βασικό Κιτ, Κάψουλες


Το κιτ περιλαμβάνει: 80 κάψουλες των 0,2 g: 20 κάψουλες των 0,2 g για κάθε απόχρωση A1, A2, A3, A3,5. 10 κάψουλες των 0,2 g PO. Οδηγός Τεχνικής. Οδηγίες Χρήσης.

6555SK

3M™ Filtek™ Universal Ρητίνη Γενικών Αποκαταστάσεων, Βασικό Κιτ, Σύριγγες

Το κιτ περιλαμβάνει: 5 σύριγγες των 4 g: 1 για κάθε απόχρωση A1, A2, A3, A3,5 και PO. Οδηγός Τεχνικής. Οδηγίες χρήσης.

Ανταλλακτικό	Κωδ. είδους	Κωδ. είδους
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ	ΣΥΡΙΓΓΑ	ΚΑΨΟΥΛΑ
A1	6555A1	6550A1
A2	6555A2	6550A2
A3	6555A3	6550A3
A3,5	6555A3.5	6550A3.5
A4	6555A4	6550A4
B1	6555B1	6550B1
B2	6555B2	6550B2
D3	6555D3	6550D3
XW—Extra White Λεύκανσης	6555XW	6550XW
PO — Pink Opaquer	6555PO	6550PO



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΧΡΩΣΗΣ

ΚΑΨΟΥΛΕΣ — περιλαμβάνει 20 κάψουλες – 0,2 g

ΣΥΡΙΓΓΕΣ — περιλαμβάνει 1 σύριγγα – 4 g

PINK OPAQUER (PO) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

ΚΑΨΟΥΛΕΣ — περιλαμβάνει 10 κάψουλες – 0,2 g

ΣΥΡΙΓΓΕΣ — περιλαμβάνει 1 σύριγγα – 4 g

Όλα τα ανταλλακτικά περιλαμβάνουν τον Οδηγό Τεχνικής και τις Οδηγίες Χρήσης.

www.3M.gr/FiltekUniversal

3M

3M Φροντίδα Στοματικής Υγείας

3M Hellas ΜΕΠΕ

Λεωφόρος Κηφισίας 20,

Μαρούσι 151 25

Τηλέφωνο 210 68 85 300

Web 3M.gr/dental

Τα 3M και Filtek είναι εμπορικά σήματα της 3M ή της 3M Deutschland GmbH. Χρησιμοποιούνται με άδεια στην Ελλάδα. Εκτυπώθηκε στην Ελλάδα. © 3M 2019. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.