



Tegaderm™

Lösungen beim I.V. Management



3M™ Tegaderm™ CHG Gelkissen + I.V. Portverband

Produktbeschreibung

Tegaderm CHG Gelkissen + I.V. Portverband ist ein Kit mit 2 Komponenten:

- 1) Tegaderm I.V. Transparentverband mit nichtklebendem Fenster bestehend aus einem Polyurethanfilm, der mit Vlies umrandet und an den Seiten mit einem Acrylatklebstoff beschichtet ist.
- 2) Chlorhexidingluconat Gelkissen mit 2 % (Gewichtsprozent) CHG, das mit einem Acrylatklebstoff beschichtetem Vlies umrandet ist.

Anwendungsgebiete

- Mit dem I.V. Portverband können Kathetereinstichstellen abgedeckt und Medizinprodukte wie zum Beispiel Portnadeln auf der Haut fixiert werden.
- Nur zum Einmalgebrauch
- Das CHG Gelkissen ist dafür vorgesehen, die Kolonisierung der Haut und des Katheters zu reduzieren und die Wiederbesiedelung mit Mikroorganismen zu unterdrücken, die üblicherweise mit Katheter-assoziierten Infektionen einhergehen.
- Tegaderm CHG reduziert nachweislich Katheterbedingte Blutstrominfektionen (CRBSI) bei Patienten mit ZVK's oder arteriellen Zugängen.

Produktmerkmale

- Der I.V. Portverband ist atmungsaktiv und transparent, was eine stetige Beobachtung der Zugangsstelle ermöglicht.
- Der transparente Film bietet eine effektive Barriere gegen externe Kontamination einschließlich Flüssigkeiten (wasserdicht), Bakterien, Viren* und Hefepilzen.
- Kann bis zu 7 Tage auf der Haut verbleiben
- Kompatibel mit 3M™ Cavilon™ Reizfreier Hautschutzfilm
- Das klebstofffreie Fenster verringert die Gefahr, dass die Portnadel beim Entfernen am Verband kleben bleibt.
- Steril
- Frei von PVC, Kolophonium und Naturkautschuklatex
- Sanft zur Haut

* In-vitro-Tests belegen, dass der transparente Film des Verbands eine Barriere für Viren mit einem Durchmesser von 27 nm oder größer bildet, solange der Verband intakt ist. Die Barriereeigenschaft für Viren beruht auf den physikalischen Eigenschaften des Verbands und nicht auf den zusätzlichen Eigenschaften von CHG.

Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Größe	Stk./Pkg.	Pkg./VE	🇩🇪 PZN	🇦🇹 PZN	+ Pharmacode	+ MiGeL
1665R	Verband: 12 x 12 cm Gelkissen: 6,2 x 4,9 cm	25 Stück	4 Stück	13196826	7169311	4761368	-

3M Medica Zweigniederlassung

der 3M Deutschland GmbH • Telefon +49 2131 14 48 18 • 3Mmedica.de@mmm.com • www.3M.de/medicalsolutions

3M Österreich GmbH • Telefon +49 2131 14 48 18 • Medizin-at@mmm.com • www.3Maustria.at/medicalsolutions

3M (Schweiz) GmbH • Telefon +41 44 724 90 90 • Innovation.ch@mmm.com • www.3Mschweiz.ch/medicalsolutions