

3M

Filtek™
Universal Restorative

הבחירות שלך.
השחזורים שלך.
היום שלך.

אוניברסליות
שעושה לך טוב.




3M™ Filtek™ Universal Restorative

8 גוני צבע. דרגת אטימות אחת. אין יותר פשוט מזה.


יעילות הינה מפתח מרכזי להצלחה היומיומית שלך.
זו אחת הסיבות שרופאי שיניים משתמשים בגוון אחד לביצוע שחזורים ב-80% מהמקרים.*
עם 3M™ Filtek™ Universal Restorative זה גם קל יותר.

הדור החדש של הקומפוזיטים האוניברסליים

בעלי מונומרים יחודיים להפחתת
מתחי הפולימריזציה



בעלי ננו-טכנולוגיה אמיתית המאפשרת
תכונות מכניות משופרות,
עמידות לשחיקה
ודרגת ליטוש גבוהה
ולטווח ארוך




100K magnification of nanocluster. SEM photo
courtesy of Dr. J. Perdigão, University of Minnesota.

בחירה קלה בגוון המתאים

8 גוני צבע + גוון Extra White המכסים את 19 גוני מפתח VITA Classical

- טכנולוגית NaturalMatch המאפשרת שחזורים אסתטיים
על ידי שימוש בגוון אחד המשתלב אופטימלית עם המשן
- פיגמנטים פלואורוסנטים למראה טבעי
- רדיואופקיות מצוינת



*3M Internal Data

מאפייני המוצר



- 8 גווי צבע בלבד המכסים את 19 גווי מפתח VITA classical
- אופאקיות אוניברסלית המשתלבת בטבעיות עם המשנן
- Pink Opaquer למיסוך פני שטח כהים
- גוון Extra White המתאים במיוחד לשיניים לאחר הלבנה
- רדיואופקיות משופרת
- ניתן לחימום באופן בטוח

אינדיקציות

- שחזורים ישירים קדמיים ואחוריים (כולל משטחים אוקלזאליים)
- בניית ליבה
- קיבוע



מידע להזמנות

3M™ Filtek™ Universal Restorative

Item #	Product Information	
6570SK	3M™ Filtek™ Universal Syringe Kit Kit Includes: 5 - 4g syringes: 1 each of A1, A2, A3, A3.5, PO; Technique Guide; Instructions for Use.	
6575CK	3M™ Filtek™ Universal Capsules Kit Kit Includes: 90 - 0.2g capsules: 20 each of A1, A2, A3, A3.5 and 10 of PO; Technique Guide; Instructions for Use.	
Refill	Item #	Item #
SHADES	SYRINGE	CAPSULE
A1	6570A1	6575A1
A2	6570A2	6575A2
A3	6570A3	6575A3
A3.5	6570A3.5	6575A3.5
A4	6570A4	6575A4
B1	6570B1	6575B1
B2	6570B2	6575B2
D3	6570D3	6575D3
XW—Extra White	6570XW	6575XW
PO—Pink Opaquer	6570PO	6575PO
SHADE REFILLS	CAPSULES—including 20 - 0.2g capsules	SYRINGES—including 1 - 4g syringe
PINK OPAQUER (PO) REFILLS	CAPSULES—including 10 - 0.2g capsules	SYRINGES—including 1 - 4g syringe

All refills include a Technique Guide and Instructions for Use.

