

# 3M™ Scotchcast™ Poly Premium

Das rigide Polyesterträgermaterial passt sich hervorragend den Körperkonturen an und zeigt nach Aushärtung des Materials eine glatte Oberfläche. Während der Applikation kann der Scotchcast Poly Premium gedehnt werden, ohne wieder in den Ursprungszustand zu schrumpfen und bleibt auf Grund der Verarbeitung auch nach der Aushärtung formbeständig. Das bringt Sicherheit und Komfort für Anwender und Patient.

## Produkteigenschaften

- Offene Webstruktur
- Starker Lagenverbund
- Hoher Patientenkomfort
- Hohe Atmungsaktivität
- Exzellente Formanpassungs- und Haltbarkeitseigenschaften
- Optimale Festigkeit

## Vorteile

- Leichtes Abwickeln ohne Verklebung
- Reduziert Strangulationsgefahr
- Schrumpft kaum in den Ursprungszustand zurück
- Handschuhe verkleben nicht mit dem Material
- Röntgenstrahlen durchlässig



## Bestellinformationen

| Artikel-Nr. | Abmessungen     | Farben  | Verpackungseinheit |
|-------------|-----------------|---|--------------------|
| 84002*      | 5.0 cm x 3.6 m  | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 10 Rollen          |
| 84003*      | 7.6 cm x 3.6 m  | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 10 Rollen          |
| 84004*      | 10.1 cm x 3.6 m | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 10 Rollen          |
| 84005*      | 12.7 cm x 3.6 m | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>  | 10 Rollen          |

\*Standardmässig ist der 3M Scotchcast Poly Premium weiss.  
Für die gewünschte Farbe geben Sie bitte folgenden Farbcode zur Artikel-Nr. hinzu:  
Weiss = W, Rot = R, Blau = B, Violett = U, Rosa = X, Schwarz = A  
Beispiel: 3M Scotchcast Poly Premium, 7,6 cm x 3,6 m in Rot = Artikel-Nr. 84004R

