



3M™ Medipore™

Produktbeschreibung

Medipore ist ein flexibles Fixationsvlies zum Zuschneiden (mit Liner) oder zum Abreißen (perforiert), das mit einem hautfreundlichen Polyacrylatklebstoff beschichtet ist.

Anwendungsgebiete

Medipore eignet sich für die nicht kritische Fixation von Primär- und Sekundärverbänden, Schläuchen, Kathetern oder Drainagen. Es ermöglicht eine elastische Fixierung, z. B. bei zu erwartenden Schwellungen und bei beweglichen Anwendungen.

Eigenschaften

- Passt sich durch die flexible Struktur sehr gut den Körperkonturen an und garantiert dadurch einen sicheren Halt über eine lange Zeit
- Weich, querelastisch und anschmiegsam – hoher Tragekomfort
- Gute Haftung auch auf transpirierender Haut
- Atmungsaktiv
- Latexfrei

Hinweise

- Kein steriles Produkt, nicht auf Wunden oder I.V.-Einstichstellen verwenden
- Bei gefährdeter Haut Hautschutz verwenden, z. B. 3M™ Cavilon™ Reizfreier Hautschutz

Bestellinformationen Medipore H, perforiert

Artikel-Nr.	Abmessung	Stk./Pkg.	🇩🇪 PZN	🇦🇹 PZN	+ Pharmacode	+ MiGeL
2861	2,5 cm x 9,1 m	24	07478957	*	7622443	35.01.09.30.1
2862	5 cm x 9,1 m	12	07478963	3994828	4414572	35.01.09.31.1
2863	7,5 cm x 9,1 m	12	07478986	*	4414589	35.01.09.32.1
2864	10 cm x 9,1 m	12	07478992	3994834	4414595	35.01.09.32.1
2866	15 cm x 9,1 m	12	07479000	3994840	4414661	35.01.09.33.1
2868	20 cm x 9,1 m	6	07479017	*	7622466	35.01.09.34.1

Bestellinformationen Medipore mit Liner, weiß

Artikel-Nr.	Abmessung	Stk./Pkg.	🇩🇪 PZN	🇦🇹 PZN	+ Pharmacode	+ MiGeL
2991/1	5 cm x 10 m	24	*	*	5107257	35.01.09.31.1
2991/2	10 cm x 10 m	12	*	*	5107286	35.01.09.32.1
2991/3	15 cm x 10 m	12	*	*	5107263	35.01.09.33.1
2991/4	20 cm x 10 m	6	*	*	7596556	35.01.09.34.1

* Produkt erhältlich, keine PZN verfügbar

3M Medica Zweigniederlassung

der 3M Deutschland GmbH • Telefon +49 2131 14 48 18 • 3Mmedica.de@mmm.com • www.3M.de/medicalsolutions

3M Österreich GmbH • Telefon +49 2131 14 48 18 • Medizin-at@mmm.com • www.3Maustria.at/medicalsolutions

3M (Schweiz) GmbH • Telefon +41 44 724 90 90 • Innovation.ch@mmm.com • www.3Mschweiz.ch/medicalsolutions