



3M™ Micropore™

Produktbeschreibung

Micropore ist ein medizinisches Rollenpflaster aus Viskosevlies, das mit einem hautfreundlichen Polyacrylatklebstoff beschichtet ist.

Anwendungsgebiet

Micropore ist ein multifunktionales Rollenpflaster, welches sich für generelle Fixierungen eignet.

Eigenschaften

- Besonders atmungsaktiv
- Anschmiegsam und weich – leicht anzumodellieren
- Beschriftbar
- Nicht dehnbar
- Längs und quer reißbar
- Latexfrei
- In weiß oder hautfarben erhältlich
- Mit oder ohne Abroller erhältlich

Hinweis

- Bei gefährdeter Haut Hautschutz verwenden, z. B. 3M™ Cavilon™ Reizfreier Hautschutz

Bestellinformationen Micropore, weiß

Artikel-Nr.	Abmessung	Beschreibung	Stk./Pkg.	🇩🇪 PZN	🇦🇹 PZN	🇨🇭 Pharmacode	🇨🇭 MiGeL
1530-0	1,25 cm × 9,1 m	ohne Abroller	24	01319732	4999555	716856	35.01.09.01.1
1530S-1	2,5 cm × 1,37 m	ohne Abroller	100	*	*	7079281	35.01.09.03.1
1530-1	2,5 cm × 9,1 m	ohne Abroller	12	01319749	4999561	682471	35.01.09.03.1
1530-2	5 cm × 9,1 m	ohne Abroller	6	01319755	4999578	727558	35.01.09.04.1
1535-0	1,25 cm × 9,1 m	mit Abroller	24	03187789	4999756	323275	35.01.09.01.1
1535-1	2,5 cm × 9,1 m	mit Abroller	12	03187795	4999779	323281	35.01.09.03.1
1535-2	5 cm × 9,1 m	mit Abroller	6	03187803	4999785	34180104	35.01.09.04.1

Bestellinformationen Micropore, hautfarben

Artikel-Nr.	Abmessung	Beschreibung	Stk./Pkg.	🇩🇪 PZN	🇦🇹 PZN	🇨🇭 Pharmacode	🇨🇭 MiGeL
1533-0	1,25 cm × 9,1 m	ohne Abroller	24	01319695	4999584	869206	35.01.09.01.1
1533-1	2,5 cm × 9,1 m	ohne Abroller	12	01319703	4999590	869212	35.01.09.03.1
1533-2	5 cm × 9,1 m	ohne Abroller	6	01319726	4999609	852832	35.01.09.04.1

* Produkt erhältlich, keine PZN verfügbar