

Prévenir les infections dans les unités de soins intensifs.

Si les cathéters vasculaires offrent l'avantage d'un accès veineux prolongé, ils présentent cependant un risque de complications infectieuses. Ces infections peuvent être contractées au moment de l'insertion initiale ou à tout moment pendant la durée de l'accès veineux.¹

Réduisez les risques d'infections à tous les points d'accès grâce à une protection antimicrobienne.

3M
Tegaderm™

Pansement de maintien pour cathéters I.V. imprégné de gluconate de chlorhexidine

Protection extra-luminale

Pansement de maintien pour cathéters I.V. imprégné de gluconate de chlorhexidine 3M™ Tegaderm™ CHG

Approuvé et reconnu pour réduire les infections liées aux cathéters (ILC) grâce à une activité antimicrobienne immédiate et constante, tout en offrant une visibilité continue du site, une application cohérente et fixation sécurisée du cathéter.

Pansement de maintien pour cathéters I.V. imprégné de gluconate de chlorhexidine 3M™ Tegaderm™ CHG


Le coussinet de gel applique directement une solution aqueuse à 2 % de CHG sur la surface de la peau, sans nécessiter une activation par l'humidité. La conception intégrée assure une application cohérente, en conformité avec les directives et les recommandations fondées sur des évidences cliniques.

Dispositif de fixation 3M™ PICC/CVC + Tegaderm™ avec pansement de gluconate de chlorhexidine CHG

Ce dispositif de fixation sans suture associé à un pansement antimicrobien (CHG) a été approuvé pour réduire les infections du liées aux cathéters.

Pansement de maintien pour cathéters I.V. imprégné de gluconate de chlorhexidine 3M™ Tegaderm™ I.V. Port

Coussinet gel antimicrobien (CHG) associé à un pansement de maintien intraveineux spécialement conçu pour protéger les chambres veineuses implantées en simple ou en double et les aiguilles « Huber » imperméables contre les agents pathogènes les plus courants dans les infections du liées aux cathéters.



3M
CUROS™
Capuchons désinfectants

Protection intraluminale

Capuchons désinfectants 3M™ Curosurf™

L'utilisation régulière de capuchons désinfectants 3M™ Curosurf™ sur les valves bi-directionnelles a montré une réduction des bactériémies associées aux cathéters centraux (BLCC). Désinfectez et protégez les valves bi-directionnelles et Luer femelle ouverts afin de contribuer à la réduction du risque de pénétration de contaminants dans le cathéter après sa pose.

Capuchon désinfectant 3M™ Curosurf™ pour valves bi-directionnelles

Permet une désinfection rapide et vérifiable valves bi-directionnelles. Convient aux valves bi-directionnelles les plus courants.

Capuchon désinfectant d'obturateur 3M™ Curosurf™ pour connecteurs Luer ouverts femelles

Conçu pour s'adapter à une large gamme de robinets et de raccords de cathéters. Leur conception unique maintient une pression et désinfecte la région sensible avec de l'alcool isopropylique à 70 % (p/v).



Pansement de maintien intra-veineux antimicrobien



Dispositif de fixation sans suture



Pansement de maintien intra-veineux

Coussinet de gel CHG



**3M est là pour
soutenir vos
équipes d'unités
de soins intensifs.**

Guide de sélection produits

Référence produit	Description produit	Taille en cm	Pansements par boîte
1657	Pansement transparent pour cathéters intra-veineux 3M™ Tegaderm™ CHG	8,5 × 11,5	25
1658R	Pansement transparent pour cathéters intra-veineux 3M™ Tegaderm™ CHG	10 × 12	25
1659R	Pansement transparent pour cathéters intra-veineux 3M™ Tegaderm™ CHG	10 × 15,5	25
1660R	Pansement transparent pour cathéters intra-veineux 3M™ Tegaderm™ CHG	7 × 8,5	25
1877R-2100	Dispositif de fixation 3M™ Tegaderm™ PICC/CVC avec pansement + CHG	8,5 × 11,5	20
1879R-2100	Dispositif de fixation 3M™ Tegaderm™ PICC/CVC avec pansement + CHG	10 × 15,5	20
1665R	Pansement film transparent pour cathéters intra-veineux 3M™ Tegaderm™ I.V. Port + dispositif à coussinet gel 6,2 cm x 4,9 cm	12 × 12	25

Référence produit	Description produit	Présentation	Quantité par boîte
CFF1-270R	Capuchons désinfectants 3M™ Curox™ pour connecteur sans aiguille	Capuchons individuels	270
CFF10-250R	Capuchons désinfectants 3M™ Curox™ pour connecteur sans aiguille	Languette (10 capuchons)	25 languettes
CSV1-270R	Capuchons désinfectants 3M™ Curox™ d'obturateur pour connecteurs Luer ouverts femelles	Capuchons individuels	270
CSV5-250R	Capuchons désinfectants 3M™ Curox™ d'obturateur pour connecteurs Luer ouverts femelles	Languette (5 capuchons)	50 languettes

Pour en savoir plus :

 www.3MFrance.fr/medical

 01 30 31 61 61

 solutionsmedicales@mmm.com

Références

- 1 Crnich CJ, Maki DG. The Role of Intravascular Devices in Sepsis. *Curr Infect Dis Rep.* Dez. 2001;3(6):496-506.
- 2 Timsit JF, Mimoz O, Mourvillier B, et al. Randomized Controlled Trial of Chlorhexidine Dressing and Highly Adhesive Dressing for Preventing Catheter-related Infections in Critically Ill Adults. *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.* 2012; 186: 1272-1278.



3M France
Division Solutions Médicales
1 Parvis de l'Innovation
CS 20203
95006 CERGY-PONTOISE Cedex

MSD-00519 - Août 2020 - 3M, Curox et Tegaderm sont des marques déposées de 3M. Photos non contractuelles.
Les pansements 3M™ Tegaderm™ CHG et le dispositif 3M™ Tegaderm™ de sécurisation PICC/CVC + Pansement CHG sont des dispositifs médicaux (DM) de classe III. Marquage CE2797. Les capuchons désinfectants 3M™ Curox™ sont des DM de classe IIa. Marquage CE2797. 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Les pansements 3M™ Tegaderm™ CHG I.V. Port 1665R sont des assemblages des DM. Reportez-vous à la notice pour plus d'informations. Marquage CE. 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Lire attentivement les notices avant toute utilisation. Distribués par 3M France, 1 Parvis de l'Innovation, 95006 Cergy-Pontoise Cedex France.