



# Filtek™

Supreme  
Flowable Restorative

## Nyní se náš nejoblíbenější flow kompozit snadněji aplikuje.

3M™ Filtek™ Ultimate Flowable je k dispozici v nové ergonomické stříkačce. Navrženo pro větší pohodlí a snadnější aplikaci. Tento nový produkt se nyní nazývá 3M™ Filtek™ Supreme Flowable.

### Zamezuje vzniku bublin a zbytků


Materiál, který je bez bublin a samovolně nevytéká. Lepší kontrola aplikace.

### Není třeba hádat

Modrý píst indikuje zbytkové množství materiálu. Jakmile je stříkačka prázdná, viditelná je pouze bílá část.

### Dobře se drží

Trojúhelníkové ukončení pístu pod palcem umožňuje rychlé a snadné uchopení.



### Ohýbatelná kanyla

Snadné ohnutí kanyly bez rizika zalomení. Lepší přístup do všech míst.



## Klíčové výhody

- Prakticky žádné bubliny nebo vytékající materiál
- Snadno ohýbatelná kanyla pro přesnější aplikaci
- Ergonomický design - snadno se drží a používá při aplikaci
- Vynikající adaptace materiálu, stálost naleštění a odolnost proti opotřebení
- Univerzální pro širokou škálu indikací a technik

## Může být zahříván pro techniku vstřikování

Zahřejte až na 70 °C po dobu až jednu hodinu, a to až 25krát.



## Klinické případy

3M™ Filtek™ Supreme Flowable zaručuje estetiku výplně díky hladkému přechodu mezi materiálem a povrchem zubu.



Před



Aplikace flow kompozita



Po

Fotografie: Dr. Gunnar Reich, Mnichov, Německo

3M™ Filtek™ Supreme Flowable se snadno přizpůsobí kavitě a utěsní okraje.



Před



Aplikace flow kompozita



Po

Fotografie: Dr. Giuseppe Chiodera, Brescia, Itálie

## Indikace

(vrstva až 2 mm)



Třída III



Třída V



Minimálně invazivní stomatologie (MID)<sup>1</sup>



Báze



Podložka



Oprava nepřímé náhrady (malé defekty)



Opravy<sup>2</sup>



Vyblokování podsekřivín



Pečetění

Viz. návod k použití pro úplný seznam indikací.

## Objednací informace



3M™ Filtek™ Supreme Flowable - doplňkové balení

Obsah: 2 × 2 g stříkačka, 20 aplikačních kanyl.

ODSTÍN	OBJ. Č
A1	3930A1
A2	3930A2
A3	3930A2
A3.5	3930A35
A4	3930A4
B1	3930B1
B2	3930B2
C2	3930C2
D2	3930D2
White	3930W
Extra White	3930XW
OA3	3930OA3

OBJ. Č.	PRODUKT
3700T	3M™ Filtek™ Supreme Flowable, aplikační kanyly 19, šedé, 20 ks



# 3M

3M Oral Care Solutions Division  
3M Česko spol. s r.o.  
V Parku 2343/24  
148 00 Praha 4  
web: [www.3M.cz/dental](http://www.3M.cz/dental)

## CHCETE 3M™ FILTEK™ SUPREME FLOWABLE VYZKOUŠET?

Kontaktujte svého 3M obchodního zástupce  
nebo napište na [oralcarecz@mmm.com](mailto:oralcarecz@mmm.com) (pro ČR),  
nebo na [oralcaresk@mmm.com](mailto:oralcaresk@mmm.com) (pro SR).

3M a Filtek jsou ochranné známky 3M.  
© 3M 2020. Všechna práva vyhrazena.

<sup>1</sup> Včetně malých, nezatižených okluzálních dostaveb.

<sup>2</sup> Opravy provizorních akrylátových a kompozitních materiálů.