

## Att förebygga infektioner på intensivvårdsavdelningar.

Intravenösa infarter erbjuder visserligen fördelen av långvarig access till vener, men utgör samtidigt en risk för komplikationer till följd av infektion. Faktum är att 60 % av de blodburna infektionerna på sjukhuset beror på någon form av vaskulär åtkomst.<sup>1</sup> Infektionerna kan uppstå när katetern sätts in eller när som helst när den sitter på plats.

### Minska infektionsrisken vid alla accesspunkter med antibakteriellt skydd.

**3M**  
**Tegaderm™**  
Chlorhexidine Gluconate (CHG)  
I.V. Securement Dressing

#### Extraluminalt skydd

##### 3M™ Tegaderm™ intravenöst förband med klorhexidinglukonat Fixeringsförband

Har godkänts och bevisats reducera kateterrelaterade blodburna infektioner (CRBSI, catheter-related bloodstream infection) genom direkt och kontinuerlig antimikrobiell aktivitet samtidigt som de ger god synlighet, enkel applicering och katetersäkring.

##### 3M™ Tegaderm™ intravenösa förband med klorhexidinglukonat. Fixeringsförband


Geldynan överför omedelbart 2 % CHG till huden och behöver inte aktiveras av fukt. Den integrerade designen säkerställer jämn applicering i enlighet med evidensbaserade riktlinjer och standarder för bästa praxis.

##### 3M™ PICC/CVK-fixeringsanordning + Tegaderm™ intravenöst fixeringsförband

En konstruerad stabiliseringsenhet (ESD) plus ett antibakteriellt förband (CHG) som har godkänts och bevisats minska CRBSI.

##### 3M™ Tegaderm™ CHG klorhexidinglukonat I.V. Portförband

Antibakteriell (CHG) geldyna med portförband specifikt utformat för att skydda enkla och dubbla venportar och "Huber"-nålar från de patogener som vanligen återfinns i CRBSI:er.



**3M**  
**CUROS™**  
Desinfektionsproppar

#### Intraluminalt skydd

##### 3M™ Curox™ desinfektionsproppar

Konsekvent användning av Curox desinfektionsproppar på nålfria injektionsventiler associeras med färre CVK-relaterade infektioner. Desinficera och skydda nålfria injektionsventiler, öppna hon- och han-lueranordningar för att minska risken för kontamination i katetern efter införandet.

##### 3M™ Curox™ desinfektionspropp för nålfria injektionsventiler.

Ger snabb och påvisbar desinficering av nålfria injektionsventiler. Passar till vanligt förekommande nålfria injektionsventiler.

##### 3M™ Curox™ Tips desinfektionspropp för han-luerkopplingar

Desinficerar och skyddar den distala änden på IV-slangen och andra han-lueranordningar.

##### 3M™ Curox™ desinfektionspropp för öppna hon-luerkopplingar

Konstruerad för att passa på ett stort antal kranar och kateterfattningar. Den unika designen desinficerar kritiska ytor med 70 % isopropylalkohol.

##### 3M™ Curox™ desinfektionspropp till Tego® hemodialyskopplingar

Den här specialdesignade Curox-desinfektionsproppen är kompatibel med Tego® nålfri hemodialyskoppling.



antimikrobiellt och intravenöst fixeringsförband



Suturlös fixeringsanordning



intravenöst förband





# 3M hjälper dig och dina intensivvårdsteam.

## Beställningsinformation

Artikelnummer	Produktbeskrivning	Storlek i cm	Leveransförpackning
1657R	3M™ Tegaderm™ CHG I.V. fixeringsförband	8,5 × 11,5	25
1658R	3M™ Tegaderm™ CHG I.V. fixeringsförband	10 × 12	25
1659R	3M™ Tegaderm™ CHG I.V. fixeringsförband	10 × 15,5	25
1660R	3M™ Tegaderm™ CHG I.V. fixeringsförband	7 × 8,5	25
1877R-2100	3M™ Tegaderm™ PICC/CVK-fixeringsanordning + CHG	8,5 × 11,5	20
1879R-2100	3M™ Tegaderm™ PICC/CVK-fixeringsanordning + CHG	10 × 15,5	20
1665R	3M™ Tegaderm™ I.V. Portförband + 6,2 × 4,9 geldyna	12 × 12	25

Artikelnummer	Produktbeskrivning	Dispenser	Antal per förpackning
CFF1-270R	3M™ Curoso™ desinfektionsproppar till nålfria injektionsventiler	Individuella proppar	270
CFF10-250R	3M™ Curoso™ desinfektionsproppar till nålfria injektionsventiler	Remsor (10 proppar)	25 remsor
CTG1-270R	3M™ Curoso™ Desinfektionsproppar till Tego® hemodialyskopplingar	Individuella proppar	270
CSV1-270R	3M™ Curoso™ Desinfektionsproppar för öppna hon-luerkopplingar	Individuella proppar	270
CSV5-250R	3M™ Curoso™ Desinfektionsproppar för öppna hon-luerkopplingar	Remsor (5 proppar)	50 remsor
CM5-200R	3M™ Curoso Tips™ desinfektionspropp för han-luerkopplingar	Remsor (5 proppar)	40 remsor

## För att ta reda mer:

 [3M.co.uk/medical](https://www.3m.co.uk/medical)

 **0330 053 8938**

 **C3SD@mmm.com**

### Referenser

- 1 Crnich CJ, Maki DG. The Role of Intravascular Devices in Sepsis. *Curr Infect Dis Rep.* 2001 Dec;3(6):496–506.
- 2 Timsit JF, Mimoz O, Mourvillier B, et al. Randomized Controlled Trial of Chlorhexidine Dressing and Highly Adhesive Dressing for Preventing Catheter-related Infections in Critically Ill Adults. *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.* 2012; 186: 1272–1278.