



Littmann®
Stethoskope



Littmannin tunnistat L-kirjaimesta.

Laadulla on merkitystä, kun opettelet potilaiden arvioinnissa ja seurannassa tarvittavia auskultaatitaitoja. 3M™ Littmann® -stetoskoopit tarjoavat käyttöösi ammattilaistason akustiikan heti alusta lähtien. Kestävyydestään tunnettu merkki on ammattilaisten luottovalinta kaikkialla maailmassa.

3M™ Littmann® -stetoskooppien tarkka akustiikka on avuksi, kun opettelet arvioimaan ja tarkkailemaan potilaita tehokkaasti, mikä tekee sinusta lopulta pätevemmän ammattilaisen.

Stetoskoopissa on pehmeät korvakappaleet, säädettävät kuuntelukaaret ja lämpimän-tuntuinen reunus, joten se on miellyttävä sekä käyttäjälle että potilaalle. Kaksipuolinen rintakappale (valittavissa avoin tai suljettu suppilo) sopii sekä lapsi- että aikuispotilaiden tutkimiseen, ja siinä on säätävät kuuntelukalvot, joten pystyt kuuntelemaan eri taajuisia ääniä siirtämättä rintakappaletta. Valitse itsellesi parhaiten sopiva malli; ne kaikki valmistetaan Yhdysvalloissa eivätkä ne sisällä luonnonkumilateksia.



**3M™ Littmann® Cardiology IV™
-stetoskooppi**


Auttaa erottamaan vähäisetkin äänet, joten voit kuulla potilaidesi tilassa tapahtuvat muutokset hankalissakin olosuhteissa.



3M™ Littmann® Classic III™ -stetoskooppi

Kompakti ja herkkä stetoskooppi sopii erinomaisesti arviointiin ja tarkkailuun ei-kriittisissä käyttötilanteissa.

3M™ Littmann® Classic III™ -stetoskooppi



Tuotteen ominaisuudet	
Akustinen suorituskyky	7 (asteikolla 1–10)
Rintakappaleen rakenne/tekniikka	Ruostumatonta terästä, kaksipuolinen
Kuuntelukaarien materiaali	Kevyt alumiiniseos
Pituus/kokonaispaino	69 cm / 150 grammaa
Takuu	5 vuotta
Kuuntelukalvon tiedot/halkaisija	Kaksi yksiosaista säätävää kuuntelukalvoa 4,3 cm ja 3,4 cm

Värisävyt saattavat näkyä hieman erilaisina eri näytöissä.

Tutustu Littmann-stetoskooppeihin osoitteessa Littmann.co.uk

3M

Suomen 3M Oy

Terveystuotteet/Littmann® Stetoskoopit

PI 90, Keilaranta 6


02150 ESPOO

Puhelin (09) 525 21

Faksi (09) 512 2944

www.littmann.fi

3M™ Littmann® Cardiology IV™ -stetoskooppi



Tuotteen ominaisuudet	
Akustinen suorituskyky	9 (asteikolla 1–10)
Rintakappaleen rakenne/tekniikka	Ruostumatonta terästä, kaksipuolinen
Kuuntelukaarien materiaali	Kevyt alumiiniseos
Pituus/kokonaispaino	69 cm / 177 grammaa
Takuu	7 vuotta
Kuuntelukalvon tiedot/halkaisija	Kaksi yksiosaista säätävää kuuntelukalvoa 4,3 cm ja 3,4 cm

3M, Littmann, L Littmann -logo, Classic III ja Cardiology IV ovat 3M:n tavaramerkkejä. Kierrätätään paperin. Painettu Yhdysvalloissa. © 3M 2019. Kaikki oikeudet pidätetään. 70-2011-7828-5. Versio 06/2020