



Littmann®
fonendoszkóp



A Littmann segíti a tanulásban.

A minőség rengeteget számít az auszkultációs képesség elsajátítása során, amely segíti a betegek állapotának felmérését és nyomon követését. A 3M™ Littmann® fonendoszkóp professzionális akusztikai jellemzőivel nagyszerű kezdést biztosít. Kialakításának köszönhetően időtálló, és a szakemberek világszerte bizalommal használják.

A 3M™ Littmann® fonendoszkóp magas szintű akusztikus érzékenységének köszönhetően gyorsabban elsajátíthatja a betegek hatékony felmérésének és megfigyelésének a képességét, így rövid távon jobb orvos válhat Önből.

A puha, hangzáró fülolíváknak, az állítható fejhallgatónak és a „nem hűvös” peremnek köszönhetően ez a fonendoszkóp Ön és a betege számára egyaránt kényelmes. Függetlenül attól, hogy felnőtteket vagy gyermekeket vizsgál, a kétoldalas hallgatófej (nyitott vagy zárt haranggal) hangolható membránokkal rendelkezik, így különféle frekvenciájú hangokat hallhat a hallgatófej áthelyezése nélkül. Válassza az Önnek legmegfelelőbb modellt. Termékeink mind az Egyesült Államokban készülnek és nem tartalmaznak természetes gumi latexet.



**3M™ Littmann® Cardiology IV™
fonendoszkóp**

Segít az alig hallható hangok elkülönítésében, így még a legkritikusabb és legnagyobb kihívást jelentő környezetekben is észlelheti a betegben zajló változásokat.





**3M™ Littmann® Classic III™
fonendoszkóp**

Kompakt és kiváló érzékenységű, így vizsgálathoz és betegmegfigyeléshez egyaránt tökéletes a ú.n. nem kritikus környezetben.

3M™ Littmann® Classic III™ fonendoszkóp



Hagyományos rozsdamentes acél



Termékjellemzők	
Akusztiikus teljesítmény	7 (1 és 10 közötti skálán)
Hallgatófej kialakítása/technológiája	Esztergált rozsdamentes acél, kétoldalas
Fejhallgató anyaga	Könnyű alumíniumötvözet
Hossz/teljes súly	69 cm/150 gramm
Garancia	5 év
Membrán jellemzői/átmérője	Kettő darab, egy-részből álló, hangolható membrán 4,3 cm, 3,4 cm

Az itt látható színek csupán közelítőlegések.

Fedezze fel a Littmann fonendoszkópokat a Littmann.co.uk weboldalon

3M

3M Hungária Kft.
1117 Budapest
Neumann J. u. 1/E.
www.littmann.hu

3M™ Littmann® Cardiology IV™ fonendoszkóp



Hagyományos rozsdamentes acél



Fekete/fekete



Tükörfényű



Szívárványszínű/fekete



Magas fényezésű füstszínű/füstszínű



Magas fényezésű szívárványszínű/füstszínű



Magas fényezésű szívárványszínű/fekete



Magas fényezésű füstszínű/fekete



Pezsgőszínű/fekete



Pezsgőszínű/füstszínű



Pezsgőszínű/pezsőszín



Termékjellemzők	
Akusztiikus teljesítmény	9 (1 és 10 közötti skálán)
Hallgatófej kialakítása/technológiája	Esztergált rozsdamentes acél, kétoldalas
Fejhallgató anyaga	Könnyű alumíniumötvözet
Hossz/teljes súly	69 cm/177 gramm
Garancia	7 év
Membrán jellemzői/átmérője	Kettő darab, egy-részből álló, hangolható membrán 4,3 cm, 3,4 cm

A 3M, a Littmann, a Littmann L logója, a Classic III és a Cardiology IV a 3M védjegyei. Biztosítsa a termék újrahasznosítását. Nyomtatás helye: Egyesült Államok. © 3M 2019. Minden jog fenntartva. 70-2011-7828-5. Verzió: 2020.06