



Littmann®
fonendoskopy



Το Ε αντιστοιχεί στην εκπαίδευση.

Η ποιότητα κάνει τη διαφορά όταν εκπαιδεύετε στην ικανότητα ακρόασης για την αξιολόγηση και παρακολούθηση των ασθενών. Ξεκινήστε με ένα στηθοσκόπιο 3M™ Littmann® για επαγγελματικού επιπέδου ακουστική. Έχει κατασκευαστεί για να έχει διάρκεια και χαίρει της εμπιστοσύνης επαγγελματιών παγκοσμίως.

Η υψηλή ακουστική ευαισθησία των στηθοσκοπίων 3M™ Littmann® σας βοηθούν να μάθετε να αξιολογείτε και να παρακολουθείτε με αποτελεσματικό τρόπο τους ασθενείς σήμερα, γεγονός που θα σας βοηθήσει να γίνετε καλύτερος επαγγελματίας υγείας αύριο.

Τα συγκεκριμένα στηθοσκόπια είναι άνετα τόσο για εσάς όσο και για τους ασθενείς σας χάρη στα ρυθμιζόμενα ακουστικά με μαλακές και εφαρμοστές ελιές. Είτε εξετάζετε ενήλικες ή παιδιατρικούς ασθενείς, ο κώδωνας διπλής όψης (με ανοιχτό ή κλειστό κώδωνα) διαθέτει συντονιζόμενα διαφράγματα, με αποτέλεσμα να μπορείτε να ακούτε διαφορετικής συχνότητας ήχους χωρίς να τον επαναποθετείτε. Επιλέξτε το μοντέλο που ταιριάζει σ' εσάς. Κάθε μοντέλο έχει κατασκευαστεί στις ΗΠΑ χωρίς να περιέχει φυσικό λατέξ.



Στηθοσκόπιο 3M™ Littmann® Cardiology IV™

Βοηθά στη σύλληψη ανεπαίσθητων ήχων για να μπορείτε να ακούτε τις αλλαγές στους ασθενείς σας στα πιο κρίσιμα και δύσκολα περιβάλλοντα.



Στηθοσκόπιο 3M™ Littmann® Classic III™

Κομψό και με υψηλή ακουστική ευαισθησία, ιδανικό για την αξιολόγηση και παρακολούθηση σε μη κρίσιμα περιβάλλοντα.


Στηθοσκόπιο 3M™ Littmann® Classic III™




Κλασσικός ανοξείδωτος χάλυβας



Rainbow/brass finish



Mirror/smoke



Champagne/smoke



Smoke/smoke



Χαρακτηριστικά προϊόντος	
Ακουστική απόδοση	7 (κλίμακα 1-10)
Σχεδίαση/Τεχνολογία Κώδωνα	Μηχανικά κατεργασμένο ανοξείδωτο ασάλι, διπλής όψης
Υλικό ακουστικών	Ελαφρύ κράμα αλουμινίου
Μήκος/Συνολικό βάρος	69 cm/150 γραμμάρια
Εγγύηση	5 έτη
Λεπτομέρειες/Διάμετρος διαφράγματος	Δύο, ενιαία συντονιζόμενα διαφράγματα 4,3 cm, 3,4 cm

Τα χρώματα παρουσιάζονται κατά προσέγγιση.

Ανακαλύψτε τα στηθοσκόπια Littmann στη διεύθυνση littmann.gr




3M ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ

Λεωφόρος Κηφισίας 20
151 25 Μαρούσι, Αττική
www.littmann.gr


Στηθοσκόπιο 3M™ Littmann® Cardiology IV™



Κλασσικός ανοξείδωτος χάλυβας




Black/black



Mirror



Rainbow/black



High-polish smoke/smoke



High-polish rainbow/smoke



High-polish rainbow/black



High polish smoke/black



Champagne/black



Champagne/smoke



Champagne/champagne



Χαρακτηριστικά προϊόντος	
Ακουστική απόδοση	9 (κλίμακα 1-10)
Σχεδίαση/Τεχνολογία Κώδωνα	Μηχανικά κατεργασμένο ανοξείδωτο ασάλι, διπλής όψης
Υλικό ακουστικών	Ελαφρύ κράμα αλουμινίου
Μήκος/Συνολικό βάρος	69cm/177 γραμμάρια
Εγγύηση	7 έτη
Λεπτομέρειες/Διάμετρος διαφράγματος	Δύο, ενιαία συντονιζόμενα διαφράγματα 4,3 cm, 3,4 cm

Τα 3M, Littmann, το λογότυπο L Littmann, καθώς και οι επωνυμίες Classic III και Cardiology IV είναι εμπορικά σήματα της 3M. Παρακαλούμε ανακυκλώστε. Εκτυπώθηκε στην Ελλάδα © 3M 2019. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 70-2011-7828-5. Αναθ. 06/2020