

**3M****Littmann®**  
Stethoscopes

# Aprender com Littmann.

A qualidade faz a diferença quando está a aprender competências em auscultação. Para o ajudar a avaliar e monitorizar doentes, comece com um Estetoscópio 3M™ Littmann® para uma acústica de nível profissional. Construído para durar e com a confiança de profissionais a nível mundial.

A sensibilidade acústica elevada dos Estetoscópios 3M™ Littmann® vai ajudá-lo a aprender, avaliar e a monitorizar doentes de forma eficaz, o que o ajudará a tornar-se um médico melhor hoje no futuro.

Com olivas de vedação suave, auriculares ajustáveis e um aro de membrana antifrio, estes estetoscópios são confortáveis para si e para os seus doentes. Quer esteja a examinar doentes adultos ou pediátricos, o auscultador de dois lados (com campânula aberta ou fechada) apresenta diafragma sintonizável, para que possa ouvir sons de diferentes frequências sem o ter de reposicionar. Escolha o modelo certo para si. Cada estetoscópio é fabricado nos EUA, sem látex de borracha natural.



## Estetoscópio 3M™ Littmann® Cardiology IV™

Ajuda a isolar sons subtis para que possa ouvir alterações nos seus doentes nos ambientes mais críticos e desafiadores.



## Estetoscópio 3M™ Littmann® Classic III™

Compacto e sensível, perfeito para avaliar e monitorizar em ambientes não críticos.

## Estetoscópio 3M™ Littmann® Classic III™



## Estetoscópio 3M™ Littmann® Cardiology IV™



### Aço inoxidável



5620 Preto 5621 Cinza 5622 Azul-marinho 5623 Azul-caraibas 5630 Azul Céu



5631 Rosa 5633 Rosa Pérola 5627 Bordó 5831 Ameixa 5832 Alfazema



5835 Turquesa 5839 Lima 5648 Framboesa

### Acabamento Arco-Íris/Latão

### Arco-Íris/preto

### Acabamentos em cobre



5806 Framboesa 5807 Azul-caraibas 5870 Preto 5809 Chocolate

### Espelhado/fumado



5959 Azul Céu 5863 Azul-marinho 5960 Ameixa 5962 Rosa Pérola

### Champanhe/fumado

### Preto/preto



5861 Preto 5864 Bordó 5803 Preto 5868 Bordó

### Fumado/fumado



5811 Preto 5872 Turquesa 5873 Cinza 5875 Verde Lima

### Aço inoxidável



6152 Preto 6154 Azul-marinho 6155 Verde 6156 Ameixa 6158 Framboesa



6184 Bordó

### Preto/preto



6163 Preto 6168 Azul-marinho 6200 Preto 6201 Preto 6203 Preto

### Espelhado



6177 Preto 6170 Bordó

### Arco-Íris/preto



6165 Preto 6205 Ameixa

### Fumada de alto brilho/fumado



6238 Cinza

### Arco-Íris de alto brilho/fumado



6240 Preto 6241 Framboesa

### Arco-Íris de alto brilho/preto



6242 Azul-marinho

### Fumada de alto brilho/preto



6202 Azul-marinho 6204 Preto 6232 Preto 6234 Azul-caraibas

### Champanhe/preto



6176 Bordó 6190 Azul-caraibas

### Champanhe/fumado



6179 Preto

### Champanhe/champanhe



6206 Verde Caçador

### Características do produto

<b>Desempenho acústico</b>	7 (escala 1-10)
<b>Design/tecnologia do auscultador</b>	Aço inoxidável maquinado, face dupla
<b>Material do auscultador</b>	Liga de alumínio leve
<b>Comprimento/Peso total</b>	69 cm/150 g
<b>Garantia</b>	5 anos
<b>Detalhes/Diâmetro do diafragma</b>	Dois diafragmas sintonizáveis em peça única 4,3 cm, 3,4 cm

### Características do produto

<b>Desempenho acústico</b>	9 (escala 1-10)
<b>Design/tecnologia do auscultador</b>	Aço inoxidável maquinado, face dupla
<b>Material do auscultador</b>	Liga de alumínio leve
<b>Comprimento/Peso total</b>	69 cm/ 177 g
<b>Garantia</b>	7 anos
<b>Detalhes/Diâmetro do diafragma</b>	Dois diafragmas sintonizáveis em peça única 4,3 cm, 3,4 cm

As cores apresentadas são aproximadas.

Explore estetoscópios Littmann em [www.littmann.pt](http://www.littmann.pt)

**3M**

3M Portugal, Lda

Edifício Office Oriente - Rua Mar da China nº 3 – Piso 3º A – Parque das Nações 1990-138 Lisboa  
[www.littmann.pt](http://www.littmann.pt)

3M, Littmann, o logótipo L Littmann, Classic III e Cardiology IV são marcas comerciais da 3M. Recicle. Impresso em Portugal © 3M 2019. Todos os direitos reservados.  
70-2011-7828-5. Rev. 06/2020