



Littmann®
Stethoscopes



N jak nauka.

Jakość ma znaczenie, kiedy zdobywasz umiejętności osłuchiwania, aby badać i monitorować pacjentów. Rozpocznij pracę ze stetoskopem 3M™ Littmann®, aby uzyskać akustykę na profesjonalnym poziomie. Zaufali mu lekarze na całym świecie.

Wysoka czułość akustyczna stetoskopów 3M™ Littmann® może pomóc w skutecznej nauce badania i monitorowania stanu pacjentów, co sprawi, że staniesz się lepszym lekarzem w przyszłości.

Dzięki miękkim oliwkom, regulowanej lirze i „cieplej” obwódce te stetoskopy są komfortowe dla Ciebie i Twoich pacjentów. Bez względu na to, czy badasz dorosłego czy dziecko, dwustronna głowica (z otwartym lub zamkniętym lejkiem) z dwutonowymi membranami sprawia, że możesz usłyszeć dźwięki o zróżnicowanej częstotliwości bez konieczności zmiany pozycji stetoskopu. Wybierz model odpowiedni dla siebie. Każdy model wyprodukowany w USA. Nie zawiera lateksu.



Stetoskop 3M™ Littmann® Cardiology IV™

Wyłapuje ledwie słyszalne dźwięki świadczące o zmianach chorobowych w trudno dostępnych miejscach organizmu pacjenta.





Stetoskop 3M™ Littmann® Classic III™

Kompaktowy i czuły, idealny do badania oraz monitorowania w środowiskach niekrytycznych.

Stetoskop 3M™ Littmann® Classic III™



Standardowa stal nierdzewna



Wykończenie Rainbow/Brass

Rainbow/czarny

Wykończenie Copper



Mirror/smoke




Champagne/smoke

Czarny/czarny



Smoke/smoke



Cechy produktu	
Wydajność akustyczna	7 (w skali 1-10)
Konstrukcja/technologia głowicy	Opracowana maszynowo stal nierdzewna, głowica
Materiał głowicy	Lekki stop aluminium
Długość / waga całkowita	69 cm/150 g
Gwarancja	5 lat
Informacje o membranie / średnica	Dwie, jednoczęściowe dwutonowe membrany 4,3 cm, 3,4 cm

Odwzorowanie pokazanych kolorów jest przybliżone.

Sprawdź stetoskopy Littmann na stronie Littmann.pl



3M Poland Sp. z o.o. al.
Katowicka 117
Kajetany 05-830
Nadarzyn
www.Littmann.pl


Stetoskop 3M™ Littmann® Cardiology IV™



Standardowa stal nierdzewna



Czarny/czarny



Mirror


Rainbow/Czarny



High-polish smoke/smoke

High-polish rainbow/smoke

High-polish rainbow/czarny



High polish smoke/czarny



Champagne/czarny

Champagne/smoke

Champagne/champagne



Cechy produktu	
Wydajność akustyczna	9 (w skali 1-10)
Konstrukcja/technologia głowicy	Opracowana maszynowo stal nierdzewna, głowica
Materiał głowicy	Lekki stop aluminium
Długość / waga całkowita	69 cm/177 g
Gwarancja	7 lat
Informacje o membranie / średnica	Dwie, jednoczęściowe dwutonowe membrany 4,3 cm, 3,4 cm

3M, Littmann, logo L Littmann, Classic III oraz Cardiology IV są znakami towarowymi 3M. Prosimy poddać recyklingowi. Wydrukowano w USA. © 3M 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone. 70-2011-7828-5. Wer. 06/2020