

3M Science.
Applied to Life.™

3M™ Protemp™
Material de Provisionalización

**La solución ideal de
provisionalización
para cada indicación.**



Un año de evaluación clínica: resultados entre muy buenos y excelentes para todas las categorías.

96% lo calificaron como muy bueno o excelente.
Gordon Christensen's Clinician's Report

Para cada indicación, la solución provisional ideal.



3M™ Protemp™

Material de Provisionalización

El material de alto rendimiento para los provisionales hechos a partir de una impresión.



- Resistencia definitiva para provisionalizaciones de corto o largo plazo.
- Sorprendente estética y brillo sin pulido ni glaseado – simplemente tratando con alcohol.
- Disponible en 6 colores.

Coronas 3M™ Protemp™
Material de Provisionalización

La corona prefabricada para cuando falta estructura dental.

- Sin impresión.
- Moldeable y fotopolimerizable.
- 9 tamaños en un color universal para molares, premolares y caninos.

La solución probada...

Para provisionalizaciones de una pieza o puentes largos.



Provisionales de alta estética con material Protemp™ 4 para reemplazo de antiestéticas coronas metalcerámicas. *Caso clínico de Dr. Rakesh Jivan, Royal Lemington Spa, Warwickshire, U.K.*



La sorprendente dureza del material Protemp™ 4 permite restauraciones duraderas de puentes de largos. *Caso clínico de Dr. Mario Imburgia, Palermo, Italia*

Imprint™ 4 preliminar Material de impresion VPS



La solución inteligente...

Especialmente apropiado para dientes fracturados, restauraciones perdidas y coronas sobre implante.



La anatomía de las coronas prefabricadas de Protemp™ facilita enormemente la rescostrucción del diente fracturado. *Caso clínico del Dr. Christopher D. Ramsey, Jupiter, U.S.A.*



El material de provisionalización de Coronas Protemp™ evita el paso de la impresión y hace mucho más fácil la provisionalización sobre implantes. *Caso clínico del Dr. Robert Margeas, Des Moines, U.S.A.*




... a través de la tecnología más avanzada.

Probado y demostrado millones de veces.

Dureza definitiva.


El material Protemp™ 4 no es solamente resistente, sino también flexible – muy parecido a las alas de un avión. Hecho a base de una combinación única de nanorelleno y polímeros, patentada por 3M ESPE nanorelleno que actúan en conjunto, el material Protemp 4 tiene una resistencia flexural muy alta con una gran deflexión ofreciendonos una gran resistencia a la fractura.



En un test de medida de dureza de material, el material de provisionalización Protemp™ 4 mostró una mayor resistencia a la fractura en comparación con otros materiales de provisionalización. Fuente: Schwarz et. al., AADR 2014 accepted

Estética y salud gingival sorprendentes.

Protemp 4 ofrece al paciente una estética adecuada así como sensación de confort al llevarlas, gracias a su superficie lisa y brillante para una fácil eliminación de la placa y así ayudar a mantener una buena salud gingival, alta estabilidad en el color y una fluorescencia natural.



Topología de la superficie del material Protemp™ 4 tras eliminar la capa inhibida con alcohol y sin pulido posterior. Fuente: 3M ESPE internal data – Atomic Force Microscopy (AFM) images by 3M Corporate Research Analytical Laboratory – (CRAL)

... para reconstruir la estructura dental.

La exclusiva corona prefabricada.



Para información del paso a paso consulte "trucos y consejos".



1 Mida y seleccione la corona.



2 Coloque y adapte la corona sobre el diente.



3 Fotopolimerización.



4 Pulido y cementado.

Protemp™ 4 y las Coronas Protemp™ pueden ser fácilmente individualizadas y reparables usando el composite fluido Filtek™ Supreme XTE material restaurador.

Para la cementación de provisionales recomendamos el uso de Cemento RelyX™ Temp NE/E de 3M ESPE.



Información para pedidos

Referencia Información del producto

Material de provisionalización Protemp™ 4

46953 Kit Introductorio – A2
1 cartucho – 50 ml, A2; 16 Garant™ Puntas de mezcla azules; 1 Pistola Garant™ 10:1

Reposiciones (cada una contiene 1 cartucho de – 50 ml, 16 Garant™ Puntas de mezcla azules)

46959

Bleach

46954

A1

46956

A2

46957

A3

46972

A3.5

46960

B3

Coronas provisionales Protemp™ Crown

50600 Kit Introductorio
42 coronas provisionales
Instrucciones, Guía de uso. Medidor de coronas (2 bolsas de 10) 6 x molar superior pequeña 6 x molar superior grande 6 x molar inferior pequeño 6 x molar inferior grande 4 x bicúspide premolar superior grande 4 x bicúspide premolar superior pequeño 4 x bicúspide premolar inferior 3 x cúspide canino grande 3 x cúspide canino pequeño

50600TK

Estuche de prueba

16 coronas provisionales
Instrucciones, Guía de uso. Medidor de coronas (1 bolsa de 10) 3 x molar superior pequeña 3 x molar superior grande 2 x molar inferior grande 2 x molar inferior pequeño 2 x bicúspide premolar superior grande 2 x bicúspide premolar superior pequeño 2 x bicúspide premolar inferior 1 reposición

50610

Molar superior grande

50611

Molar superior pequeño

50612

Molar inferior grande

50613

Molar inferior pequeño

50614

Bicúspide (Premolar) superior grande

50615

Bicúspide (Premolar) superior pequeño

50616

Bicúspide (Premolar) inferior

50617

Canino grande

50618

Canino pequeño

3M

3M Oral Care
3M España, S.L.

Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
www.3m.com.es/dental

3M, ESPE, Filtek, Garant, Imprint, Protemp y RelyX son marcas registradas de 3M Company o 3M Deutschland GmbH. Usado bajo licencia en Canada. Todas las demás marcas registradas son propiedad de otras compañías.
© 2018, 3M. Todos los derechos reservados