




Zvolte si fonendoskop přesně podle svých potřeb.

3M™ Littmann® fonendoskopy jsou vybaveny nastavitelnými ušními trubicemi s měkkými těsnícími ušními olivkami. Vybrané mechanické fonendoskopy Littmann jsou vybaveny technologií ladění, která umožňuje slyšet různé frekvence zvuků v závislosti na tlaku vyvíjeném na hrudní snímač. Fonendoskopy Littmann vám zajistí akustický výkon, vysokou kvalitu a pohodlí přesně dle vašich potřeb.



	6	7-8	7-8	9-10	9-10	10+	
	Lightweight II S.E. fonendoskop	Classic II fonendoskopy pro děti a kojence	Master Classic II™ fonendoskop	Classic III™ monitorovací fonendoskop	Cardiology IV™ diagnostický fonendoskop	Master Cardiology™ fonendoskop	Elektronický fonendoskop Model 3200
	Ideální pro měření krevního tlaku a rychlé prohlídky.	Vysoce účinné a spolehlivé klinické nástroje pro fyzické vyšetřování a sledování pacientů, od rána do večera.			Mimořádná akustická citlivost, která vám pomůže provádět podrobnou diagnostickou auskultaci. Hodí se v urgentní péči a v náročných prostředích.	Vysoce výkonná auskultace. Díky 24násobnému zesílení, potlačování okolního šumu a možností připojení uslyšíte to, co potřebujete.	
Přibližná délka	71 cm	71 cm	69 cm	69 cm	69 cm	69 cm	69 cm
Přibližná hmotnost	118 g	105 g, 95 g	160 g	150 g	177 g	185 g	185 g
Záruka	2letá	3letá	3letá	5letá	7letá	7letá	2letá
Membrána	Laditelná	Neladitelná (plovoucí)	Laditelná	Laditelné (2)	Laditelné (2)	Laditelná	Elektronická
Přibližný průměr hrudního snímače	Oboustranný 5,2 × 4,5 cm 3,5 × 3,2 cm	Oboustranný Pediatrický 3,4 cm 2,7 cm Kojenecký 2,8 cm 1,7 cm	Jednostranný 4,3 cm	Oboustranný Dospělá strana 4,3 cm Pediatrická strana 3,4 cm	Oboustranný Dospělá strana 4,3 cm Pediatrická strana 3,4 cm	Jednostranný 4,8 cm	Jednostranný 5,1 cm
Vlastnosti	Vejcovitý hrudní snímač Vejde se pod manžetu na měření krevního tlaku	Speciálně navrženo pro ty nejmenší pacienty	Navrženo pro snadnější uchopení a manipulaci	Proměnitelný otevřený zvon	Proměnitelný otevřený zvon Dvoukanálové hadičky	Dvoukanálové hadičky Nejlepší akustická odezva v řadě mechanických fonendoskopů Littmann	Snižuje okolní hluk v průměru o 85 % Bezdrátová technologie Bluetooth® Záznam a přehrávání



Možnosti učení ve vaší dlaně.

Aplikace 3M™ Littmann® Learning Institute – získáte zdarma při koupi fonendoskopu 3M™ Littmann®

Potřebujete pomoc? Navštivte Littmann.co.uk

3M Česko, spol. s r.o.
V Parku 2343/24
148 00 - Praha 4
www.littmann.cz



Informace pro objednávání fonendoskopů 3M™ Littmann® a příručka k barvám hadiček

Součásti
(Hrudní snímač /
ušní trubice / nožka)

Lightweight II SE fonendoskop	Classic II fonendoskop pro kojence	Classic II pediatrický fonendoskop	Master Classic II™ fonendoskop	Classic III™ monitorovací fonendoskop	Cardiology IV™ diagnostický fonendoskop	Master Cardiology™ fonendoskop	Elektronický fonendoskop Model 3200
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------	-------------------------------------

Barva hadiček

Standardní povrchová úprava	2450 Černá	2114 Černá	2113 Černá	2144L Černá	5620 Černá	5627 Burgundská červená	6152 Černá	6156 Švestková	2160 Černá	3200BK27 Černá
	2451 Burgundská červená	2114R Červená	2113R Červená	2146 Burgundská červená	5621 Šedá	5633 Perleťová růžová	6154 Námořnická modrá	6158 Malinová	2163 Burgundská červená	3200BU Burgundská červená
	2452 Karibská modrá	2124 Karibská modrá	2119 Karibská modrá	2147 Námořnická modrá	5622 Námořnická modrá	5831 Švestková	6155 Lovecká zelená		2164 Námořnická modrá	3200NB Námořnická modrá
	2454 Nebeská modrá		2122 Malinová		5623 Karibská modrá	5832 Levandulová			2167 Švestková	
	2456 Perleťová růžová				5630 Nebeská modrá	5835 Tyrkysová			2178 Karibská modrá	
					5839 Limetkově žlutá					
Všechny černé			2141 Černá	5803 Černá	5868 Burgundská červená	6163 Černá	6168 Námořnická modrá	2161 Černá	Součásti: Hrudní snímač / ušní trubice / nožka Standardní povrchová úprava Černá Mosazná Měděná Kouřová Duhová Zrcadlová Šampaňská Lesklá kouřová Lesklá duhová	
Všechny mosazné								2175 Černá		
Všechny měděné				5809 Čokoládová						
Všechny kouřové				5811 Černá	5871 Malinová	6162 Černá		2176 Černá		
				5812 Olivově zelená		6166 Švestková	6171 Tyrkysová	2182 Olivově zelená		
Duhový/měděné/měděná	2157 Malinová	2153 Karibská modrá		5806 Malinová	5807 Karibská modrá					
Měděný/kouřové/kouřová						6164 Černá				
Duhový/černé/černá				5870 Černá		6165 Černá				
Zrcadlový/kouřové/kouřová				5862 Malinová	5863 Námořnická modrá					
				5959 Nebeská modrá						
Zrcadlový/standardní/zrcadlová						6177 Černá	6170 Burgundská červená			
Šampaňský/kouřové/kouřová				5861 Černá	5864 Burgundská červená	6179 Černá				
Šampaňský/černé/šampaňská						6176 Burgundská červená	6190 Karibská modrá			
Lesklý duhový/černé/černá						6242 Námořnická modrá				
Lesklý duhový/kouřové/kouřová						6240 Černá	6241 Malinová			
ŘADY BAREVNÝCH NOŽEK: (čtverec v poli představuje barvu nožky)										
Černý/černé/barevná						6200 Černá	6203 Černá			
						6201 Černá				
Lesklý kouřový/černé/barevná						6202 Námořnická modrá	6204 Černá			
						6232 Černá	6234 Karibská modrá			
Lesklý kouřový/kouřové/barevná						6238 Šedá				
Duhový/černé/barevná						6205 Švestková				
Šampaňský/šampaňské/barevná						6206 Lovecká zelená				
Kouřový/kouřové/barevná					5872 Tyrkysová	5875 Limetková				
					5873 Šedá					
Zrcadlový/kouřové/barevná					5960 Švestková	5962 Perleťová růžová				
Zrcadlový/standardní/barevná					5874 Karibská modrá					

Vyobrazení barev nemusí být přesné.

www.littmann.co.uk | Také k dispozici: Veterinární fonendoskop (1392), vzdělávací fonendoskop (2138)

3M, Littmann, logo L Littmann, Classic III, Cardiology IV, Master Classic II a Master Cardiology jsou ochranné známky společnosti 3M. Bluetooth je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG. © 3M 2020. Všechna práva vyhrazena.