



Wählen Sie das Stethoskop, das Ihnen hilft Ihr Bestes zu erreichen.

3M™ Littmann® Stethoskope bieten einstellbare Ohrbügel mit Soft-Ohroliven. Fast alle Littmann Stethoskope verfügen über die Dual-Frequency-Technologie, eine 3M Erfindung, die es Ihnen ermöglicht verschiedene Frequenzöne ohne Wenden und Neupositionieren des Bruststücks zu hören. Mit einem Littmann Stethoskop erhalten Sie die benötigte akustische Leistung und Qualität mit bestem Tragekomfort.



	Lightweight II S.E. Stethoskop	Classic II Kinder- und Säuglingsstethoskope	Master Classic II™ Stethoskop	Classic III™ Stethoskop zur Überwachung	Cardiology IV™ Stethoskop für die Diagnose	Master Cardiology™ Stethoskop	Elektronisches Stethoskop Modell 3200
	Ideal für Blutdruckmessungen und eine einfache Patientenuntersuchungen.	Zuverlässiges klinisches Werkzeug für die körperliche Untersuchung und Überwachung Ihrer Patienten.			Entworfen, um den Bedürfnissen von anspruchsvollen Medizinern gerecht zu werden. Es bietet eine hervorragende akustische Sensibilität, um Ihnen zu helfen, ausführliche diagnostische Auskultationen durchzuführen.		Hochleistungs-Auskultation. Hören Sie, was wichtig ist: dank 24-facher Verstärkung, Reduzierung der Umgebungsgeräusche und optionaler Konnektivität.
Länge (ca.)	71 cm	71 cm	69 cm	69 cm	69 cm	69 cm	69 cm
Gewicht (ca.)	118 g	105 g, 95 g	160 g	150 g	177 g	185 g	185 g
Gewährleistung	2 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	7 Jahre	7 Jahre	2 Jahre
Membran	Dual-Frequency	Ohne Dual-Frequency (traditionell)	Dual-Frequency	Dual-Frequency (2)	Dual-Frequency (2)	Dual-Frequency	Elektronisch
Durchmesser Bruststück (ca.)	Doppelseitig 5,2 × 4,5 cm 3,5 × 3,2 cm	Doppelseitig Kinderstethoskop 3,4 cm 2,7 cm Säuglingsstethoskop 2,8 cm 1,7 cm	Einseitig 4,3 cm	Doppelseitig Erwachsenenseite: 4,3 cm Kinderseite: 3,4 cm	Doppelseitig Erwachsenenseite 4,3 cm Kinderseite 3,4 cm	Einseitig 4,8 cm	Einseitig 5,1 cm
Merkmale	Tropfenförmiges Bruststück Kann unter der Blutdruckmanschette positioniert werden	Perfekt auf die Säuglingsauskultation abgestimmt	Für einfaches Greifen und Manövrieren konzipiert	Umwandelbar zum offenen Trichter	Umwandelbar zum offenen Trichter Doppelschlauchsystem	Doppelschlauchsystem Beste Akustik aller mechanischen Stethoskope der Littmann-Familie	Beseitigt (durchschnittlich) 85 % der Umgebungsgeräusche Bluetooth® Wireless-Technologie Aufzeichnung und Wiedergabe



Der Schlüssel zum Lernerfolg liegt in Ihrer Hand.

3M™ Littmann® Learning Institute App –
Kostenlos beim Kauf eines
3M™ Littmann® Stethoskops!

Weitere Unterstützung erhalten Sie unter: www.3m.de/littmann

3M Medica
Zweigniederlassung der
3M Deutschland GmbH
Hammfelddamm 11, 41453 Neuss
Telefon +49 (0)2131 14-0
Telefax +49 (0)2131 14 44 32
3mmedica.de@mmm.com
www.3M.de/Littmann

3M (Schweiz) GmbH
Medizin, Eggstrasse 93,
8803 Rüslikon
Telefon +41 (0)44 724 92 31
Telefax +41 (0)44 724 92 38
medical.ch@mmm.com
www.littmann.ch

3M Österreich GmbH
Medizin, Kranichberggasse 4,
1120 Wien
Telefon +43 (0)86 686-464
Telefax +43 (0)86 686-330
medizin-at@mmm.com
www.littman.at



3M™ Littmann® Stethoskop Bestellangaben und Schlauchfarben

Komponenten
(Bruststück/Ohrbügel/
Schlauchanschluss)

Lightweight II SE Stethoskop	Classic II Säuglingsstethoskop	Classic II Kinderstethoskop	Master Classic II™ Stethoskop	Classic III™ Stethoskop zur Überwachung	Cardiology IV™ Stethoskop für die Diagnose	Master Cardiology™ Stethoskop	Elektronisches Stethoskop Modell 3200
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---	--	-------------------------------	---------------------------------------

Schlauchfarbe

Standard-Finish	2450 Schwarz	2114 Schwarz	2113 Schwarz	2144L Schwarz	5620 Schwarz	5627 Burgund	6152 Schwarz	6156 Pflaume	2160 Schwarz	3200BK27 Schwarz
	2451 Burgund	2114R Rot	2113R Rot	2146 Burgund	5621 Grau	5633 Perlmutter	6154 Marineblau	6158 Himbeerrot	2163 Burgund	3200BU Burgund
	2452 Karibikblau	2124 Karibikblau	2119 Karibikblau	2147 Marineblau	5622 Marineblau	5831 Pflaume	6155 Dunkelgrün		2164 Marineblau	3200NB Marineblau
	2454 Hellblau		2122 Himbeerrot		5623 Karibikblau	5832 Lavendel			2167 Pflaume	
	2456 Perlmutter				5630 Hellblau	5835 Türkis			2178 Karibikblau	
					5839 Zitronengelb					
Einheitlich Schwarz			2141 Schwarz	5803 Schwarz	5868 Burgund	6163 Schwarz	6168 Marineblau	2161 Schwarz		
Einheitlich Messing-Finish								2175 Schwarz		
Einheitlich Kupfer-Finish				5809 Schokolade						
Einheitlich Smoke-Finish				5811 Schwarz	5871 Himbeerrot	6162 Schwarz		2176 Schwarz		
				5812 Olivgrün		6166 Pflaume	6171 Türkis	2182 Olivgrün		
Regenbogen/Messing/Messing	2157 Himbeerrot	2153 Karibikblau		5806 Himbeerrot	5807 Karibikblau					
Messing/Smoke/Smoke						6164 Schwarz				
Regenbogen/Schwarz/Schwarz				5870 Schwarz		6165 Schwarz				
Hochglanzpoliert/Smoke/Smoke				5862 Himbeerrot	5863 Marineblau					
				5959 Hellblau						
Hochglanzpoliert/Standard/Hochglanzpoliert						6177 Schwarz	6170 Burgund			
Champagner/Smoke/Smoke				5861 Schwarz	5864 Burgund	6179 Schwarz				
Champagner/Schwarz/Champagner						6176 Burgund	6190 Karibikblau			
Hochglänzend-Regenbogen/Schwarz/Schwarz						6242 Marineblau				
Hochglänzend-Regenbogen/Smoke/Smoke						6240 Schwarz	6241 Himbeerrot			

EDITION MIT FARBIGEM SCHLAUCHANSCHLUSS: (eingefügtes Quadrat zeigt die jeweilige Schlauchanschlussfarbe)

Schwarz/Schwarz/Farbe						6200 Schwarz	6203 Schwarz			
						6201 Schwarz				
Hochglänzend Smoke/Schwarz/Farbe						6202 Marineblau	6204 Schwarz			
						6232 Schwarz	6234 Karibikblau			
Hochglänzend Smoke/Smoke/Farbe						6238 Grau				
Regenbogen/Schwarz/Farbe						6205 Pflaume				
Champagner/Champagner/Farbe						6206 Dunkelgrün				
Smoke/Smoke/Farbe					5872 Türkis	5875 Limonengrün				
					5873 Grau					
Hochglanzpoliert/Smoke/Farbe					5960 Pflaume	5962 Perlmutter				
Hochglanzpoliert/Standard/Farbe					5874 Karibikblau					

Komponenten:
Bruststück/Ohrbügel/
Schlauchanschluss

Standard-Finish

Schwarz

Messing-Finish

Kupfer-Finish

Smoke

Regenbogen

Hochglanzpoliert

Champagner

Hochglänzend-Smoke

Hochglänzend-Regenbogen

Farben können abweichen.

www.3m.de/littmann | Auch erhältlich: Veterinärstethoskop (1392)

3M, Littmann, das L Littmann Logo, Classic III, Cardiology IV, Master Classic II und Master Cardiology sind Marken von 3M. Bluetooth ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG. © 3M 2020. Alle Rechte vorbehalten.