



Επιλέξτε το σωστό στηθοσκόπιο για να σας βοηθήσει να επιτύχετε εξαιρετικές επιδόσεις.

Τα Στηθοσκόπια 3M™ Littmann® διαθέτουν ρυθμιζόμενα ακουστικά με μαλακές και εφαρμοστές ελιές. Επιλεγμένα μηχανικά στηθοσκόπια Littmann έχουν σχεδιαστεί με τεχνολογία συντονισμού δίνοντάς σας τη δυνατότητα να ακούτε ήχους διαφορετικών συχνοτήτων, προσαρμόζοντας τα απλώς με πίεση στον κώδωνα. Αποκτήστε την ακουστική απόδοση, την υψηλή ποιότητα και την άνεση που χρειάζεστε μ' ένα Στηθοσκόπιο Littmann.



	Lightweight II S.E. Στηθοσκόπιο	Classic II Παιδιατρικό και Βρεφικό Στηθοσκόπιο	Master Classic II™ Στηθοσκόπιο	Classic III™ Στηθοσκόπιο	Cardiology IV™ Στηθοσκόπιο	Master Cardiology™ Στηθοσκόπιο	Ηλεκτρονικό Στηθοσκόπιο Μοντέλο 3200
	Ιδανικό για την μέτρηση της αρτηριακής πίεσης και τη διεξαγωγή περιορισμένων αξιολογήσεων σε ασθενείς.	Αξιόπιστα και ανθεκτικά στη χρήση, κλινικά εργαλεία για την αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης και την παρακολούθηση των ασθενών, από τη μία βάρδια στην άλλη.			Παρέχει εξαιρετική ακουστική ευαισθησία, έτσι ώστε να μπορείτε να εκτελείτε αναλυτική διαγνωστική στηθοσκόπηση. Χρήσιμο σε δύσκολα και κρίσιμα περιβάλλοντα ιατρικής περίθαλψης.		Στηθοσκόπηση υψηλής απόδοσης. Ακούστε τους κρίσιμους σωματικούς ήχους με 24 φορές μεγαλύτερη ενίσχυση, μείωση του περιβαλλοντικού θορύβου και προαιρετική συνδεσιμότητα.
Μήκος κατά προσέγγιση	71 cm	71 cm	69 cm	69 cm	69 cm	69 cm	69 cm
Βάρος κατά προσέγγιση	118 g	105 g, 95 g	160 g	150 g	177 g	185 g	185 g
Εγγύηση	2 έτη	3 έτη	3 έτη	5 έτη	7 έτη	7 έτη	2 έτη
Διάφραγμα	Συντονιζόμενο	Μη συντονιζόμενο (Ελεύθερο)	Συντονιζόμενο	Συντονιζόμενο (2)	Συντονιζόμενο (2)	Συντονιζόμενο	Ηλεκτρονικό
Διάμετρος Κώδωνα κατά προσέγγιση	Διπλής όψης 5,2 x 4,5 cm 3,5 x 3,2 cm	Διπλής όψης Παιδιατρικό 3,4 cm 2,7 cm Βρεφικό 2,8 cm 1,7 cm	Μιας όψης 4,3 cm	Διπλής όψης Πλευρά ενηλίκων 4,3 cm Παιδιατρική πλευρά 3,4 cm	Διπλής όψης Πλευρά ενηλίκων 4,3 cm Παιδιατρική πλευρά 3,4 cm	Μιας όψης 4,8 cm	Μιας όψης 5,1 cm
Χαρακτηριστικά	Κώδωνας σε οβάλ σχήμα Χωράει κάτω από την περιχειρίδα του πιεσόμετρου	Ειδικά σχεδιασμένο για τους μικρότερους ασθενείς	Σχεδιασμένο για πιο εύκολη λαβή και χειρισμό	Προσαρμοζόμενος ανοικτός κώδωνας	Προσαρμοζόμενος ανοικτός κώδωνας Διπλός αυλός	Διπλός αυλός Η καλύτερη ακουστική απόκριση στη σειρά μηχανικών στηθοσκοπίων Littmann	Εξαλείφει το 85% (κατά μέσο όρο) του περιβαλλοντικού θορύβου Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth® Καταγραφή και αναπαραγωγή

Η δύναμη της μάθησης, στην παλάμη του χεριού σας.

Εφαρμογή 3M™ Littmann® Learning Institute – Δωρεάν με την αγορά ενός 3M™ Littmann® Στηθοσκοπίου!

**Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση Littmann.gr**

3M Ελλάς ΜΕΠΕ
Λεωφ. Κηφισίας 20
Μαρούσι 151 25



Πληροφορίες παραγγελίας και Οδηγός Χρωμάτων Αυλού για τα 3M™ Littmann® Στηθοσκόπια

Εξαρτήματα
(Κώδωνας/Ακουστικά/Στέλεχος)

Στηθοσκόπιο Lightweight II SE	Στηθοσκόπιο Classic II Βρεφικό	Στηθοσκόπιο Classic II Παιδιατρικό	Master Classic II™ Στηθοσκόπιο	Classic III™ Στηθοσκόπιο	Cardiology IV™ Στηθοσκόπιο	Master Cardiology™ Στηθοσκόπιο	Ηλεκτρονικό Στηθοσκόπιο Μοντέλο 3200
-------------------------------------	--------------------------------------	--	--------------------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------------------	--

Χρώμα Αυλού


Βασικά Φινιρίσματα	2450 Μαύρο	2114 Μαύρο	2113 Μαύρο	2144L Μαύρο	5620 Μαύρο	5627 Burgundy	6152 Μαύρο	6156 Plum	2160 Μαύρο	3200BK27 Μαύρο
	2451 Burgundy	2114R Κόκκινο	2113R Κόκκινο	2146 Burgundy	5621 Γκρι	5633 Pearl Pink	6154 Navy	6158 Raspberry	2163 Burgundy	3200BU Burgundy
	2452 Caribbean	2124 Caribbean	2119 Caribbean	2147 Navy	5622 Navy	5831 Plum	6155 Hunter Green		2164 Navy	3200NB Navy
	2454 Ceil Blue		2122 Raspberry		5623 Caribbean	5832 Lavender			2167 Plum	
	2456 Pearl Pink				5630 Ceil Blue	5835 Turquoise			2178 Caribbean	
					5839 Lemon-Lime					
Όλα Μαύρο			2141 Μαύρο	5803 Μαύρο	5868 Burgundy	6163 Μαύρο	6168 Navy	2161 Μαύρο		
Όλα Brass Finish								2175 Μαύρο		
Copper Finish				5809 Chocolate						
Όλα Smoke				5811 Μαύρο	5871 Raspberry	6162 Μαύρο		2176 Μαύρο		
				5812 Dark Olive		6166 Plum	6171 Turquoise	2182 Dark Olive		
Rainbow/Brass/Brass	2157 Raspberry	2153 Caribbean		5806 Raspberry	5807 Caribbean					
Brass/Smoke/Smoke						6164 Μαύρο				
Rainbow/Black/Black				5870 Μαύρο		6165 Μαύρο				
Mirror/Smoke/Smoke				5862 Raspberry	5863 Navy					
				5959 Ceil Blue						
Mirror/Τυπικό/Mirror						6177 Μαύρο	6170 Burgundy			
Champagne/Smoke/Smoke				5861 Μαύρο	5864 Burgundy	6179 Μαύρο				
Champagne/Μαύρο/Champagne						6176 Burgundy	6190 Caribbean			
High Polish Rainbow/Μαύρο/Μαύρο						6242 Navy				
High Polish Rainbow/Smoke/Smoke						6240 Μαύρο	6241 Raspberry			
ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ: (το ένθετο τετράγωνο αντιστοιχεί στο χρώμα του στελέχους)										
Μαύρο/Μαύρο/Χρωματιστό							6200 Μαύρο	6203 Μαύρο		
							6201 Μαύρο			
High Polish Smoke/Μαύρο/ Χρωματιστό							6202 Navy	6204 Μαύρο		
							6232 Μαύρο	6234 Caribbean		
High Polish Smoke/Smoke/Χρωματιστό							6238 Γκρι			
Rainbow/Μαύρο/Χρωματιστό							6205 Plum			
Champagne/Champagne/Χρωματιστό							6206 Hunter			
Smoke/Smoke/Χρωματιστό					5872 Turquoise	5875 Lime				
					5873 Γκρι					
Mirror/Smoke/Χρωματιστό					5960 Plum	5962 Pearl Pink				
Mirror/Τυπικό/Χρωματιστό					5874 Caribbean					

Εξαρτήματα:
Κώδωνας/Ακουστικά/
Στέλεχος


Τυπικό Φινιρίσμα




Μαύρο



Brass Finish



Copper Finish



Smoke




Rainbow




Mirror




Champagne



High Polish Smoke



High Polish Rainbow



Τα χρώματα παρουσιάζονται κατά προσέγγιση.

www.littmann.gr | Διατίθενται επίσης: Κτηνιατρικό Στηθοσκόπιο (1392), Εκπαιδευτικό Στηθοσκόπιο (2138)

Απευθύνεται για χρήση από επαγγελματίες υγείας.

Τα 3M, Littmann, το λογότυπο L Littmann, καθώς και οι επωνυμίες Classic III, Cardiology IV, Master Classic II και Master Cardiology είναι εμπορικά σήματα της 3M. Το Bluetooth είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Bluetooth SIG. © 3M 2020. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.