



Valitse parhaan mahdollisen kuuntelutuloksen antava stetoskooppi.

3M™ Littmann® -stetoskoopeissa on säädettävät kuuntelukaaret ja pehmeät korvakappaleet. Mekaanisten Littmann-stetoskoppien säätävän teknologian ansiosta voit kuunnella eri taajuuksia helposti säätämällä rintakappaleeseen kohdistuvaa painetta. Littmann-stetoskoopeissa on erinomainen akustinen suorituskyky ja käyttömukavuus.



	6	7-8	7-8	9-10	9-10	10+	10+
	Lightweight II S.E. -stetoskooppi	Classic II Pediatric- ja -Infant -stetoskoopit	Master Classic II™ -stetoskooppi	Classic III™ -stetoskooppi tarkkailuun	Cardiology IV™ -stetoskooppi diagnosointiin	Master Cardiology™ -stetoskooppi	Elektroninen stetoskooppi, malli 3200
	Ihanteellinen käytettäväksi verenpaineen mittauksissa ja rajoitettuun potilasarviointiin.	Uuttera ja luotettava kliininen työkalu potilaan fyysiseen arviointiin ja valvontaan vuoro vuoron jälkeen.			Erinomainen akustinen herkkyys mahdollistaa yksityiskohtaisen diagnostisen auskultoinnin. Hyödyllinen tehohoidossa ja vaativissa olosuhteissa.		Suorituskykyiseen auskultaatioon. Kuule kaikki, mitä sinun tulee kuulla ja enemmänkin äänen 24-kertaisesti vahvistavalla, ympäristön häiriöäännet poistavalla ja valinnaisella kuunteluäänien siirtämisominaisuudella varustetulla stetoskoopilla.
Pituus keskimäärin	71 cm	71 cm	69 cm	69 cm	69 cm	69 cm	69 cm
Paino keskimäärin	118 g	105 g, 95 g	160 g	150 g	177 g	185 g	185 g
Takuu	2 vuotta	3 vuotta	3 vuotta	5 vuotta	7 vuotta	7 vuotta	2 vuotta
Kalvo	Säätävä	Ei säätävä (kelluva)	Säätävä	Säätävä (2)	Säätävä (2)	Säätävä	Elektroninen
Rintakappaleen halkaisija keskimäärin	Kaksipuolinen 5,2 x 4,5 cm 3,5 x 3,2 cm	Kaksipuolinen Pediatriinen 3,4 cm 2,7 cm Vastasyntyneille 2,8 cm 1,7 cm	Yksipuolinen 4,3 cm	Kaksipuolinen Aikuisten puoli 4,3 cm Pediatriinen puoli 3,4 cm	Kaksipuolinen Aikuisten puoli 4,3 cm Pediatriinen puoli 3,4 cm	Yksipuolinen 4,8 cm	Yksipuolinen 5,1 cm
Ominaisuudet	Pisaranmuotoinen rintakappale Sopii verenpaine-mansetin alle	Suunniteltu erityisesti pienimmille potilaille	Suunniteltu helpompaa pitoa ja käyttöä varten	Muunneltava avoin suppilo	Muunneltava avoin suppilo Kaksikanavainen kuunteluputki	Kaksikanavainen kuunteluputki Mekaanisten Littmann-stetoskoppien paras akustinen vaste	Sulkee pois (keskimäärin) 85 % ympäröivistä äänistä Langaton Bluetooth®-teknologia Äänien tallennus ja toisto



Tehokkaat oppimisvälineet kämmenelläsi.

3M™ Littmann® Learning Institute -sovellus – Saat sovelluksen maksutta ostaessasi 3M™ Littmann® -stetoskoopin.

Tarvitsetko apua? Käy osoitteessa www.littmann.fi

Suomen 3M Oy
Terveystuotteet/Littmann® Stetoskoopit
PI 90, Keilaranta 6
02150 ESPOO
Puhelin (09) 525 21
Faksi (09) 512 2944
www.littmann.fi




3M™ Littmann® -stetoskooppien tilaustiedot ja letkujen värit


Osat (Rintakappale/korvakappale/ suppilo)	Osat					Osat		Osat		Elektroninen stetoskooppi, malli 3200
	Lightweight II SE -stetoskooppi	Classic II Infant -stetoskooppi	Classic II Pediatric -stetoskooppi	Master Classic II™ -stetoskooppi	Classic III™ -stetoskooppi tarkkailuun	Cardiology IV™ -stetoskooppi diagnosointiin	Master Cardiology™ -stetoskooppi	Elektroninen stetoskooppi, malli 3200		
	Letkujen väri									
Kokonaan perusviimeistely	2450 Musta	2114 Musta	2113 Musta	2144L Musta	5620 Musta	5627 Viininpunainen	6152 Musta	6156 Luumu	2160 Musta	3200BK27 Musta
	2451 Viininpunainen	2114R Punainen	2113R Punainen	2146 Viininpunainen	5621 Harmaa	5633 Helmiäispinkki	6154 Laivastonsininen	6158 Vadelmanpunainen	2163 Viininpunainen	3200BU Viininpunainen
	2452 Petroolinsininen	2124 Petroolinsininen	2119 Petroolinsininen	2147 Laivastonsininen	5622 Laivastonsininen	5831 Luumu	6155 Metsänvihreä		2164 Laivastonsininen	3200NB Laivastonsininen
	2454 Taivaansininen		2122 Vadelmanpunainen		5623 Petroolinsininen	5832 Laventelinsininen			2167 Luumu	
	2456 Helmiäispinkki				5630 Taivaansininen	5835 Turkoosi			2178 Petroolinsininen	
Kokonaan musta				2141 Musta	5803 Musta	5868 Viininpunainen	6163 Musta	6168 Laivastonsininen	2161 Musta	
Kokonaan messinkinen viimeistely									2175 Musta	
Kokonaan kuparinen viimeistely					5809 Suklaa					
Kokonaan savunväriäinen viimeistely					5811 Musta	5871 Vadelmanpunainen	6162 Musta		2176 Musta	
Sateenkaari/messinki/messinki		2157 Vadelmanpunainen	2153 Petroolinsininen		5812 Tumma oliivinvihreä		6166 Luumu	6171 Turkoosi	2182 Tumma oliivinvihreä	
Messinki/savu/savu					5806 Vadelmanpunainen	5807 Petroolinsininen				
Sateenkaari/musta/musta					5870 Musta		6164 Musta			
Peili/savu/savu					5862 Vadelmanpunainen	5863 Laivastonsininen				
Peili/perus/peili					5959 Taivaansininen					
Shampanja/savu/savu							6177 Musta	6170 Viininpunainen		
Shampanja/musta/shampanja					5861 Musta	5864 Viininpunainen	6179 Musta			
Kiiltävä sateenkaari/musta/musta							6176 Viininpunainen	6190 Petroolinsininen		
Kiiltävä sateenkaari/savu/savu							6242 Laivastonsininen			
							6240 Musta	6241 Vadelmanpunainen		
VÄRILLISET SUPPILOT: (neliö osoittaa suppilon värin)										
Musta/musta/väri							6200 Musta	6203 Musta		
Kiiltävä savu/musta/väri							6201 Musta			
Kiiltävä savu/savu/väri							6202 Laivastonsininen	6204 Musta		
Sateenkaari/musta/väri							6232 Musta	6234 Petroolinsininen		
Shampanja/shampanja/väri							6238 Harmaa			
Savu/savu/väri					5872 Turkoosi	5875 Limetinvihreä				
Peili/savu/väri					5873 Harmaa					
Peili/perus/väri					5960 Luumu	5962 Helmiäispinkki				
					5874 Petroolinsininen					

Osat:
(Rintakappale/korvakappale/
suppilo)


Perusviimeistely




Musta




Messinkiviimeistely




Kupariviimeistely




Savu




Sateenkaari




Peilipinta



Shampanja



Kiiltävä savu



Kiiltävä sateenkaari

Värisävyt saattavat näkyä hieman erilailla eri näytöissä.

www.littmann.G | Saatavana myös: eläinlääkärin stetoskooppi (1392), opetusstetoskooppi (2138)

3M, Littmann, L Littmann -logo, Classic III, Cardiology IV, Master Classic II ja Master Cardiology ovat 3M:n tavaramerkkejä. Bluetooth on Bluetooth SIG Inc.:n rekisteröity tavaramerkki.
© 3M 2020. Kaikki oikeudet pidätetään.