




Scegli lo stetoscopio ideale per lavorare al meglio delle tue possibilità.

Gli stetoscopi 3M™ Littmann® presentano archetti regolabili e olivette morbide conformabili. Gli stetoscopi meccanici Littmann, sono progettati con una tecnologia fluttuante per consentirti di sentire suoni di diversa frequenza semplicemente regolando la pressione applicata alla testina. Ottieni ottime prestazioni acustiche, qualità elevata e tutto il comfort che desideri con uno stetoscopio Littmann.



	Stetoscopio Lightweight II S.E.	Stetoscopi Classic II Pediatric e Infant	Stetoscopio Master Classic II™	Stetoscopio per monitoraggio Classic III™	Stetoscopio diagnostico Cardiology IV™	Stetoscopio Master Cardiology™	Stetoscopio elettronico Modello 3200
	Ideale per rilevare i valori della pressione arteriosa ed effettuare prime valutazioni del paziente.	Strumenti clinici affidabili per eseguire con sicurezza l'esame fisico e il monitoraggio dei tuoi pazienti, per lunghi turni di lavoro.			Forniscono un'elevata sensibilità acustica, che consente di eseguire un'auscultazione diagnostica dettagliata. Utili in terapia intensiva e ambienti rumorosi.		Auscultazione ad alte prestazioni. Ascolta più di quello che ti aspetti, grazie all'amplificazione 24x, la riduzione dei rumori ambientali e la connettività opzionale.
Lunghezza approssimativa	71 cm	71 cm	69 cm	69 cm	69 cm	69 cm	69 cm
Peso approssimativo	118 g	105 g, 95 g	160 g	150 g	177 g	185 g	185 g
Garanzia	2 anni	3 anni	3 anni	5 anni	7 anni	7 anni	2 anni
Membrana	Fluttuante	Non fluttuante	Fluttuante	Fluttuante (2)	Fluttuante (2)	Fluttuante	Elettronica
Diametro testina approssimativo	A due facce 5,2 x 4,5 cm 3,5 x 3,2 cm	A due facce Pediatrico 3,4 cm 2,7 cm Neonatale 2,8 cm 1,7 cm	Un lato 4,3 cm	A due facce Lato adulto 4,3 cm Lato pediatrico 3,4 cm	A due facce Lato adulto 4,3 cm Lato pediatrico 3,4 cm	Un lato 4,8 cm	Un lato 5,1 cm
Caratteristiche	Testina con forma a goccia Si adattano ai manicotti dello sfigmomanometro	Appositamente studiati per i pazienti più piccoli	Progettati per un'impugnatura e una manovrabilità più facili	Campana convertibile	Campana convertibile Tubo a doppio lume	Tubo a doppio lume Migliore risposta acustica nella linea di stetoscopi meccanici Littmann	Elimina l'85% (in media) di rumore ambientale Con tecnologia Bluetooth® wireless Registra e riproduce



L'apprendimento a portata di mano.

App 3M™ Littmann® Learning Institute: gratis con l'acquisto di uno stetoscopio 3M™ Littmann®.

Hai bisogno di ulteriore assistenza? Visita www.littmann.it

3M Prevenzione delle infezioni
3M Italia srl
Via N. Bobbio, 21
20096 Pioltello (MI)
Tel. 02 7035.1
www.3mitalia.it
www.littmann.it



Stetoscopio 3M™ Littmann® Informazioni per gli ordini e Guida alla scelta

Componenti
(Testina/Archetto biauricolare/
Connettore)

Stetoscopio Lightweight II SE	Stetoscopio Classic II Infant	Stetoscopio Classic II Pediatric	Stetoscopio Master Classic II™	Stetoscopio per monitoraggio Classic III™	Stetoscopio diagnostico Cardiology IV™	Stetoscopio Master Cardiology™	Stetoscopio elettronico modello 3200
-------------------------------------	----------------------------------	--	--------------------------------------	--	---	--------------------------------------	--

Colore del tubo

Tutta la finitura standard	2450 Nero	2114 Nero	2113 Nero	2144L Nero	5620 Nero	5627 Amaranto	6152 Nero	6156 Prugna	2160 Nero	3200BK27 Nero
	2451 Amaranto	2114R Rosso	2113R Rosso	2146 Amaranto	5621 Grigio	5633 Rosa perlato	6154 Blu navy	6158 Lampone	2163 Amaranto	3200BU Amaranto
	2452 Blu caraibi	2124 Blu caraibi	2119 Blu caraibi	2147 Blu navy	5622 Blu navy	5831 Prugna	6155 Verde foresta		2164 Blu navy	3200NB Blu navy
	2454 Azzurro		2122 Lampone		5623 Blu caraibi	5832 Lavanda			2167 Prugna	
	2456 Rosa perlato				5630 Azzurro	5835 Turchese			2178 Blu caraibi	
					5839 Lime					
Tutto nero			2141 Nero	5803 Nero	5868 Amaranto	6163 Nero	6168 Blu navy	2161 Nero		
Finitura ottone								2175 Nero		
Finitura rame					5809 Cioccolato					
Tutto Nerofumo					5811 Nero	5871 Lampone	6162 Nero		2176 Nero	
					5812 Verde oliva		6166 Prugna	6171 Turchese	2182 Verde oliva	
Arcobaleno/Ottone/Ottone	2157 Lampone	2153 Blu caraibi			5806 Lampone	5807 Blu caraibi				
Ottone/Nerofumo/Nerofumo							6164 Nero			
Arcobaleno/Nero/Nero					5870 Nero		6165 Nero			
A specchio/Nerofumo/Nerofumo					5862 Lampone	5863 Blu navy				
					5959 Azzurro					
A specchio/Standard/A specchio							6177 Nero	6170 Amaranto		
Champagne/Nerofumo/Nerofumo					5861 Nero	5864 Amaranto	6179 Nero			
Champagne/Nero/Champagne							6176 Amaranto	6190 Blu caraibi		
Finitura altamente lucida Arcobaleno/Nero/Nero							6242 Blu navy			
Finitura extra lucida Arcobaleno/ Nerofumo/Nerofumo							6240 Nero	6241 Lampone		
SERIE DI CONNETTORI COLORATI: (la sagoma quadrata rappresenta il colore del connettore)										
Nero/Nero/Colore							6200 Nero	6203 Nero		
							6201 Nero			
Finitura extra lucida Nerofumo/ Nero/Colore							6202 Blu navy	6204 Nero		
							6232 Nero	6234 Blu caraibi		
Finitura extra lucida Nerofumo/ Nerofumo/Colore							6238 Grigio			
Arcobaleno/Nero/Colore							6205 Prugna			
Champagne/Champagne/Colore							6206 Verde foresta			
Nerofumo/Nerofumo/Colore					5872 Turchese	5875 Lime				
					5873 Grigio					
A specchio/Nerofumo/Colore					5960 Prugna	5962 Rosa perlato				
A specchio/Standard/Colore					5874 Blu caraibi					


Componenti:
Testina/Archetto
biauricolare/Connettore
Finitura standard




Nero



Finitura ottone




Finitura rame




Nerofumo



Arcobaleno




A specchio




Champagne



Finitura extra lucida color
Nerofumo



Finitura extra lucida color
Arcobaleno



Colori approssimativi.

www.littmann.it | Anche disponibili: Stetoscopio veterinario (1392), Stetoscopio Teaching (2138)

I prodotti della linea 3M Littmann sono dispositivi medici marcati CE. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Comunicazione riservata al personale sanitario.

3M, Littmann, il logo L Littmann, Classic III, Cardiology IV, Master Classic II e Master Cardiology sono marchi registrati di 3M. Bluetooth è un marchio registrato di Bluetooth SIG. © 3M 2020. Tutti i diritti riservati.