



## Kies de juiste stethoscoop zodat u optimaal kunt presteren.

3M™ Littmann® Stethoscopen beschikken over een instelbare headset en oordoppen met zachte afdichting. Bepaalde mechanische Littmann stethoscopen zijn uitgerust met insteltechnologie waarmee u verschillende geluidsfrequenties kunt horen, gewoon door de druk op het borststuk aan te passen. Geniet van de akoestische prestaties, de hoogwaardige kwaliteit en het comfort dat u nodig hebt met een Littmann Stethoscoop.

	AKOESTISCHE PRESTATIENIVEAUS						
	6	7-8		9-10		10+	
	<b>Lightweight II S.E. Stethoscoop</b>	<b>Classic II Pediatric en Infant stethoscopen</b>	<b>Master Classic II™ Stethoscoop</b>	<b>Classic III™ Bewakingsstethoscoop</b>	<b>Cardiology IV™ Diagnostische stethoscoop</b>	<b>Master Cardiology Stethoscoop</b>	<b>Elektronische Stethoscoop Model 3200</b>
	Ideaal voor bloeddrukmeting en beperkt lichamelijk onderzoek.	Hardwerkende, betrouwbare klinische instrumenten voor lichamelijk onderzoek en het monitoren van uw patiënten, elke dienst weer.			Biedt excellente akoestische gevoeligheid voor nog nauwgezetere diagnoses. Bedoeld voor lastige en kritieke zorgomgevingen.		Hoogwaardige auscultatie. Hoor meer van wat u moet horen met 24x geluidsversterking, reductie van omgevingsgeluiden en optionele connectiviteit.
Lengte (ongeveer)	71 cm	71 cm	69 cm	69 cm	69 cm	69 cm	69 cm
Gewicht (ongeveer)	118 g	105 g, 95 g	160 g	150 g	177 g	185 g	185 g
Garantie	2 jaar	3 jaar	3 jaar	5 jaar	7 jaar	7 jaar	2 jaar
Membraan	Instelbaar	Niet-instelbaar (Drijvend)	Instelbaar	Instelbaar (2)	Instelbaar (2)	Instelbaar	Elektronisch
Diameter borststuk (ongeveer)	Dubbelzijdig 5,2 x 4,5 cm 3,5 x 3,2 cm	Dubbelzijdig Pediatrisch 3,4 cm 2,7 cm Infant 2,8 cm 1,7 cm	Enkelzijdig 4,3 cm	Dubbelzijdig Volwassenenzijde 4,3 cm Pediatrische zijde 3,4 cm	Dubbelzijdig Volwassenenzijde 4,3 cm Pediatrische zijde 3,4 cm	Enkelzijdig 4,8 cm	Enkelzijdig 5,1 cm
Kenmerken	Traanvorming borststuk Past onder bloeddrukmanchetten	Speciaal ontwikkeld voor de kleinste patiënten	Ontwikkeld voor makkelijke greep en manoeuvreerbaarheid	Converteerbare open kelk	Converteerbare open kelk Slang met dubbel lumen	Slang met dubbel lumen Beste akoestische respons binnen het assortiment van mechanische stethoscopen van Littmann	Verwijdert 85% (gemiddeld) van de omgevingsgeluiden Bluetooth® draadloze technologie Opnemen en afspelen



**Een bron van kennis in uw eigen hand.**

3M™ Littmann® Learning Institute-app –  
Gratis bij aankoop van een 3M™ Littmann® Stethoscoop!

**Meer hulp nodig? Ga naar [www.littmann.nl](http://www.littmann.nl)**

3M Nederland B.V.  
Molengraaffsingel 29  
2629 JD Delft  
Nederland  
[www.littmann.nl](http://www.littmann.nl)

3M Belgium,  
Hermeslaan 7  
B-1831 Diegem  
[www.littmann.be](http://www.littmann.be)



# 3M™ Littmann® Stethoscoop - Bestelinformatie en kleurenwijzer

**Componenten**  
(Borststuk/oorbuis/steel)

Lightweight II SE Stethoscoop	Classic II Infant Stethoscoop	Classic II Pediatric Stethoscoop	Master Classic II™ Stethoscoop	Classic III™ Bewakingsstethoscoop	Cardiology IV™ Diagnostische stethoscoop	Master Cardiology Stethoscoop	Elektronische Stethoscoop Model 3200
-------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--	-------------------------------	--------------------------------------

## Slangkleur

Alle standaardafwerking	2450 Zwart	2114 Zwart	2113 Zwart	2144L Zwart	5620 Zwart	5627 Bordeauxrood	6152 Zwart	6156 Pruimkleurig	2160 Zwart	3200BK27 Zwart
	2451 Bordeauxrood	2114R Rood	2113R Rood	2146 Bordeauxrood	5621 Grijs	5633 Parelroze	6154 Marineblauw	6158 Frambooskleurig	2163 Bordeauxrood	3200BU Bordeauxrood
	2452 Caribisch	2124 Caribisch	2119 Caribisch	2147 Marineblauw	5622 Marineblauw	5831 Pruimkleurig	6155 Jagersgroen		2164 Marineblauw	3200NB Marineblauw
	24154 Hemelsblauw		2122 Frambooskleurig		5623 Caribisch	5832 Lavendelkleurig			2167 Pruimkleurig	
	2456 Parelroze				5630 Hemelsblauw	5835 Turquoise			2178 Caribisch	
						5839 Limoengroene				
Volledig Zwart				2141 Zwart	5803 Zwart	5868 Bordeauxrood	6163 Zwart	6168 Marineblauw	2161 Zwart	
Volledig messing afwerking									2175 Zwart	
Volledig koperkleurige afwerking					5809 Chocoladebruin					
Volledig rookkleurig					5811 Zwart	5871 Frambooskleurig	6162 Zwart		2176 Zwart	
					5812 Donkerolijfgroen		6166 Pruimkleurig	6171 Turquoise	2182 Donkerolijfgroen	
Regenboog/messing/messing	2157 Frambooskleurig	2153 Caribisch			5806 Frambooskleurig	5807 Caribisch				
Messing/rookkleur/rookkleur							6164 Zwart			
Regenboog/zwart/zwart					5870 Zwart		6165 Zwart			
Spiegelend/rookkleur/rookkleur					5862 Frambooskleurig	5863 Marineblauw				
					5959 Hemelsblauw					
Spiegelend/standaard/spiegelend							6177 Zwart	6170 Bordeauxrood		
Champagnekleurig/rookkleur/rookkleur					5861 Zwart	5864 Bordeauxrood	6179 Zwart			
Champagnekleurig/Zwart/champagnekleurig							6176 Bordeauxrood	6190 Caribisch		
Hoogglans regenboog/zwart/zwart							6242 Marineblauw			
Hoogglans regenboog/rookkleur/rookkleur							6240 Zwart	6241 Frambooskleurig		
<b>SERIE GEKLEURDE STEEL : (rechthoekig venster stelt kleur van steel voor)</b>										
Zwart/zwart/kleur							6200 Zwart	6203 Zwart		
							6201 Zwart			
Hoogglans rookkleur/zwart/kleur							6202 Marineblauw	6204 Zwart		
							6232 Zwart	6234 Caribisch		
Hoogglans rookkleur/rookkleur/kleur							6238 Grijs			
Regenboog/zwart/kleur							6205 Pruimkleurig			
Champagnekleurig/Zwart/kleur							6206 Jagersgroen			
Rookkleur/rookkleur/kleur					5872 Turquoise	5875 Limoengroen				
					5873 Grijs					
Spiegelend/rookkleur/kleur					5960 Pruimkleurig	5962 Parelroze				
Spiegelend/standaard/kleur					5874 Caribisch					

**Componenten:**  
Borststuk/oorbuis/steel

Standaardafwerking

Zwart

Messing afwerking

Koperkleurige afwerking

Rookkleurig

Regenboog

Spiegelend

Champagnekleurig

Hoogglans rookkleurig

Hoogglans regenboogkleurig

Afgebeelde kleuren bij benadering.

[www.littmann.co.uk](http://www.littmann.co.uk) | Eveneens verkrijgbaar: Veterinaire stethoscoop (1392), Trainingsstethoscoop (2138)

3M, Littmann, het L Littmann-logo, Classic III, Cardiology IV, Master Classic II en Master Cardiology zijn handelsmerken van 3M. Bluetooth is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG. © 3M 2020. Alle rechten voorbehouden.