




## Wybierz odpowiedni stetoskop, który pomoże Ci w pracy.

3M™ Littmann® stetoskopy posiadają regulowaną sprężynę i miękkie oliwki. Wybrane stetoskopy mechaniczne Littmann z technologią dwutonowej membrany umożliwiają Ci przełączanie się między dwoma trybami osłuchiwania poprzez regulację nacisku na głowicę. Stetoskop Littmann zapewnia akustykę, wysoką jakość i komfort, których potrzebujesz.



	Lightweight II S.E. Stetoskop	Stetoskopy Classic II Pediatric oraz Infant	Master Classic II™ stetoskop	Classic III™ stetoskop do monitorowania	Cardiology IV™ stetoskop diagnostyczny	Master Cardiology™ stetoskop	Stetoskop elektroniczny Model 3200
	Idealny do pomiaru ciśnienia krwi i prostych ocen pacjentów.	Sprawdzone i niezawodne stetoskopy do oceny fizycznej i monitorowania pacjentów.			Zapewnia wyjątkową czułość akustyczną i pozwala przeprowadzać dokładną diagnozę osłuchową. Pożyteczny w trakcie badań o znaczeniu krytycznym oraz w trudnych warunkach.		Doskonała jakość osłuchiwania. Słyszysz więcej cennych dźwięków, dzięki 24-krotnemu wzmocnieniu dźwięku, redukcji szumów otoczenia i opcjom łączności.
<b>Przybliżona długość</b>	71 cm	71 cm	69 cm	69 cm	69 cm	69 cm	69 cm
<b>Przybliżona waga</b>	118 g	105 g, 95 g	160 g	150 g	177 g	185 g	185 g
<b>Gwarancja</b>	2 lata	3 lata	3 lata	5 lat	7 lat	7 lat	2 lata
<b>Membrana</b>	Dwutonowa	„Pływająca” (membrana)	Dwutonowa	Dwutonowa (2)	Dwutonowa (2)	Dwutonowa	Elektroniczna
<b>Przybliżona średnica głowicy</b>	Dwustronna 5,2 x 4,5 cm 3,5 x 3,2 cm	Dwustronna Pediatryczna 3,4 cm 2,7 cm Niemowlęca 2,8 cm 1,7 cm	Jednostronna 4,3 cm	Dwustronna Strona do badania dorosłych 4,3 cm Strona pediatryczna 3,4 cm	Dwustronna Strona do badania dorosłych 4,3 cm Strona pediatryczna 3,4 cm	Jednostronna 4,8 cm	Jednostronna 5,1 cm
<b>Cechy</b>	Głowica w kształcie tzy Mięci się pod mankietem ciśnieniomierza	Specjalnie zaprojektowany pod kątem najmniejszych pacjentów	Zaprojektowany pod kątem łatwego chwytu i manewrowania	Zmienia się w otwarty lejek	Zmienia się w otwarty lejek Dwukanałowe przewody	Dwukanałowe przewody Najlepsza czułość akustyczna spośród wszystkich stetoskopów mechanicznych Littmann	Eliminuje 85% szumów otoczenia (średnio) Bezprzewodowa technologia Bluetooth® Nagrywanie i odtwarzanie



**Moc diagnostyki w Twojej dłoni.**

3M™ Littmann® Learning Institute App –  
Bezpłatnie przy zakupie 3M™ Littmann® stetoskop!

**Potrzebujesz pomocy? Odwiedź stronę [Littmann.co.uk](http://Littmann.co.uk)**

3M Poland Sp. z o.o. al.  
Katowicka 117  
Kajetany 05-830  
Nadarzyn  
[www.Littmann.pl](http://www.Littmann.pl)



# 3M™ Littmann® stetoskopy — informacje na temat zamawiania i dostępnych kolorów

Elementy  
(Głowica/Ramiona liry/trzonek)

Stetoskop Lightweight II SE	Littmann Classic II stetoskop do badania niemowląt	Stetoskop pediatryczny Classic II	Master Classic II™ stetoskop	Classic III™ stetoskop do monitorowania	Cardiology IV™ stetoskop diagnostyczny	Master Cardiology™ stetoskop	Stetoskop elektroniczny model 3200
-----------------------------	--	-----------------------------------	------------------------------	---	--	------------------------------	------------------------------------

## Kolor przewodów

Wszystkie ze standardowym wykończeniem	2450 Czarny	2114 Czarny	2113 Czarny	2144L Czarny	5620 Czarny	5627 Burgund	6152 Black	6156 Śliwkowy	2160 Czarny	3200BK27 Czarny
	2451 Burgund	2114R Czerwony	2113R Czerwony	2146 Burgund	5621 Szary	5633 Perłowy różowy	6154 Granatowy	6158 Malinowy	2163 Burgund	3200BU Burgund
	2452 Błękit karaibski	2124 Błękit karaibski	2119 Błękit karaibski	2147 Granatowy	5622 Granatowy	5831 Śliwkowy	6155 Ciemny zielony		2164 Granatowy	3200NB Granatowy
	2454 Błękitny		2122 Malinowy		5623 Błękit karaibski	5832 Lawendowy			2167 Śliwkowy	
	2456 Różowy perłowy				5630 Błękitny	5835 Turkusowy			2178 Błękit karaibski	
						5839 Limonkowy				
Wszystkie czarne				2141 Czarny	5803 Czarny	5868 Burgund	6163 Czarny	6168 Granatowy	2161 Czarny	
Wszystkie z wykończeniem w kolorze miedzi Brass Finish									2175 Czarny	
Wszystkie z wykończeniem w kolorze miedzi Copper Finish					5809 Czekoladowy					
Wszystkie przydymione Smoke					5811 Czarny	5871 Malinowy	6162 Czarny		2176 Czarny	
					5812 Oliwkowy		6166 Śliwkowy	6171 Turkusowy	2182 Oliwkowy	
Rainbow/Brass/Brass	2157 Malinowy	2153 Błękit karaibski			5806 Malinowy	5807 Błękit karaibski				
Brass/Smoke/Smoke							6164 Czarny			
Rainbow/czarny/czarny					5870 Czarny		6165 Czarny			
Mirror/Smoke/Smoke					5862 Malinowy	5863 Granatowy				
					5959 Błękitny					
Mirror/Standard/Mirror							6177 Czarny	6170 Burgund		
Champagne/Smoke/Smoke					5861 Czarny	5864 Burgund	6179 Czarny			
Champagne/Czarny/Champagne							6176 Burgund	6190 Błękit karaibski		
High Polish Rainbow/Czarny/Czarny							6242 Granatowy			
High Polish Rainbow/Smoke/Smoke							6240 Czarny	6241 Malinowy		

## SERIA Z KOLOROWYM TRZONKIEM: (W prostokątach wskazano kolor trzonka)

Czarne/czarne/kolor							6200 Czarny	6203 Czarny		
							6201 Czarny			
High Polish Smoke/Czarny/Kolorowy							6202 Granatowy	6204 Czarny		
							6232 Czarny	6234 Błękit karaibski		
High Polish Smoke/Smoke/Kolorowy							6238 Szary			
Rainbow/Czarny/Kolorowy							6205 Śliwkowy			
Champagne/Champagne/Kolorowy							6206 Myśliwski			
Smoke/Smoke/Kolorowy					5872 Turkusowy	5875 Limonkowy				
					5873 Szary					
Mirror/Smoke/Kolorowy					5960 Śliwkowy	5962 Różowy perłowy				
Mirror/Standard/Kolorowy					5874 Błękit karaibski					

**Elementy:**  
Głowica/Lira/Trzonek

Wykończenie standardowe

Czarny

Wykończenie w kolorze miedzi - Brass Finish

Wykończenie w kolorze miedzi - Copper Finish

Smoke

Rainbow

Mirror

Champagne

High Polish Smoke

High Polish Rainbow

Odwzorowanie pokazanych kolorów jest przybliżone.

www.littmann.co.uk | Dostępny także: stetoskop weterynaryjny (1392), stetoskop do nauki (2138)

3M, Littmann, logo L Littmann, Classic III, Master Classic II i Master Cardiology są znakami towarowymi 3M. Bluetooth jest zastrzeżonym znakiem towarowym organizacji Bluetooth SIG. © 3M 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.