



Vyberte si najlepši fonendoskop, ktorý podporí váš výkon.

Fonendoskopy 3M™ Littmann® majú upraviteľné ušné trubice s mäkkými ušnými olivkami. Vybrané mechanické fonendoskopy Littmann majú dizajn s laditeľnou technológiou, vďaka ktorej budete môcť počuť zvuky rozličných frekvencií jednoduchou úpravou tlaku na hrudný snímač. S fonendoskopom Littmann získate akustický výkon, vysokú kvalitu a pohodlie, ktoré potrebujete.



	Lightweight II S.E. Fonendoskop	Fonendoskopy Classic II Pediatric a Infant	Fonendoskop Master Classic II™	Fonendoskop na monitorovanie pacientov Classic III™	Fonendoskop na stanovenie diagnózy Cardiology IV™	Fonendoskop Master Cardiology™	Elektronický fonendoskop Model 3200
	Ideálny na meranie krvného tlaku a obmedzené posudzovanie pacientov.	Výkonné a spoľahlivé klinické nástroje na fyzické posúdenie a monitorovanie pacientov každý deň.			Poskytuje vynikajúcu akustickú citlivosť, aby ste mohli vykonávať podrobné vyšetrenie sluchom. Je vhodný pre náročné a kritické prostredia zdravotnej starostlivosti.		Vysokovýkonná auskultácia. Počujte všetko, čo potrebujete, vďaka 24-násobnému zosilneniu, redukcii okolitého hluku a možnostiam pripojenia.
Približná dĺžka	71 cm	71 cm	69 cm	69 cm	69 cm	69 cm	69 cm
Približná váha	118 g	105 g, 95 g	160 g	150 g	177 g	185 g	185 g
Záruka	2 roky	3 roky	3 roky	5 rokov	7 rokov	7 rokov	2 roky
Membrána	Laditeľný	Neladiteľný (voľný)	Laditeľný	Laditeľný (2)	Laditeľný (2)	Laditeľný	Elektronický
Približný priemer hrudného snímača	Obojstranný 5,2 x 4,5 cm 3,5 x 3,2 cm	Obojstranný Pediatric 3,4 cm 2,7 cm Infant 2,8 cm 1,7 cm	Jednostranný 4,3 cm	Obojstranný Strana pre dospelých 4,3 cm Detská strana 3,4 cm	Obojstranný Strana pre dospelých 4,3 cm Detská strana 3,4 cm	Jednostranný 4,8 cm	Jednostranný 5,1 cm
Vlastnosti	Náprsník v tvare kvapky Zmesť sa pod manžetu na meranie krvného tlaku	Vytvorený špeciálne pre malých pacientov	Vytvorený na jednoduché hopenie a manipuláciu	Konvertibilný zvonček	Konvertibilný zvonček Duálna trubica	Duálna trubica Najlepšia akustická odozva v mechanickom rade značky Littmann	Eliminuje (priemerne) 85 % okolitých zvukov Bezdrôtová technológia Bluetooth® Nahrávanie a prehrávanie



Možnosť vzdelávať sa na dlani.

Aplikácia 3M™ Littmann® Learning Institute –
Zdarma po zakúpení fonendoskopu 3M™ Littmann®!

Potrebujete pomoc? Navštívte stránku NFTLENNUN.BOO

3M Slovensko s.r.o.
Polus Tower 2, Vajnorská 100/B
831 04 Bratislava
www.3m.sk/littmann



Informácie o objednaní fonendoskopu 3M™ Littmann® a príručka farieb hadičiek

Komponenty
(hrudný snímač/
ušné hadičky/nôžka)

Lightweight II S.E. fonendoskop	Classic II Infant fonendoskop pre dojčatá	Classic II pediatrický fonendoskop	Master Classic II™ fonendoskop	Classic III™ Monitorovací fonendoskop	Cardiology IV™ diagnostický fonendoskop	Master Cardiology™ fonendoskop	Elektronický fonendoskop Model 3200
------------------------------------	---	--	-----------------------------------	--	--	--------------------------------------	---

Farba hadičiek

Všetky bežné úpravy	2450 Čierna	2114 Čierna	2113 Čierna	2144L Čierna	5620 Čierna	5627 Vinová	6152 Čierna	6156 Slivková	2160 Čierna	3200BK27 Čierna
	2451 Vinová	2114R Červená	2113R Červená	2146 Vinová	5621 Sivá	5633 Perleťovoružová	6154 Námornickomodrá	6158 Malinová	2163 Vinová	3200BU Vinová
	2452 Karibská modrá	2124 Karibská modrá	2119 Karibská modrá	2147 Námornickomodrá	5622 Námornickomodrá	5831 Slivková	6155 Tmavozelená		2164 Námornickomodrá	3200NB Námornickomodrá
	2454 Modrá		2122 Malinová		5623 Karibská modrá	5832 Levanduľová			2167 Slivková	
	2456 Perleťovoružová				5830 Modrá	5835 Tyrkysová			2178 Karibská modrá	
					5839 Citrónovylimetková					
Celočierna				2141 Čierna	5803 Čierna	5868 Vinová	6163 Čierna	6168 Námornickomodrá	2161 Čierna	
Celomosadzná úprava									2175 Čierna	
Celomedená úprava					5809 Čokoládová					
Celodymová					5811 Čierna	5871 Malinová	6162 Čierna		2176 Čierna	
					5812 Tmavoolivová		6166 Slivková	6171 Tyrkysová	2182 Tmavoolivová	
Dúhová/Mosadz/Mosadz	2157 Malinová	2153 Karibská modrá			5806 Malinová	5807 Karibská modrá				
Mosadzná/Dymová/Dymová							6164 Čierna			
Dúhová/Čierna/Čierna					5870 Čierna		6165 Čierna			
Zrkadlová/Dymová/Dymová					5862 Malinová	5863 Námornickomodrá				
					5959 Modrá					
Zrkadlo/Štandard/Zrkadlo							6177 Čierna	6170 Vinová		
Šampanské/Dymová/Dymová					5861 Čierna	5864 Vinová	6179 Čierna			
Šampanské/Dym/Šampanské							6176 Vinová	6190 Karibská modrá		
Dúhová s vysokým leskom / Čierna / Čierna							6242 Námornickomodrá			
Dúhová s vysokým leskom / Dymová / Dymová							6240 Čierna	6241 Malinová		
SÉRIA S FAREBNOU NÔŽKOU: (vložený štvorec znázorňuje farbu nôžky)										
Čierna/Čierna/Farebná							6200 Čierna	6203 Čierna		
Dymová s vysokým leskom / Čierna / Farebná							6201 Čierna			
Dymová s vysokým leskom / Dymová / Farebná							6202 Námornickomodrá	6204 Čierna		
Dúhová/Čierna/Farba							6232 Čierna	6234 Karibská modrá		
Šampanské/Dym/Farba							6238 Sivá			
Zrkadlový/Dymová/Farebná					5872 Tyrkysová	5875 Limetková				
					5873 Sivá					
Zrkadlová/Dymová/Farebná					5960 Slivková	5962 Perleťovoružová				
Zrkadlo/Štandard/Farba					5874 Karibská modrá					

Komponenty:
náprsník/ušné hadičky/nôžka

Bežné úpravy

Čierna

Mosadzná úprava

Medená úprava

Dymová

Dúhová

Zrkadlo

Šampanské

Dymová s vysokým leskom

Dúhová s vysokým leskom

Zobrazené farby sú približné.

www.3m.sk/littmann | Dostupné aj: Veterinárny fonendoskop (1392)

3M, Littmann a logo L Littmann, Classic III, Cardiology IV, Master Classic II a Master Cardiology sú ochranné známky spoločnosti 3M. Bluetooth je registrovaná ochranná značka spoločnosti Bluetooth SIG. © 3M 2020. Všetky práva vyhradené.