


Soluções em Restauração

Filtek™ Supreme XTE

Restaurador Universal



Soluções de opacidades **versáteis**

com excelentes **resultados** estéticos

3M ESPE

Restaurações bonitas podem não ser complicadas

Simplicidade

Você + 3M ESPE =

Novas ideias para dentisteria

Se preferir a simplicidade de uma técnica de uma opacidade única, ficará satisfeito com a estética real do Restaurador Universal Filtek™ Supreme XTE. Mantivemos a já impressionante estética e melhoramos a retenção de polimento e fluorescência para ajudar a criar restaurações mais naturais.

Encontrarão uma maior oferta de tons Body para ter mais opções para restaurações de uma única opacidade. E porque este compósito tem uma resistência mecânica excepcional, pode usar um único compósito para restaurações em anteriores e posteriores.



Restauração em amálgama substituído pelo Restaurador Universal Filtek Supreme XTE.
Restauração no dente posterior altamente estética.

Fotos cortesia do Dr. Grant Chyz.

Colocamos a **simplicidade**
na sua **técnica**
de restauração.

As vantagens num piscar de olhos.

Simples de utilizar

- Excepcional no manuseamento
- Mais tons Body para restaurações single-shade
- Códigos de cor por opacidades

Verdadeiramente estético

- Excelente retenção de polimento
- Ampla gama de tons e opacidades
- Fluorescência melhorada

Tecnologia única de nanopartícula

- Melhor retenção de polimento do que um microparticulado
- Desgaste muito inferior aos principais concorrentes
- Notável resistência mecânica para uso em anteriores e posteriores



Rótulos com código de cores de opacidades para uma fácil e rápida leitura, poupando tempo na procura da opacidade.



Veja porque a nanotecnologia 3M ESPE é tão apelativa para os dentistas

Para perceber porque razão o Restaurador Universal Filtek™ Supreme XTE proporciona resultados que nenhum outro compósito consegue, precisa entender como a nossa nanotecnologia é diferente, e porque razão é melhor.

Polimento que consegue ver.

A união das nanopartículas é a razão pela qual o Filtek Supreme XTE mantém um polimento brilhante.

O brilho inicial da maioria das restaurações pode ser muito impressionante. Mas será que a sua restauração vai manter o brilho natural por alguns anos? Estudos comprovam que a retenção de polimento do restaurador Filtek Supreme XTE é melhor que qualquer outro compósito e ainda melhor que um microparticulado. A 3M ESPE constrói o seu nanocompósito usando um processo patenteado que cria clusters únicos do tamanho de nanopartículas. Os nanoclusters têm uma alta capacidade de resistência ao desgaste semelhante à da dentina durante a abrasão. Isso permite que a restauração mantenha uma superfície mais lisa e uma retenção de polimento a longo prazo.


Em contrapartida, muitos outros compósitos incluindo micro e nano-híbridos incorporam partículas maiores que contribuem para uma significativa rugosidade.

Ciência




Polimento que consegue ver. Esta fotografia tem lado a lado a comparação da retenção do polimento entre um concorrente após 6000 ciclos de simulação de escovagem.

Retenção de polimento.



Fotos SEM cortesia do Dr. J. Perdigão, Universidade de Minnesota.



Esta análise óptica compara as superfícies de compósito num nano-híbrido com o Filtek Supreme, após a abrasão da escovagem após 6000 ciclos.
Fonte: Dados internos 3M ESPE

A nossa “verdadeira” nanotecnologia oferece resistência ao desgaste semelhante ao esmalte.

Um recente estudo clínico de 5 anos* medição de “desgaste do contacto oclusal”, não mostrou estatisticamente diferenças significativas entre o Restaurador Universal Filtek Supreme XT e o esmalte. Porque o Restaurador Filtek Supreme XTE é derivado da mesma nanotecnologia patenteada, estudos *in vitro* mostram que tem uma resistência mecânica equivalente ao desgaste do restaurador Filtek Supreme XT. Assim pode aplicá-lo com segurança em qualquer restauração.

* Fonte: Professor Paul Lambrechts e colegas, Katholieke Universiteit Leuven, Bélgica. Dados em ficheiro.

Um sistema de tonalidades com infinitas possibilidades

Versatilidade

Sabemos que está empenhado em fazer de cada restauração a melhor possível. Se preferir uma técnica de dual-shade ou multi-shade, então pode apreciar a gama completa de opacidades e tons que o Restaurador Filtek Supreme XTE oferece.

Para facilitar, nós actualizámos o nosso sistema de opacidades. Os rótulos das nossas seringas e cápsulas são codificados por cores de opacidade. Adicionalmente, os rótulos têm a descrição do tom com letras maiúsculas para uma rápida selecção de tonalidades.

Os dentistas apreciam a excelente manipulação, e estão impressionados com a melhoria do polimento.

A excelente estética e manuseamento levam a que os dentistas tenham opiniões positivas sobre o Restaurador Universal Filtek Supreme XTE. E o feedback para o Restaurador Universal Filtek Supreme XTE é muito aceitável e excede todas as expectativas.

Melhoramento chave inclui:

- **Extraordinário polimento:** A restauração é agora mais fácil de polir e oferece uma melhor retenção de polimento que um microparticulado.
- **Manuseamento da opacidade translúcida:** Agora as nossas opacidades Translúcidas têm as mesmas propriedades que as restantes opacidades, oferecendo uma grande facilidade de manipulação e o facto de não se agarrarem à espátula. Agora disponíveis também em cápsulas.

O Restaurador Universal Filtek Supreme XTE é um sistema que oferece excelentes resultados estéticos, mesmo usando uma técnica de single-shade, dual-shade ou multi-shade.




Restauração criada usando 2 opacidades com 3 tons (A3D, A3.5D, A1E) do Restaurador Universal Filtek™ Supreme XTE.


Fotos cortesia do Dr. Gabriel Kraestl, Departamento de Periodontologia, Endodontia e Cariologia, Universidade de Basel, Suíça




Translúcido



Esmalte



Body



Dentina

Opacidades: As designações Dentina, Body, Esmalte e Translúcido dizem respeito a diferentes opacidades.

Maravilhosamente **versátil**
para poder satisfazer todas as
necessidades da sua
prática clínica.



Todos os pacientes têm uma tonalidade natural, e agora encontrou a maneira fácil de a igualar

Como líder inovador nas tecnologias das resinas compostas a 3M continua em busca de caminhos para aperfeiçoar os nossos produtos. Reunimos o feedback dos dentistas que usam os nossos produtos diariamente, para projectar a próxima geração de nanocompósitos: **O Restaurador Universal Filtek™ Supreme XTE.**

Se nunca usou o Restaurador Filtek Supreme, está prestes a descobrir o que tem vindo a impressionar os dentistas ao longo dos anos. Se já for utilizador do Restaurador Universal Filtek Supreme XT, ficará satisfeito em saber que o tornámos ainda melhor. **Optimizámos a retenção de polimento e melhorámos a fluorescência,** ajudando a criar **restaurações ainda mais vibrantes e de aspecto natural.**

Encontrará no Restaurador Filtek Supreme XTE **uma utilização mais fácil** – com mais soluções para restaurações com uma única opacidade, códigos de cores por opacidades e uma ampla gama de tons e opacidades para escolher.

A2

A3

Casos clínicos



Restauração posterior com a técnica single-shade.
Fotos cortesia do Dr. Andreas Gier, Smile Doctors Salzburg



Restauração anterior com uma técnica multi-shade.
Fotos cortesia do Dr. Antonella Leone, Palermo



Informação de Encomenda

| Refª | Descrição do Produto |
|-------|--|
| 4911S | Restaurador Universal Filtek™ Supreme XTE Kit de Introdução single-shade – Cápsulas Kit inclui: 40 cápsulas de 0,2 gr: 20 de cada opacidade Body: A2 e A3; Guia técnico e instruções de utilização |
| 4910S | Restaurador Universal Filtek™ Supreme XTE Kit de Introdução single-shade – Seringas Kit inclui: 4 seringas de 3 gr: 2 de cada opacidade Body: A2 e A3; Guia técnico e instruções de utilização |
| 4911D | Restaurador Universal Filtek™ Supreme XTE Kit de Introdução Dual-shade – Cápsulas Kit inclui: 40 cápsulas de 0,2 gr: 10 de cada opacidade Dentina: A3, A4, e opacidade Esmalte A2 e A3; 1 guia de cores; um guia técnico e instruções de utilização |
| 4910D | Restaurador Universal Filtek™ Supreme XTE Kit de Introdução Dual-shade – Seringas Kit inclui 4 seringas de 3gr: 1 de cada opacidade Dentina A3 e A4 e opacidade Esmalte A2 e A3. 1 guia de cores, um guia técnico e instruções de utilização |
| 4911P | Restaurador Universal Filtek™ Supreme XTE Kit Profissional – Cápsulas Kit inclui: 160 cápsulas de 0,2gr reutilizáveis: 10 de cada opacidade Dentina: A2, A3, A4 20 de cada opacidade Body: A2, A3, A3.5, A4 10 de cada opacidade Esmalte: A1, A2, A3, W 10 de cada opacidade Translúcido: AT 1 guia de cores, guia técnico e instruções de utilização |
| 4910P | Restaurador Universal Filtek™ Supreme XTE Kit Profissional – Seringas Kit inclui: 12 seringas de 3gr de cada opacidade: Opacidade Dentina: A2, A3, A4 Opacidade Body: A2, A3, A3.5, A4 Opacidade Esmalte: A1, A2, A3, W Opacidade Translúcido: AT 1 guia de cores, guia técnico e instruções de utilização |

Crie restaurações de aspecto natural com o fácil de usar guia de cores 3M ESPE.

Eficiência é tudo na azáfama da clínica. O nosso guia de tons e opacidades único e fácil de usar simplifica o processo de selecção e serve como um guia para colocar de uma a quatro opacidades de compósito. Para o ajudar a perceber as necessidades do paciente, nós incluímos um guia de cores em todos os Kits de opacidades dupla e Kits Profissionais.



Seringas e cápsulas codificados por cores de opacidade para uma selecção mais rápida.

3M ESPE

3M Portugal, Lda.
3M ESPE Produtos Dentários
Rua do Conde de Redondo, 98
1169-009 Lisboa
Tel: 21 313 45 00
E-Mail: innovation.pt@mmm.com
Internet: www.3mespe.com

Você + 3M ESPE =
Novas ideias para dentisteria

Recargas

| Opacidade Dentina | Seringas | Cápsulas |
|-----------------------|-----------|-----------------------|
| A1D | 4910A1D | 4911A1D |
| A2D | 4910A2D | 4911A2D |
| A3D | 4910A3D | 4911A3D |
| A4D | 4910A4D | 4911A4D |
| B3D | 4910B3D | 4911B3D |
| C4D | 4910C4D | 4911C4D |
| White | 4910WD | 4911WD |
| Opacidade Body | Seringas | Cápsulas |
| A1B | 4910A1B | 4911A1B |
| A2B | 4910A2B | 4911A2B |
| A3B | 4910A3B | 4911A3B |
| A3.5B | 4910A3.5B | 4911A3.5B |
| A4B | 4910A4B | 4911A4B |
| A6B | 4910A6B | 4911A6B |
| B1B | 4910B1B | 4911B1B |
| B2B | 4910B2B | 4911B2B |
| B3B | 4910B3B | 4911B3B |
| B5B | 4910B5B | 4911B5B |
| C1B | 4910C1B | 4911C1B |
| C2B | 4910C2B | 4911C2B |
| C3B | 4910C3B | 4911C3B |
| D2B | 4910D2B | 4911D2B |
| D3B | 4910D3B | 4911D3B |
| White | 4910WB | 4911WB |
| Extra White | 4910XWB | 4911XWB |
| Opacidade Esmalte | Seringas | Cápsulas |
| A1E | 4910A1E | 4911A1E |
| A2E | 4910A2E | 4911A2E |
| A3E | 4910A3E | 4911A3E |
| B1E | 4910B1E | 4911B1E |
| B2E | 4910B2E | 4911B2E |
| D2E | 4910D2E | 4911D2E |
| White | 4910WE | 4911WE |
| Extra White | 4910XWE | 4911XWE |
| Opacidade Translúcido | Seringas | NOVO! Cápsulas |
| Clear | 4910CT | 4911CT |
| Blue | 4910BT | 4911BT |
| Grey | 4910GT | 4911GT |
| Amber | 4910BT | 4911AT |

Recargas seringas inclui: 1 seringa de 3gr; **Recarga de cápsulas:** As recargas da opacidade Dentina, Esmalte e Translúcido incluem: 10 cápsulas de 0,2gr. A recarga da opacidade Body inclui 20 cápsulas de 0,2gr. Instruções de utilização.

3M, ESPE e Filtek são marcas registadas da 3M ou 3M ESPE AG.

Tetric EvoCeram não é uma marca registada da 3M ou 3M ESPE AG.

© 3M 2009. Todos os direitos reservados.

Dep.026/45/10