

3M**Tegaderm™**

Wound Care Solutions

Aby dobrze przyjrzeć się nacięciu, musisz widzieć je w całości.

Chłonne przezroczyste opatrunki akrylowe 3M™ Tegaderm™ Absorbent

Zapewnienie optymalnych warunków gojenia się rany i stała kontrola wizualna rany chirurgicznej to najistotniejsze elementy, które pozwalają zredukować ryzyko wystąpienia zakażenia rany pooperacyjnej. Chłonne, przezroczyste opatrunki akrylowe 3M™ Tegaderm™ Absorbent do małych i dużych nacięć zapewniają wodoodporną,¹ przezroczystą² barierę – umożliwiają stałą kontrolę i szybką interwencję w razie potrzeby bez naruszania rany.³ Wydłużony czas stosowania opatrunku⁴ na ranie zapewnia szybszy proces gojenia¹ i zwiększa komfort pacjentowi umożliwiając zażywanie kąpieli pod prysznicem.



Dostępne w pięciu rozmiarach,
na rany do 28 cm długości.

Chłonne przezroczyste opatrunki akrylowe 3M™ Tegaderm™ Absorbent

W 3M wykorzystujemy naukę w rozwijaniu naszych produktów, współpracujemy z pracownikami ochrony zdrowia w celu opracowania rozwiązań w zakresie zabezpieczania i opatrywania ran chirurgicznych, które zapewniają lepsze wyniki leczenia. Wybierz najbardziej odpowiedni chłonny przezroczysty opatrunek akrylowy 3M™ Tegaderm™ Absorbent dla rany każdej wielkości.



Lepsza kontrola

Wykonane z przezroczystej folii i chłonnego akrylowego polimeru hydrofilowego⁵ chłonne przezroczyste opatrunki akrylowe 3M™ Tegaderm™ Absorbent zapewniają personelowi medycznemu oraz pacjentom kontrolę stanu rany, obserwację postępów gojenia się i wykrycie wczesnych objawów zakażenia rany.²



Lepsza ochrona

Opatrunek może być stosowany do 7 dni na ranie, co⁴ zapewnia pacjentom lepszą ochronę rany po wyjściu ze szpitala i umożliwia bezpieczne zażywanie kąpeli pod prysznicem¹ bez zdejmowania opatrunku.



Optymalne warunki gojenia rany

Chroni przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi, płynami ustrojowymi, bakteriami, wirusami i wodą¹ oraz absorbuje umiarkowane wysięki,² zapewniając optymalne warunki gojenia rany.⁶

Wybór rozmiaru opatrunku: wybierz odpowiedni rozmiar opatrunku dopasowany do rany.

	Numer katalogowy	Rozmiar warstwy chłonnej	Rozmiar całego opatrunku	Rozmiar rany
	Owalny 90800	3,8 cm x 5,7 cm	7,6 cm x 9,5 cm	≤ 2,5 cm
	Owalny 90801	6 cm x 7,6 cm	11,1 cm x 12,7 cm	≤ 4 cm
	Owalny 90803	8,5 cm x 10,7 cm	14,2 cm x 15,8 cm	≤ 10 cm
	Prostokątny 90815	4,5 cm x 20 cm	9 cm x 25 cm	≤ 18 cm
	Prostokątny duży 90817	4,5 cm x 30 cm	9 cm x 35 cm	≤ 28 cm

Wskazówka dotycząca zastosowania: Warstwa chłonna opatrunku powinna pokrywać ranę w całości, wychodząc 1 cm poza krawędzie rany.

Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem działu sprzedaży produktów ochrony zdrowia 3M lub odwiedź stronę 3M.pl



3M Poland Sp. z o. o.
Al. Katowicka 117
05-830 Nadarzyn
Tel: +48 22 739 60 00
www.3m.pl

1 Dane z badań przeprowadzonych przez 3M. EM-05-014684
2 Dane z badań przeprowadzonych przez 3M. EM-05-000138
3 Dane z badań przeprowadzonych przez 3M. EM-05-000003
4 Dane z badań przeprowadzonych przez 3M. EM-05-014692, EM-05-014725
5 Dane z badań przeprowadzonych przez 3M. EM-05-137984
6 Dane z badań przeprowadzonych przez 3M. EM-05-001314

3M i Tegaderm są znakami towarowymi 3M.
© 3M 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone. OMG50557.

