

## Simplification du choix de ciment.

Ciment résine <b>RelyX<sup>MC</sup></b> <b>Universal 3M<sup>MC</sup></b>	Ciment résine adhésif <b>RelyX<sup>MC</sup></b> <b>Ultimate 3M<sup>MC</sup></b>	Ciment résine autoadhésif <b>RelyX<sup>MC</sup> Unicem/ Unicem 2 3M<sup>MC</sup></b>	Ciment en verre ionomère modifié à la résine <b>RelyX<sup>MC</sup> Luting Plus 3M<sup>MC</sup></b>	Ciment pour facettes prothétiques <b>RelyX<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup></b>
--	---	---	--	---

### À base de métal

Incrustation et incrustations de surface	++	+	++	+	-
Couronnes et ponts	++	+	++	++	-
Tenons endodontiques	++	+	++	++	-
Ponts Maryland	++	++	+	-	-
Sur piliers d'implants	++	+	++	++	-

### Vitrocéramique, y compris le disilicate de lithium (p. ex., IPS e.max<sup>®</sup>, VITABLOCS<sup>®</sup> Mark II, Celtra<sup>®</sup> Duo, IPS Empress<sup>®</sup>)

Incrustations, incrustations de surface et surfaces occlusales	++	++	+	-	-
Couronnes et ponts	++	++	++	-	-
Facettes	+	+	-	-	++
Sur piliers d'implants	++	+	+	-	-

### Zircone et autres céramiques d'oxyde (par exemple Zircone Lava<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup>, Zircone BruxZir<sup>®</sup>)

Incrustation et incrustations de surface	++	++	++	+	-
Couronnes et ponts	++	+	++	+	-
Tenons endodontiques	++	+	++	+	-
Ponts Maryland	++	++	+	-	-
Sur piliers d'implants	++	+	++	++	-

### Composites/hybrides à base de résine (p. ex., Cerasmart<sup>®</sup>, Enamic<sup>®</sup>, Matériaux de restauration CAO/FAO Lava<sup>MC</sup> Ultimate 3M<sup>MC</sup>); Tenons composites renforcés de fibre de verre (p. ex., Tenons en fibre RelyX<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup>)

Incrustations, incrustations de surface et surfaces occlusales	++	++	+	-	-
Couronnes	++	++	++	-	-
Tenons endodontiques	++	+	++	-	-
Facettes	+	+	-	-	++
Sur piliers d'implants	++	++	++	-	-

++ Produit fortement recommandé\* + Produit recommandé - Produit contre-indiqué

\* Offre un meilleur rendement pour cette indication ou une manipulation plus facile à rendement égal.

**Remarque :** Les choix de ciment recommandés dans ce guide, qui énumèrent les principales indications pour un ciment particulier, ne sont fournis qu'à titre indicatif. Les ciments de marque RelyX<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup> sont des produits très polyvalents qui peuvent être utilisés pour plusieurs indications. Votre sélection dépend de la situation de chaque patient et de vos préférences en matière de techniques procédurales.

Produits offerts au Canada par :

**3M Canada**  
Soin Oral 3M  
300, rue Tartan  
London (Ontario) N5V 4M9  
Canada  
1 888 363-3685  
3M.ca/Dentaire

**3M Deutschland GmbH**  
Produits dentaires  
Carl-Schurz-Straße 1  
41453 Neuss  
Allemagne

Apprenez-en davantage sur le site Web [3M.ca/Ciments](http://3M.ca/Ciments)

3M Science. Au service de la Vie., 3M, Lava et RelyX sont des marques de commerce de 3M ou de 3M Deutschland GmbH, utilisées sous licence au Canada. © 2021, 3M. Tous droits réservés. Toutes les autres appellations commerciales mentionnées sont des marques de service, des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives. 2011-19005 E