


Product Brochure

전문가인 당신에게 어울리는 3M Clarity™ Ultra Self-Ligating Brackets은 효율적인 치료와 만족스러운 결과를 제공합니다.

Clarity™ Ultra Self-Ligating Brackets은 우수한 Rotational Control을 제공하며
3M 고유의 파절선으로 예측 가능하며 일관된 디본딩이 가능합니다.



당신의 치료 효율성과 결과를 향상시키세요.


당신과 당신의 환자는 “효율적인 치료와
만족스러운 결과”를 동시에 원합니다.

그러기 위해 당신은 Control과 예측 가능한
결과를 가져다줄 수 있는 조력자가 필요합니다.


정밀한 치료 결과를 위한 성공적인 치료 계획을
가능하게 하는 그 조력자가
바로 Clarity™ Ultra Self-Ligating Brackets입니다.



Ligation과 Ligature가 필요 없는
순쉬운 Wire Change




넓은 Ceramic Door로
우수한 Rotational Control 제공



Passive 또는 Active
선택적으로 사용 가능



추가적인 Accessories 없는
Rotational Control



Parts List

3M™ Clarity™ Ultra Self Ligating Brackets Prescription (MBT)

Maxillary			In/Out		Part Number - .022 in.	
Tooth	Torque	Angulation	in.	mm	L	R
Central	+17°	4°	0.026	0.66	003-301	003-302
Lateral	+10°	8°	0.035	0.89	003-303	003-304
Cuspid Hk	0°	8°	0.021	0.53	003-307	003-308
Bicuspid Hk	-7°	0°	0.029	0.74	003-310	003-311

Mandibular			In/Out		Part Number - .022 in.	
Tooth	Torque	Angulation	in.	mm	L	R
Anterior	-6°	0°	0.045	1.14	003-350	
Cuspid Hk	0°	3°	0.020	0.51	003-353	003-354
1 st Bicuspid Hk	-12°	2°	0.030	0.76	003-357	003-358
2 nd Bicuspid Hk	-17°	2°	0.034	0.86	003-361	003-362

Add Prefix "4" for 3M™ APC™ Flash-Free Adhesive System. Example: 4003-301

Patient Kits

	Part Number - .022 in.
U/L Lt/Rt 5×5 Hk	003-111
U Lt/Rt 5×5 Hk	003-116

Add Prefix "4" for 3M™ APC™ Flash-Free Adhesive System.

Instruments for the Ultra SL System

	Part Number
3M™ Unitek™ Debonding Instrument	804-175
3M™ Unitek™ Open-Close Instrument	804-155



REF 804-155



REF 804-175







Door Open / Close Guide

3M™ Unitek™ Open-Close Instrument for the Ultra SL System

REF 804-155



Open



Close

