


**Esthetisch** door vier kleuren met een natuurlijke fluorescentie.



Translucent (TR) A1 A3 Opaak (A3O) Wit opaak (WO)

### Bestelinformatie

## 3M™ RelyX™ Universal Compositement

### Artikelnr. Productinformatie

#### Intro Kit

**56968** 4 spuitjes 3M™ RelyX™ Universal Compositement in de kleuren TR, A1, A3O, WO (elk 3,4 g), 60 3M™ RelyX™ Universal Micro Mengtips 20 endotips, 1 flesje 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesief (5 ml), 1x 3M™ Scotchbond™ Universal Etsmiddel (3 ml), 25 blauwe etstips 50 oranje microbrushes, stap-voor-stap gebruiksaanwijzingen

#### Trial Kits

Elke trial kit bevat: 1 spuit 3M™ RelyX™ Universal Compositement (3,4 g), 15 3M™ RelyX™ Universal Micro Mengtips 5 endotips, 1 flesje 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesief (1,5 ml), 1x 3M™ Scotchbond™ Universal Etsmiddel (3 ml), 25 blauwe etstips 50 oranje microbrushes, stap-voor-stap gebruiksaanwijzingen

**56969 Kleur TR 56970 Kleur A1**

#### Refills

Elke refill bevat: 1 spuit 3M™ RelyX™ Universal Compositement (3,4 g), 15 3M™ RelyX™ Universal Micro Mengtips 5 endotips

**56971 Kleur TR 56973 Kleur A3O**

**56972 Kleur A1 56974 Kleur WO**

#### Value Packs

Elke value pack bevat: 3 spuitjes 3M™ RelyX™ Universal Compositement (elk 3,4 g), 45 3M™ RelyX™ Universal Micro Mengtips 15 endotips

**56977 Kleur TR 56978 Kleur A1**

#### Mengtips

**56975** 30 3M™ RelyX™ Universal Micro Mengtips

**56976** 15 3M™ RelyX™ Universal Micro Mengtips met endotips

## 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesief

#### Flesje

**41293** **Intro Kit:** 1 flesje 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesief (5 ml), 50 wegwerpborsteltjes, 1x 3M™ Scotchbond™ Universal Etsmiddel (3 ml), 25 doseertips

**Refill:** 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesief flesje (5 ml)

**41294 1 flesje van 5 ml 41295 3 flesjes van 5 ml**

#### Single-Unit Dose

3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesief Single-Unit Dose verpakkingen voor éénmalig gebruik. 1x 3M™ Scotchbond™ Universal Etsmiddel (3 ml), 25 doseertips

**41297 Intro Kit: 50x Single-Unit Dose 41299 200x Single-Unit Dose**

**41298 100x Single-Unit Dose 41304 400x Single-Unit Dose**

## 3M™ Scotchbond™ Universal Etsmiddel

**41263** 2x 3M™ Scotchbond™ Universal Etsmiddel (elk 3 ml), 50 doseertips



3M™ RelyX™ Universal Compositement Intro Kit (56968)



3M™ RelyX™ Universal Compositement Trial Kit TR (56969)



3M™ RelyX™ Universal Compositement Refill TR (56971)



3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesief Refill (41294)



**3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesief Single-Unit Dose:**

Voor een efficiënt hygiënisch gebruik. Minimaliseert het risico op kruisbesmetting.

3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesief Single-Unit Dose verpakkingen voor éénmalig gebruik (41298)

**3M** Science.  
Applied to Life.™

3M™ RelyX™ Universal  
Compositement

Weg met de  
complexiteit.



3M.nl/OralCare  
3M.be/OralCare

3M Belgium bvba/sprl  
Oral Care Solutions Division  
3M.be/OralCare  
infodental.be@mmm.com

3M Nederland B.V.  
Oral Care Solutions Division  
3M.nl/OralCare  
infodental.nl@mmm.com

3M, 3M Science. Applied to Life., Lava, RelyX en Scotchbond zijn handelsmerken van 3M Company of 3M Deutschland GmbH. Gebruikt onder licentie in Canada. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van andere ondernemingen.

© 3M 2020. Alle rechten voorbehouden.

# De combinatie die alles aankan.

**3M™ RelyX™ Universal Composietcement** werkt zowel als afzonderlijk zelfhechtend cement, als adhesief cement in combinatie met **3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesief**.

Deze combinatie van producten maakt een einde aan de onduidelijkheid en keuzestress tussen alle beschikbare composietcementen, primers en adhesieven. **Samen vereenvoudigen ze de workflows voor uw directe en indirecte restauraties.** U hoeft bovendien minder producten op voorraad te hebben en aan te vullen, waardoor u ruimte, tijd en geld bespaart.

## Eenvoudig maar toch heel krachtig.

- Twee componenten voor vrijwel iedere directe en indirecte cementeerindicatie
- Uitstekende zelfhechtende werking van RelyX Universal Composietcement
- Scotchbond Universal Plus Adhesief verhoogt de hechtsterkte aan ieder oppervlak
- Unieke 3M-automix-spuit
- Eenvoudig overmaat verwijderen
- Zeer esthetisch



### Revolutionaire spuit.

Dit 3M-ontwerp is de nieuwste innovatie op het gebied van automix-cementtoepassingen, ontwikkeld voor eenvoudig aanbrengen, reinigen en bewaren. De kleine, duurzame doseerspuit van 3,4g bevat voldoende materiaal voor ongeveer 15 behandelingen.

### Eenvoudig verwijderen van overmaat.

Efficiënt tot de laatste stap. Dankzij de unieke samenstelling blijven uitgevloeiende resten bij de marginale randen van de restauratie zitten, zodat ze eenvoudig kunnen worden verwijderd na tack-curing.



Zelfhechtend cementeren van een 3M™ Lava™ Esthetic Fluorescent Full-Contour zirkonium brug; Afbeelding met dank aan Dr. Jan Gueth, Duitsland

“Uitstekend, hygiënisch doseersysteem met weinig verspilling.”  
M.W., Groot-Brittannië\*\*\*

**80%** minder cementverspilling\* met micro-mengtip



Hygiënischer.\*\* Zelfsluitende doseerspuit voor opslag zonder gebruikte mengtip.

Smalle, lange verlengtip voor eenvoudig aanbrengen in het wortelkanaal

“Eenvoudig in het gebruik, weinig componenten en dus minder kans op fouten.”  
J.L., Duitsland\*\*\*

Ergonomische ontwerp met **50%** minder plastic afval\*

### De sterke partner voor adhesieve toepassingen.


3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesief is het eerste radiopake, universele adhesief voor alle directe en indirecte cementeerindicaties. Het systeem is volledig op elkaar afgestemd: het adhesief wordt uitgehard door het cement, dus lichtharding is niet nodig.

Scotchbond Universal Plus Adhesief kan worden gebruikt als universele primer voor ieder materiaal waaronder glaskeramiek. Daarnaast vergroot het de uitstekende zelfhechtende werking van het cement, bijvoorbeeld bij zirkonium.




### Uitstekende zelfhechtende werking voor maximale efficiëntie.

Dankzij de superieure hechtsterkte aan dentine kan RelyX Universal Composietcement bij de meeste behandelingen worden gebruikt zonder extra adhesief of primer. Werkt zowel lichtuithardend als zelfuithardend.



Shear bond strength (MPa) aan dentine na kunstmatige veroudering  
R. Afutu, M. Abreu, G. Kugel, Tufts University, J. Dent. Res. Vol 98A, No 3629, 2019



Shear bond strength (MPa) aan zirkonium bij zelfuithardend gebruik.  
C. E. Sabrosa et al., J. Dent. Res. Vol 99A, No 1838, 2020

### Minder voorraad, meer besparen

**95%** van de tandartsen is het ermee eens dat het universele karakter van 3M™ RelyX™ Universal Composietcement helpt om de benodigde voorraad te verkleinen en kosten te besparen.

### Eenvoudiger in gebruik

**97%** van de tandartsen is het ermee eens dat één universeel composietcement gebruiken, in plaats van meerdere composietcementen, eenvoudiger is voor medewerkers in de praktijk.

### Vrijwel geen postoperatieve gevoeligheid

**99%** van de tandartsen geeft aan dat RelyX Universal Composietcement vrijwel geen postoperatieve gevoeligheid veroorzaakt.\*\*\*

\* per toepassing in vergelijking met de huidige beschikbare standaard automix-systemen; \*\* in vergelijking met de huidige gebruikte automixspuiten; \*\*\* Bron: Praktijkevaluatie in EU/VS uitgevoerd door 3M