





3M™ RelyX™ Universal Composietcement en
3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesief

De combinatie die alles aankan.

3M™ RelyX™ Universal Composietcement werkt zowel als een op zichzelf staand, zelfhechtend cement, als een adhesief cement in combinatie met 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesief. Het adhesief werkt als universele primer op ieder materiaal en is geschikt voor alle directe en indirecte indicaties.

Deze combinatie bespaart u tijd en ruimte voor onnodige voorraad van verschillende producten. De eenvoudige workflow elimineert bovendien de verwarring over wanneer nu voor welk adhesief, of cement te kiezen.



-  **Eerste universele, radiopaak adhesief**
-  **Verbeterde hechtsterkte door combinatie met RelyX Universal Composietcement**
-  **Volledig afgestemd systeem: het adhesief hardt uit door het cement. Geen lichtuitharding...etc. geen lichtuitharding nodig**
-  **Universele primer voor alle restauratiematerialen**




Revolutionaire spuit. Origineel 3M ontwerp.

-  **80% minder cementverspilling dankzij micro-mengtip***
-  **15 applicaties van 3,4 g****
-  **Hygiënischer, eenvoudig te reinigen*****  zelfsluitend
-  **Ergonomische vorm en 50% minder plastic afval***
-  **Smalle, lange verlengtip voor eenvoudige applicatie in het wortelkanaal** 
-  **Eenvoudig overmaat verwijderen** 
-  **Uitstekende adhesieve hechtsterkte aan dentine. Zowel zelfuithardend, als lichtuithardend**

Afbeelding: Dr. Jan Gueth, Duitsland


Shear bond strength (MPa) aan dentine na kunstmatige veroudering



R. Afutu, M. Abreu, G. Kugel, Tufts University, J. Dent. Res. Vol 98A, No 3629, 2019

* per applicatie vergeleken met de huidige beschikbare standaard automix-systemen
** gemiddeld *** vergeleken met de huidige beschikbare automix-spijten

Hoge esthetiek door vier kleuren met een natuurlijke fluorescentie



Translucent (TR)

A1

A3 Opaak (A3O)

Wit opaak (WO)

Bestelinformatie

3M™ RelyX™ Universal Compositement

Artikelnr. Productinformatie

Intro Kit

56968 4 spuiten 3M™ RelyX™ Universal Compositement in de kleuren TR, A1, A3O, WO (elk 3,4 g), 60 3M™ RelyX™ Universal Micro Mengtips 20 endotips, 1 flesje 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesief (5 ml), 1x 3M™ Scotchbond™ Universal Etsmiddel (3 ml), 25 blauwe etstips 50 oranje microborstels, gebruiksaanwijzing

Trial Kits

Elke trial kit bevat: 1 spuit 3M™ RelyX™ Universal Compositement (3,4 g), 15 3M™ RelyX™ Universal Micro Mengtips 5 endotips, 1 flesje 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesief (1,5 ml), 1x 3M™ Scotchbond™ Universal Etsmiddel (3 ml), 25 blauwe etstips 50 oranje microborstels gebruiksaanwijzing

56969 Kleur TR

56970 Kleur A1

Refills

Elke refill bevat: 1 spuit 3M™ RelyX™ Universal Compositement (3,4 g), 15 3M™ RelyX™ Universal Micro Mengtips 5 endotips

56971 Kleur TR

56973 Kleur A3O

56972 Kleur A1

56974 Kleur WO

Value Packs

Elke value pack bevat: 3 spuiten 3M™ RelyX™ Universal Compositement (elk 3,4 g), 45 3M™ RelyX™ Universal Micro Mengtips 15 endotips

56977 Kleur TR

56978 Kleur A1

Mixing Tips

56975 30 3M™ RelyX™ Universal Micro Mengtips

56976 15 3M™ RelyX™ Universal Micro Mengtips en endotips

3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesief

Flesje

41293 **Intro Kit:** 1 flesje 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesief (5 ml), 50 wegwerpborsteltjes, 1x 3M™ Scotchbond™ Universal Etsmiddel (3 ml), 25 doseertips

Refill: 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesief flesje (5 ml)

41294 1 flesje van 5 ml

41295 3 flesjes van 5 ml

Single-Unit Dose

3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesief Single-Unit Dose L-Pops, 1x 3M™ Scotchbond™ Universal Etsmiddel (3 ml), 25 doseertips

41297 **Intro Kit: 50x L-Pop**

41299 **200x L-Pop**

41298 **100x L-Pop**

41304 **400x L-Pop**

3M™ Scotchbond™ Universal Etsmiddel

41263 2x 3M™ Scotchbond™ Universal Etsmiddel, spuitje (elk 3 ml), 50 doseertips



3M™ RelyX™ Universal Compositement Intro Kit (56968)



3M™ RelyX™ Universal Compositement Trial Kit TR (56969)



3M™ RelyX™ Universal Compositement Refill TR (56971)



3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesief Refill (41294)



3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesief Single-Unit Dose:

Voor een efficiënt hygiënisch gebruik. Minimaliseert het risico op kruisbesmetting.

3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesief Single-Unit Dose 100 L-Pop (41298)



3M Belgium bvba/sprl
Oral Care Solutions Division
3M.be/OralCare
infodental.be@mmm.com

3M Nederland B.V.
Oral Care Solutions Division
3M.nl/OralCare
infodental.nl@mmm.com

3M.nl/OralCare
3M.be/OralCare

3M, RelyX en Scotchbond zijn handelsmerken van 3M Company of 3M Deutschland GmbH. Gebruikt onder licentie in Canada. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van andere ondernemingen.

© 3M 2020. Alle rechten voorbehouden.