



Filtek™

Supreme
Flow täytemateriaali

Suosituinta flow-muoviamme on nyt helpompi annostella


3M™ Filtek™ Supreme flow-täytemateriaali on saatavilla uudessa ergonomisessa ruiskussa, jota on mukavampi käyttää.

Vähentää ilmakuplia ja jätettä

Minimoi ilmakuplat ja materiaalin valumisen ruiskusta annostelun jälkeen antaen paremman kontrollin.

Ei enää arvailua

Ruiskun sininen männänvarsi näyttää jäljellä olevan materiaali määrän. Kun ruisku on tyhjä vain valkoinen painin näkyy.



Taivutettava annostelukärki

Helppo taivuttaa ilman kasaanpainumista mahdollistaen paremman ulottuvuuden.

Helppo pitää kädessä ja annostella

Kolmionmuotoinen painin mahdollistaa nopean ja helpon itselle sopivan otteen.



Edut

- Minimoi ilmakuplat ja materiaalin valumisen ruiskusta annostelun jälkeen
- Helposti taivutettava annostelukärki mahdollistaa paremman ulottuvuuden
- Ergonomisen muotoilun ansiosta helppo pitää kädessä ja annostella
- Adaptoituu hyvin kaviteetin pohjalle
- Sopii moniin eri indikaatioihin ja tekniikoihin

Voidaan lämmittää ja käyttää "injection molding"-tekniikassa

Voidaan lämmittää 70 °C asteeseen asti, jopa 25 kertaa, yhteensä jopa tunniksi.



Kliiniset potilastapaukset

3M™ Filtek™ Supreme flow mukautuu luonnollisesti ympäröivään hammaskudokseen.



Ennen



Flow-muovin annostelu



Jälkeen

Valokuvat: Dr. Gunnar Reich, München, Saksa

3M™ Filtek™ Supreme flow adaptoituu hyvin kaviteetin pohjalle ja mahdollistaa tiiviit saumat.



Ennen



Flow-muovin annostelu



Jälkeen

Valokuvat: Dr. Giuseppe Chiodera, Brescia, Italia

Referenssit:

1. Mukaanlukien okklusaalipinnan täytteet jotka eivät ole purenassa.
2. Yhdistelmämuovi- ja akryyliväläikaisten korjaaminen.



Suomen 3M Oy
3M Oral Care
Keilaranta 6
02150 ESPOO
Tel. (09) 52 521

3M.fi/dental

Käyttöindikaatiot

(maksimi kerrospaksuus 2 mm)



III-luokan täytteet



V-luokan täytteet



Vähäinvasiiviset täytteet¹



Alus-täytteet



Lineri



Pienet korjaukset proteettisissa rakenteissa



Korjaukset²



Allemenojen peittäminen



Fissuuroiden pinnoitus

Täydellinen lista käyttöindikaatioista löytyy käyttöohjeesta.

Tilaustiedot



3M™ Filtek™ Supreme flow-refillit
Ruiskurefillit sisältävät: 2 – 2g ruiskua;
20 annostelukärkeä.

SÄVY	TUOTENUMERO
A1	6032A1
A2	6032A2
A3	6032A3
A3.5	6032A3.5
A4	6032A4
B1	6032B1
B2	6032B2
C2	6032C2
D2	6032D2
Valkoinen	6032W
Extra valkoinen	6032XW
Opaakki A3	6032OA3

TUOTENRO.	TUOTEKUVAUS
3700T	3M™ Filtek™ Supreme flow-täyttemateriaalin annostelukärjet, 20-gauge (0,812mm), harmaa (20 kpl)



3M, "3M Science. Applied to Life" ja Filtek ovat 3M yhtiön omistamia tuotemerkkejä. © 3M 2020. Kaikki oikeudet pidätetään. Muistathan kierrättää. 14329103_FI20200309