

**3M**

**Littmann®**  
Stetoscopi

Ti presentiamo:

**Una nuova  
qualità  
acustica.**

**Fai una diagnosi sempre più affidabile grazie al nuovo stetoscopio digitale 3M™ Littmann® CORE.**

Ecco il nostro nuovo stetoscopio sempre più all'avanguardia! Ora puoi ottenere tutto ciò che desideri degli stetoscopi Littmann: qualità acustica, comfort e caratteristiche superiori con un'amplificazione fino a 40 volte superiore (alla frequenza di picco, rispetto alla modalità analogica) e cancellazione attiva del rumore.

**È ora di auscultare come mai prima d'ora.**



# Porta l'ascolto a un livello completamente nuovo.

## Stetoscopio digitale 3M™ Littmann® CORE



### Auscolta di più. Molto di più.

Amplificazione fino a 40 volte superiore\* e cancellazione attiva del rumore per ridurre il rumore di fondo.

*\*Amplificazione basata sul confronto tra l'ascolto analogico e l'ascolto amplificato elettronicamente al volume massimo alla frequenza di picco (125 Hz).*

### Comfort. affidabilità.

Gli inserti auricolari morbidi conformabili si adattano a qualsiasi orecchio per garantire un'aderenza acustica perfetta e comoda.

### Auscolta nella modalità che preferisci.

Passa rapidamente dalla modalità di ascolto analogico a quella amplificata e utilizza i due diaframmi fluttuanti su entrambi i lati delle testine a due lati per ascoltare i suoni ad alta e bassa frequenza.

### Scopri nuovi dettagli con il digitale.

Si collega al software Eko, consentendoti di visualizzare e condividere la forma d'onda del suono cardiaco in tempo reale. Inoltre, usa l'intelligenza artificiale per aiutare a rilevare i soffi cardiaci. (Abbonamento richiesto \*\*). Scopri di più su [ekohealth.com/ai](http://ekohealth.com/ai)

È ora di auscultare come mai prima d'ora. Effettua l'aggiornamento su [www.littmann.it](http://www.littmann.it)

## Lavora in modo più efficiente.

### Riprendi


Salva e annota registrazioni di 15, 30, 60 o 120 secondi nella dashboard protetta.

### Analizza

Crea una libreria di suoni cardiaci per monitorare la progressione di una malattia o per finalità di formazione.

### Condividi

Condividi in modo sicuro le registrazioni con i colleghi per la collaborazione.



Dispositivo smart non incluso.

\*\*Disponibile solo negli Stati Uniti



# Listen first.

3M Italia Srl  
Medical Solutions Division  
Via N. Bobbio, 21 - 20096 Pioltello (MI)  
Tel. 02 70351  
[www.3mitalia.it/medical](http://www.3mitalia.it/medical)  
[www.littmann.it](http://www.littmann.it)

©2020 3M. Tutti i diritti riservati. 3M, Littmann, il logo L Littmann, la L e Cardiology IV sono marchi e/o marchi registrati di 3M. È proibito l'uso non autorizzato. Marchio utilizzato su licenza in Canada.

I marchi Eko, incluso CORE, sono marchi e/o marchi registrati di Eko Devices Inc.