



## Instruções de Uso

### **Bráquetes Ortodônticos ABZIL**

Produto de Uso Único.  
Material para Uso Dental Profissional.  
Produto não estéril.  
Proibido Reprocessar ou Reutilizar.

#### **1. Instruções de uso:**

A aplicação do bráquete é restrita aos profissionais com habilitação em Ortodontia, variando de acordo com a técnica e a prescrição selecionada, devendo ser realizada segundo os procedimentos do sistema adesivo selecionado, seguindo as instruções do fabricante.

#### **2. Precauções:**

Produto para aplicação exclusiva de um profissional habilitado em ortodontia.

#### **3. Advertências:**

Este produto contém níquel e/ou cromo e não deve ser utilizado por pessoas com conhecida alergia e/ou sensibilidade aos metais. Ao menor sinal de sensibilização encaminhar o paciente a um médico.

#### **4. Armazenamento:**

Manter em local seco e fresco.

#### **5. Composição:**

Aço Inoxidável

**Validade:** Indeterminada

**ATENÇÃO:** Verifique corretamente se as Instruções de Uso presente no site [www.3m.com.br/odontologia-IFU](http://www.3m.com.br/odontologia-IFU) são referentes ao seu produto, bem como sua respectiva versão. Este cuidado é importante para garantir o uso eficaz e seguro do produto. Para receber as Instruções de Uso Impressas, contatar o Fale com a 3M - 0800-0132333.

**Notificação ANVISA:** 80284930267

Farm. Resp: Roberta F. F. Marsaioli CRF/SP 15.095 (Matriz)

Farm. Resp: Camila M. M. Bilhega CRF/SP 40.894 (Filial V)

**Fale com a 3M - 0800-0132333 - [www.3M.com.br](http://www.3M.com.br) - [falecoma3M@mmm.com](mailto:falecoma3M@mmm.com)**

**Fabricado e Distribuído por:**

3M do Brasil Ltda.

Av. Gerassina Tavares, 750 – Jd. Yolanda – São José do Rio Preto – São Paulo

CNPJ. 45.985.371/0106-85 – Indústria Brasileira