

V.A.C. VERAFLO CLEANSE® CHOICE™

V.A.C.®ベラフロ クレンズチョイスフォーム™






V.A.C.®ベラフロクレンズチョイスフォーム™の特長

 V.A.C.®ベラフロクレンズフォーム™と同様の材質で、水の透過 性が高く、創部の浸漬、洗浄、フラッシングに効果的です。

- 多層構造と創傷コンタクトフォームのコンビネーション (併用)により、創傷への追従性が高まり、粘稠性の滲出 液や感染性老廃物などの除去が効率的に行われます。
- 創傷コンタクトフォームの独特のデザインは、洗浄液の 周期的な注入と創部の浸漬とともに創面に「物理的刺激」 をもたらし、治療の進行を促します。





●創傷コンタクトフォーム

創傷内に充填する新デザインのフォームです。

2薄型カバーフォーム

創傷コンタクトフォームの上に使用します。 比較的浅い創傷用。

❸厚型カバーフォーム

創傷コンタクトフォームの上に使用します。 比較的深い創傷用。

※薄型カバーフォームと厚型カバーフォームは組み合わせて使用することもできます。

製品名		製品番号	内容	販売単位	
V.A.C.® ベラフロ クレンズ チョイスフォーム™	ミディアム キット	ULTVCC05MD/1.S	・創傷コンタクトフォーム(1枚/キット)約18×12.5×0.8cm ・薄型カバーフォーム(1枚/キット)約18×12.5×0.8cm ・厚型カバーフォーム(1枚/キット)約18×12.5×1.6cm ・V.A.C.®アドバンスドレープ(4枚/キット) ・連結チューブ(V.A.C.®ベラトラックチューブ™)(1本/キット) ・定規(1枚/キット) ・非アルコール性皮膜(ワイプ)(4個/キット)	1キット/袋	
	ラージ キット	ULTVCC05LG/1.S	・創傷コンタクトフォーム(1枚/キット)約25.6×15×0.8cm ・薄型カバーフォーム(1枚/キット)約25.6×15×0.8cm ・厚型カバーフォーム(1枚/キット)約25.6×15×1.6cm ・V.A.C.®アドバンスドレープ(6枚/キット) ・連結チューブ(V.A.C.®ベラトラックデュオチューブ™)(1本/キット) ・定規(1枚/キット) ・非アルコール性皮膜(ワイプ)(5個/キット)	1キット/袋	
INFOV.A.C.®1000キャニスター		M8275093/1.S	·容量 1,000ml	1個/袋	
INFOV.A.C.®500	ゲル化剤入り	M8275063/1.S	・容量 500ml(ゲル化剤入り)	1個/袋	
キャニスター	ゲル化剤なし	M8275071/1.S	・容量 500ml(ゲル化剤なし)	1個/袋	
ACTIV.A.C.®キャニスター		M8275058-JP/1N.S	·容量 300ml(ゲル化剤入り)	1個/袋	

製品名(陰圧維持管理装置)	製品番号	寸法/重量/付属品	バッテリー持続時間
V.A.C.ULTA®型 陰圧維持管理装置〈レンタル〉	ULTDEV01/JP.R	・寸法:約21.7(横)×26.0(高さ)×19.1(奥行)cm ・重量:3.35kg ・付属品:電源アダプタ、電源コード	約4時間充電後 標準的な治療を行う 場合、最長6時間

ケーシーアイ株式会社

http://www.kcij.com

®はKCIの登録商標です。

販売名:V.A.C.Ulta治療システム 医療機器承認番号: 22900BZX00204000

NOTE: Specific indications, contraindications, warnings, precautions and safety information exist for these products and therapies. Please consult a clinician and product instructions for use prior to application. This material is intended for healthcare professionals.



