



Tegaderm™

Wound Care Solutions



Voor goede controle van een incisie heeft u het totale plaatje nodig.

3M™ Tegaderm™ Absorberend transparant acrylverband

Het behoud van een ideale genezingsomgeving en het controleren van chirurgische incisies zijn cruciaal om postoperatieve infecties te verminderen. Voor kleine en grote incisies biedt Tegaderm Absorberend transparant acrylverband een waterbestendige,¹ transparante² barrière, waardoor actieve controle en vroegtijdige interventie mogelijk zijn zonder de incisie te verstoren.³ En door de langere draagtijd⁴ kunnen patiënten sneller weer douchen en hun dagelijkse activiteiten oppakken.¹



Verkrijgbaar in vijf maten
voor volledige afdekking van
incisies tot 28 cm.

3M™ Tegaderm™ Absorberend transparant acrylverband

Bij 3M werken we samen met zorgverleners voor het ontwikkelen van chirurgische oplossingen waardoor we een veel betere uitkomst voor patiënten kunnen bieden, inclusief de postoperatieve bescherming en verzorging van chirurgische incisies. Kies uit onze volledige lijn Tegaderm Absorberende transparante acrylverbanden voor verschillende toepassingen en procedures.



Betere controle

Tegaderm Absorberend transparant acrylverband heeft een heldere film en een absorberend acrylkussen van een hydrofiele polymeer⁵ en biedt zorgverleners en patiënten de mogelijkheid incisies te controleren op vroege tekenen van infectie.²



Langere bescherming

Een draagtijd tot 7 dagen⁴ geeft patiënten langer bescherming dan alleen tijdens hun ziekenhuisverblijf en maakt eerder douchen mogelijk¹ zonder het verband te verwijderen.



Optimaal genezingsproces

Beschermt tegen externe contaminanten, lichaamsvloeistoffen, bacteriën, virussen en binnendringen van water¹ en is ontworpen om gematigd exsudaat te absorberen² om een optimale omgeving voor genezing te bevorderen.⁶

Keuze verbandformaat: kies het juiste verbandformaat voor uw toepassing.

	Catalogusnummer	Formaat verbandkussen	Totale verbandformaat	Incisiegrootte
	90800 Ovaal	3.8 × 5.7 cm	7.6 × 9.5 cm	≤ 2.5 cm
	90801 Ovaal	6 × 7.6 cm	11.1 × 12.7 cm	≤ 4 cm
	90803 Ovaal	8.5 × 10.7 cm	14.2 × 15.8 cm	≤ 10 cm
	90815 Rechthoek	4.5 × 20 cm	9 × 25 cm	≤ 18 cm
	90817 Grote rechthoek	4.5 × 30 cm	9 × 35 cm	≤ 28 cm

Tip bij het aanbrengen: het verbandkussen moet 1 cm buiten de incisieranden uitsteken.

Neem voor meer informatie contact op met uw 3M Medical Solutions Productspecialist of ga naar 3M.Nederland



3M Nederland BV
Molengraaffsingel 29
2629 JD Delft - Nederland
Tel: + 31 (0)15 782 23 33
Fax: +31 (0)15 782 23 30
3m_email_healthcare_be@mmm.com
www.3m.nl/medical

1 Gegevens geregistreerd bij 3M. EM-05-014684
2 Gegevens geregistreerd bij 3M. EM-05-000138
3 Gegevens geregistreerd bij 3M. EM-05-000003
4 Gegevens geregistreerd bij 3M. EM-05-014692, EM-05-014725
5 Gegevens geregistreerd bij 3M. EM-05-137984
6 Gegevens geregistreerd bij 3M. EM-05-001314

3M en Tegaderm zijn handelsmerken van 3M Company.
© 3M 2020. Alle rechten voorbehouden. OMG50557.

