

3M™ Scotchcast™ Quick Step Splints

Medizin verändert sich. Unser Portfolio auch. Wir tauschen die 3M™ Scotchcast™ Conformable Splint gegen die 3M™ Scotchcast™ Quick Step Splint aus, weil wir Ihnen dieselbe großartige Conformable Splint-Anwendung bieten möchten, ohne dass zusätzliche Schulungen und Trainings erforderlich sind. Darüber hinaus sorgt die Filzpolsterung auf beiden Seiten für eine bessere und körpernahe Passform. Das Risiko einer falschen Applikation wird ausgeschlossen.



Konstruiert mit Filzpolsterung beidseitig

- Weiche und atmungsaktive Filzpolsterung auf beiden Seiten schützt den Fiberglas-Kern
- Hoher Patientenkomfort und angenehmes Tragegefühl
- Geeignet für empfindliche Haut
- Fusselfreie Oberfläche und wasserabweisend
- Das Risiko einer falschen Applikation wird ausgeschlossen
- 7 Lagen Fiberglas (rigide) bieten innerhalb von wenigen Minuten eine starke, dauerhafte und leichte Unterstützung, um die Mobilität des Patienten zu fördern
- Die vorgeschchnittene Schiene ist gebrauchsfertig und maximiert die Effizienz

Auch verfügbar:



3M™ Scotchcast™ Quick Step Roll Splint

- Weiche und atmungsaktive Filzpolsterung auf beiden Seiten schützt den Fiberglas-Kern
- Das Risiko einer falschen Applikation wird ausgeschlossen
- 7 Lagen Fiberglas (rigide)
- Die vorgeschchnittene Schiene ist gebrauchsfertig und maximiert die Effizienz

Gleiche Benutzerfreundlichkeit wie mit der 3M™ Scotchcast™ Conformable Splint

- Keine zusätzliche Schulung erforderlich
- Applikationsmethoden bleiben unverändert

⊘ Einstellung



✓ Ersetzt durch



⊘ 3M™ Scotchcast™ Conformable Splint

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessung	Verpackungseinheit
3M™ Scotchcast™ Conformable Splint			
72210	Scotchcast Conformable Splint	5,1 × 25,4 cm	10 Schienen
72312	Scotchcast Conformable Splint	7,6 × 30,4 cm	10 Schienen
72335	Scotchcast Conformable Splint	7,6 × 88,9 cm	10 Schienen
72415	Scotchcast Conformable Splint	10,1 × 38,1 cm	10 Schienen
72430	Scotchcast Conformable Splint	10,1 × 76,2 cm	10 Schienen
72530	Scotchcast Conformable Splint	12,7 × 76,2 cm	10 Schienen

✓ 3M™ Scotchcast™ Quick Step Splint

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessung	Verpackungseinheit
3M™ Scotchcast™ Quick Step Splint			
75210	Scotchcast Quick Step Splint	5,1 × 25,4 cm	10 Schienen
75312	Scotchcast Quick Step Splint	7,6 × 30,4 cm	10 Schienen
75335	Scotchcast Quick Step Splint	7,6 × 88,9 cm	10 Schienen
75415	Scotchcast Quick Step Splint	10,1 × 38,1 cm	10 Schienen
75430	Scotchcast Quick Step Splint	10,1 × 76,2 cm	10 Schienen
75530	Scotchcast Quick Step Splint	12,7 × 76,2 cm	10 Schienen

⊘ Einstellung



✓ Ersetzt durch



⊘ 3M™ Scotchcast™ Conformable Roll Splint

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessung	Verpackungseinheit
3M™ Scotchcast™ Conformable Roll Splint			
73002	Scotchcast Conformable Roll Splint	5,1 cm x 4,5 m	2 Rollen
73003	Scotchcast Conformable Roll Splint	7,6 cm x 4,5 m	2 Rollen
73004	Scotchcast Conformable Roll Splint	10,1 cm x 4,5 m	2 Rollen
73005	Scotchcast Conformable Roll Splint	12,7 cm x 4,5 m	2 Rollen

✓ 3M™ Scotchcast™ Quick Step Roll Splint

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessung	Verpackungseinheit
3M™ Scotchcast™ Quick Step Roll Splint			
74002Q	Scotchcast Quick Step Roll Splint	5,1 cm x 4,5 m	2 Rollen
74003Q	Scotchcast Quick Step Roll Splint	7,6 cm x 4,5 m	2 Rollen
74004Q	Scotchcast Quick Step Roll Splint	10,1 cm x 4,5 m	2 Rollen
74005Q	Scotchcast Quick Step Roll Splint	12,7 cm x 4,5 m	2 Rollen

3M Deutschland GmbH
Health Care
 Carl-Schurz-Str. 1
 41460 Neuss
 Tel +49 (0)2131 881 9260
 3Mmedica.de@mmm.com
 www.3M.de/medicalsolutions

3M Österreich GmbH
Health Care
 Kranichberggasse 4
 1120 Wien
 Tel +43 (0)186 68 60
 medizin-at@mmm.com
 www.3Mustria.at/medicalsolutions

3M (Schweiz) GmbH
Health Care
 Eggstrasse 91
 8803 Rüschlikon
 Tel +41 (0)44 724 90 90
 innovation.ch@mmm.com
 www.3Mschweiz.ch/medicalsolutions

© 3M 2021. Alle Rechte vorbehalten.
 3M, 3M Science, Applied to Life, und
 Scotchcast sind eingetragene Marken
 bzw. Markenzeichen von 3M.