



Elija el fonendoscopio adecuado para ayudarle a dar lo mejor de usted.

Los fonendoscopios Littmann® de 3M™ incluyen auriculares ajustables con olivas blandas. Ciertos fonendoscopios mecánicos seleccionados de Littmann® están diseñados con una tecnología de doble frecuencia para ofrecerle la capacidad de escuchar sonidos de diferentes frecuencias con solo ajustar la presión ejercida sobre la campana. Consiga el rendimiento acústico, la alta calidad y la comodidad que necesita con un fonendoscopio Littmann®.



	Fonendoscopio Lightweight II S.E.	Fonendoscopios pediátricos y neonatales Classic II	Fonendoscopio Master Classic II™	Fonendoscopio para monitorización Classic III™	Fonendoscopio diagnóstico Cardiology IV™	Fonendoscopio Master Cardiology™	Fonendoscopio digital CORE
	Ideal para tomar la tensión arterial y realizar exploraciones básicas a los pacientes.	Herramientas clínicas de alto rendimiento y fiabilidad para la exploración física y la monitorización de sus pacientes, un largo turno tras otro.			Proporciona una excepcional sensibilidad acústica para ayudarle a realizar una auscultación diagnóstica detallada. Para cuidados intensivos y entornos difíciles.		Auscultación de alto rendimiento. Escuchar más con amplificación, cancelación de ruido y móvil conectividad.
Longitud aproximada	71 cm	71 cm	69 cm	69 cm	69 cm	69 cm	69 cm
Peso aproximado	118 g	105 g, 95 g	160 g	150 g	177 g	185 g	232 g
Garantía	2 años	3 años	3 años	5 años	7 años	7 años	2 años
Membrana	De doble frecuencia	De frecuencia única (flotante)	De doble frecuencia	De doble frecuencia (2)	De doble frecuencia (2)	De doble frecuencia	De doble frecuencia (2)
Diámetro de la campana aproximado	Doble lado 5,2 x 4,5 cm 3,5 x 3,2 cm	Doble lado Pediátrico 3,4 cm 2,7 cm Neonatal 2,8 cm 1,7 cm	De un solo lado 4,3 cm	Doble lado Lado para adultos 4,3 cm Lado pediátrico 3,4 cm	Doble lado Lado para adultos 4,3 cm Lado pediátrico 3,4 cm	De un solo lado 4,8 cm	Doble lado Lado para adultos 4,3 cm Lado pediátrico 3,4 cm
Características	Campana en forma de lágrima Entra debajo del manguito de un tensiómetro	Diseñado especialmente para los pacientes más pequeños	Diseñado para un agarre y una maniobrabilidad más sencillos	Campana abierta convertible	Campana abierta convertible Tubo de doble luz	Tubo de doble luz La mejor respuesta acústica en la gama mecánica de Littmann®	Amplificación de hasta x40* Cambie entre el modo analógico y el modo de escucha amplificada Se conecta al software Eko en un dispositivo inteligente** para capturar, almacenar y compartir datos

El poder de aprender, en la palma de su mano.

Aplicación 3M™ Littmann® Learning Institute: gratuita con la compra de un fonendoscopio Littmann® de 3M™!

¿Necesita más ayuda? Visite www.littmann.es

*A la frecuencia pico, comparada con el modo analógico
**No incluido

3M España S.L.
Prevención de la Infección
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
www.littmann.es



Información para pedidos y guía de colores de tubos de los fonendoscopios Littmann® de 3M™

Componentes
(campana/tubo auricular/vástago)

	Fonendoscopio Lightweight II SE	Fonendoscopio neonatal Classic II	Fonendoscopio pediátrico Classic II	Fonendoscopio Master Classic II™	Fonendoscopio para monitorización Classic III™	Fonendoscopio diagnóstico Cardiology IV™	Fonendoscopio Master Cardiology™	Fonendoscopio digital CORE		
Color del tubo										
Acabado todo estándar	2450 Negro	2114 Negro	2113 Negro	2144L Negro	5620 Negro	5627 Granate	6152 Negro	6156 Ciruela	2160 Negro	
	2451 Granate	2114R Rojo	2113R Rojo	2146 Granate	5621 Gris	5633 Rosa perla	6154 Azul marino	6158 Frambuesa	2163 Granate	
	2452 Azul Caribe	2124 Azul Caribe	2119 Azul Caribe	2147 Azul marino	5622 Azul marino	5831 Ciruela	6155 Verde caza	6184 Granate	2164 Azul marino	
	2454 Azul cielo		2122 Frambuesa		5623 Azul Caribe	5832 Lavanda			2167 Ciruela	
	2456 Rosa perla				5630 Azul cielo	5835 Turquesa				
				5648 Frambuesa	5839 Lima limón					
Todo negro				2141 Negro	5803 Negro	5868 Granate	6163 Negro	6168 Azul marino	2161 Negro	8490 Negro
Acabado todo latón									2175 Negro	
Acabado todo cobre					5809 Chocolate					
Todo humo					5811 Negro				2176 Negro	
Arcoíris/Latón/Latón		2157 Frambuesa	2153 Azul Caribe		5806 Frambuesa	5807 Azul Caribe				
Latón/Humo/Humo										
Arcoíris/Negro/Negro					5870 Negro		6165 Negro			
Espejo/Humo/Humo						5863 Azul marino				
Espejo/Estándar/Espejo					5959 Azul cielo					
Champán/Humo/Humo					5861 Negro	5864 Granate	6177 Negro	6170 Granate		
Champán/Negro/Champán							6176 Granate	6190 Azul Caribe		
Arcoíris de gran brillo/Negro/Negro							6242 Azul marino			
Arcoíris de gran brillo/Humo/Humo							6240 Negro	6241 Frambuesa		
SERIE CON VÁSTAGO DE COLORES: (el recuadro representa el color del vástago)										
Negro/Negro/Color							6200 Negro	6203 Negro		
							6201 Negro			
Humo de gran brillo/Negro/Color							6202 Azul marino	6204 Negro		
							6232 Negro	6234 Azul Caribe		
Humo de gran brillo/Humo/Color							6238 Gris			
Arcoíris/Negro/Color							6205 Ciruela			
Champán/Champán/Color							6206 Caza			
Humo/Humo/Color					5872 Turquesa	5875 Lima				
					5873 Gris					
Espejo/Humo/Color					5960 Ciruela	5962 Rosa perla				
Espejo/Estándar/Color										

Componentes:
campana/tubo auricular/vástago

Acabado estándar

Negro

Acabado en color latón

Acabados en color cobre

Humo

Arcoíris

Espejo

Champán

Humo de gran brillo

Arcoíris de gran brillo

Los colores mostrados son aproximados.

www.littmann.es | También disponibles: fonendoscopio veterinario (1392), fonendoscopio para formación (2138)

© 3M 2021. All rights reserved. 3M, Littmann, the L Littmann logo, Classic III, Cardiology IV, Master Classic II and Master Cardiology are trademarks of 3M. Used under license in Canada. Eko trademarks, including CORE, are marks and/or registered marks of Eko Devices Inc. All other trademarks are property of their respective owners. OMG154398