



Válassza ki azt a fonendoszkópot, amellyel a legjobb teljesítményre képes

A 3M™ Littmann® fonendoszkópok állítható fejhallgatóval és puha, hangzáró fülolívával kaphatók. A Littmann mechanikai fonendoszkópjai hangolható technológiájukkal képesek arra, hogy a hallgatófejre kifejtett nyomás megváltoztatásával különböző frekvenciájú hangokat továbbítsanak. Élvezze ki a Littmann fonendoszkópok magas minőségét, remek akusztikus teljesítményét és kényelmét.



| | Lightweight II S.E. Fonendoszkóp | Classic II csecsemő- és gyermekgyógyászati fonendoszkópok | Master Classic II™ fonendoszkóp | Classic III™ monitorozó fonendoszkóp | Cardiology IV™ diagnosztikai fonendoszkóp | Master Cardiology™ fonendoszkóp | CORE Digital fonendoszkóp |
|--|--|--|----------------------------------|---|---|---|--|
| | Ideális vérnyomásméréshez és egyszerűbb vizsgálatokhoz. | Megbízható klinikai eszközök, amelyekkel biztos kézzel vizsgálhatja meg vagy ellenőrizheti betegeit az egymást követő hosszú műszakok során. | | | Remek akusztikai érzékenysége segíti a részletes diagnosztikai auszkultációt. Hasznos eszköz intenzív osztályokon, vagy más kihívásokkal teli környezetben. | | Nagy teljesítményű auszkultáció. Halljon meg többet az erősítésnek, a zajszűrésnek, és a mobil csatlakozthatóságnak köszönhetően. |
| Hozzávetőleges hossz | 71 cm | 71 cm | 69 cm | 69 cm | 69 cm | 69 cm | 69 cm |
| Hozzávetőleges súly | 118 g | 105 g, 95 g | 160 g | 150 g | 177 g | 185 g | 232 g |
| Garancia | 2 év | 3 év | 3 év | 5 év | 7 év | 7 év | 2 év |
| Membrán | Hangolható | Nem állítható (lebegő) | Hangolható | Hangolható(2) | Hangolható(2) | Hangolható | Hangolható(2) |
| A hallgatófej hozzávetőleges átmérője | Kétoldalas 5,2 x 4,5 cm 3,5 x 3,2 cm | Kétoldalas Gyermekgyógyászati 3,4 cm 2,7 cm Csecsemő 2,8 cm 1,7 cm | Egyoldalas 4,3 cm | Kétoldalas Felnőtt oldal 4,3 cm Gyermekgyógyászati oldal 3,4 cm | Kétoldalas Felnőtt oldal 4,3 cm Gyermekgyógyászati oldal 3,4 cm | Egyoldalas 4,8 cm | Kétoldalas Felnőtt oldal 4,3 cm Gyermekgyógyászati oldal 3,4 cm |
| Jellemzők | Könnycsepp formájú hallgatófej Befér a vérnyomásmérő mandzsetta alá | Külön a legkisebb betegek igényeire tervezve | Könnyű fogás és manőverezhetőség | Átalakítható nyitott harang | Átalakítható nyitott harang Két lumenes csőrendszer | Két lumenes csőrendszer A Littmann mechanikus fonendoszkópjai közül a legjobb akusztikus válasszal rendelkezik | Akár 40-szeres erősítés* Váltson analóg és az erősített hallgatózási üzemmódok között Az "okos eszköze" Eko szoftveréhez csatlakoztatva rögzítheti, tárolhatja és megoszthatja az adatokat |



Kezébe adjuk a tudás hatalmát

3M™ Littmann® Learning Institute Oktató Applikáció – Amennyiben 3M™ Littmann® fonendoszkópot vásárol, ingyenesen elérhető!

További segítségre van szüksége? Látogassa meg a Littmann.hu webhelyet

*Csúsfrekvencián az analóg üzemmódhoz képest
**Nem tartalmazza

3M Hungária Kft.
1117 Budapest
Neumann J. u. 1/E.
www.littmann.hu



3M™ Littmann® Fonendoszkóp rendelési információ, csőszín útmutató

Alkatrészek
(Hallgatófej/fülcső/csőszár)

| Lightweight II SE fonendoszkóp | Classic II csecsemő fonendoszkóp | Classic II gyermek fonendoszkóp | Master Classic II™ fonendoszkóp | Classic III™ monitorozó fonendoszkóp | Cardiology IV™ diagnosztikai fonendoszkóp | Master Cardiology™ fonendoszkóp | CORE Digital fonendoszkóp |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|

Cső színe

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| Teljesen hagyományos színű fényezés | 2450 Fekete | 2114 Fekete | 2113 Fekete | 2144L Fekete | 5620 Fekete | 5627 Borvörös | 6152 Fekete | 6156 Szilvakék | 2160 Fekete |
| | 2451 Borvörös | 2114R Piros | 2113R Piros | 2146 Borvörös | 5621 Szürke | 5633 Gyöngyház rózsaszín | 6154 Tengerészkek | 6158 Málnaszínű | 2163 Borvörös |
| | 2452 Karibkék | 2124 Karibkék | 2119 Karibkék | 2147 Tengerészkek | 5622 Tengerészkek | 5831 Szilvakék | 6155 Vadászöld | | 2164 Tengerészkek |
| | 2454 Égszínkék | | 2122 Málnaszínű | | 5623 Karibkék | 5832 Levendula | | | 2167 Szilvakék |
| | 2456 Gyöngyház rózsaszín | | | | 5630 Égszínkék | 5835 Türkiz | | | 2178 Karibkék |
| | | | | | | 5839 Citrom-lime | | | |
| Teljesen fekete | | | 2141 Fekete | 5803 Fekete | 5868 Borvörös | 6163 Fekete | 6168 Tengerészkek | 2161 Fekete | 8490 Fekete |
| Teljesen sárgaréz fényezés | | | | | | | | 2175 Fekete | |
| Teljesen vörösréz fényezés | | | | | 5809 Csokoládé | | | | |
| Teljesen füstszínű | | | | | 5811 Fekete | 5871 Málnaszínű | 6162 Fekete | | 2176 Fekete |
| | | | | | 5812 Sötét olivazöld | | 6166 Szilvakék | 6171 Türkiz | 2182 Sötét olivazöld |
| Szivárványszínű/Sárgaréz/Sárgaréz | 2157 Málnaszínű | 2153 Karibkék | | 5806 Málnaszínű | 5807 Karibkék | | | | |
| Sárgaréz/Füstszínű/Füstszínű | | | | | | | 6164 Fekete | | |
| Szivárványszínű/Fekete/Fekete | | | | 5870 Fekete | | | 6165 Fekete | | |
| Tükrőfényű/Füstszínű/Füstszínű | | | | 5862 Málnaszínű | 5863 Tengerészkek | | | | |
| | | | | 5959 Égszínkék | | | | | |
| Tükrőfényű/Hagyományos/Tükrőfényű | | | | | | 6177 Fekete | 6170 Borvörös | | |
| Pezsgőszínű/Füstszínű/Füstszínű | | | | 5861 Fekete | 5864 Borvörös | 6179 Fekete | | | |
| Pezsgőszínű/Fekete/Pezsgőszínű | | | | | | 6176 Borvörös | 6190 Karibkék | | |
| Magas fényezésű szivárványszínű/Fekete/Fekete | | | | | | 6242 Tengerészkek | | | |
| Magas fényezésű szivárványszínű/Füstszínű/Füstszínű | | | | | | 6240 Fekete | 6241 Málnaszínű | | |

SZÍNES CSŐSZÁRÚ SOROZAT: (a négyzet alakú kép mutatja a csőszár színét)

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------|--------------------------|-------------------|---------------|--|
| Fekete/Fekete/Színes | | | | | | 6200 Fekete | 6203 Fekete | |
| | | | | | | 6201 Fekete | | |
| Magas fényezésű füstszínű/Fekete/Színes | | | | | | 6202 Tengerészkek | 6204 Fekete | |
| | | | | | | 6232 Fekete | 6234 Karibkék | |
| Magas fényezésű füstszínű/Füstszínű/Színes | | | | | | 6238 Szürke | | |
| Szivárványszínű/Fekete/Színes | | | | | | 6205 Szilvakék | | |
| Pezsgőszínű/Pezsgőszínű/Színes | | | | | | 6206 Vadászöld | | |
| Füstszínű/Füstszínű/Színes | | | | 5872 Türkiz | 5875 Lime | | | |
| | | | | 5873 Szürke | | | | |
| Tükrőfényű/Füstszínű/Színes | | | | 5960 Szilvakék | 5962 Gyöngyház rózsaszín | | | |
| | | | | 5874 Karibkék | | | | |

Alkatrészek:
(Hallgatófej/Fülcső/Csőszár)

Hagyományos színű fényezés



Fekete



Sárgaréz fényezés




Vörösréz fényezés




Füstszínű



Szivárványszínű



Tükrőfényű



Pezsgőszínű



Füstszínű, magas fényezésű



Magas fényezésű szivárványszínű



Az itt látható színek csupán közelítőlegesek.

www.littmann.hu | Szintén elérhető: Állatorvosi fonendoszkóp (1392), Oktató fonendoszkóp (2138)

A 3M, a Littmann, a Littmann L logója, a Classic III, a Cardiology IV, a Master Classic II és a Master Cardiology a 3M védjegyei. A Bluetooth a Bluetooth SIG bejegyzett védjegye. © 3M 2020. Minden jog fenntartva.