



## Velg riktig stetoskop slik at du kan gjøre jobben din best mulig.

3M™ Littmann® Stetoskop har justerbare headsett med ørepropper som er mykt forseglende. Utvalget Littmann mekaniske stetoskop er designet med tuning-teknologi slik at du har mulighet til å høre forskjellige frekvenser ved å justere trykket du legger på bryststykket. Med et Littmann stetoskop får du akustisk ytelse, høy kvalitet og komfort.

	AKUSTISKE YTELSESNIVÅER						
	6	7-8		9-10		10+	
	Lightweight II S.E Stetoskop	Classic II Pediatrisk og nyfødt stetoskop	Master Classic II™ Stetoskop	Classic III™ Overvåkningsstetoskop	Kardiologi IV™ Diagnostisk stetoskop	Master Kardiologi™ Stetoskop	CORE Digital Stetoskop
	Ideellt for blodtrykksmålning og begrensede pasientvurderinger.	Et hardtarbeidende, pålitelig klinisk verktøy for fysisk undersøkelse og overvåkning av dine pasienter, vakt etter vakt.			Har enestående akustisk følsomhet slik at du kan utføre detaljert diagnostisk lytting. Egnet i utfordrende og intensive pleiemiljøer.		Høyt ytende lytting. Hør mer med forsterkning, støyreduksjon og mobil tilkobling.
Omtrentlig lengde	71 cm	71 cm	69 cm	69 cm	69 cm	69 cm	69 cm
Omtrentlig vekt	118 g	105 g, 95 g	160 g	150 g	177 g	185 g	232 g
Garanti	2 år	3 år	3 år	5 år	7 år	7 år	2 år
Diafragma	Justerbart	Ikke-justerbart (Flytende)	Justerbart	Justerbart (2)	Justerbart (2)	Justerbart	Justerbart (2)
Omtrentlig diameter på bryststykket	Dobbeltsidig 5,2 x 4,5 cm 3,5 x 3,2 cm	Dobbeltsidig Pediatrisk 3,4 cm 2,7 cm Nyfødt 2,8 cm 1,7 cm	Ensidig 4,3 cm	Dobbeltsidig Voksen side 4,3 cm Pediatrisk side 3,4 cm	Dobbeltsidig Voksen side 4,3 cm Pediatrisk side 3,4 cm	Ensidig 4,8 cm	Dobbeltsidig Voksen side 4,3 cm Pediatrisk side 3,4 cm
Funksjoner	Dråpeformet bryststykke Passer under blodtrykksmansjett	Spesielt designet for de minste pasientene	Designet for enklere grep og manøvrering	Åpen klokke som kan snus	Åpen klokke som kan snus Slinger med doble lumen	Slinger med doble lumen Den beste akustiske responsen i den mekaniske Littmann-serien	Opptil 40 ganger volumforsterkning* Veksle mellom analogt eller forsterket lyttemodus Kobles til EKO-programvare på en smrt-enhet** for å ta opp, lagre og dele data



Evnen til å lære, befinner seg i dine hender.

3M™ Littmann® Learning Institute-appen – Følger med uten ekstra kostnader ved kjøp av et 3M™ Littmann® stetoskop!

Trenger du mer hjelp? Besøk [www.littmann.no](http://www.littmann.no)

\*Ved toppfrekvens sammenliknet med analog plassering  
\*\* Ikke inkludert

3M Norge AS  
Tærudgata 16  
2001 Lillestrøm  
[www.littmann.no](http://www.littmann.no)



# 3M™ Littmann® Stetoskop bestillingsinformasjon og fargeveiledning for slangen

**Komponenter**  
(Bryststykke/Øreslange/Stilk)

Lightweight II S.E stetoskop	Classic II nyfødtstetoskop	Classic II pediatrik stetoskop	Master Classic II™ Stetoskop	Classic III™ Overvåkningsstetoskop	Kardiologi IV™ Diagnostisk stetoskop	Master Kardiologi™ Stetoskop	CORE Digital Stetoskop
------------------------------	----------------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------	------------------------

## Farge på slangen

Standard finish	2450 Svart	2114 Svart	2113 Svart	2144L Svart	5620 Svart	5627 Burgunder	6152 Svart	6156 Plomme	2160 Svart
	2451 Burgunder	2114R Rød	2113R Rød	2146 Burgunder	5621 Grå	5633 Perlerosa	6154 Marineblå	6158 Bringeberfarget	2163 Burgunder
	2452 Karibisk blå	2124 Karibisk blå	2119 Karibisk blå	2147 Marineblå	5622 Marineblå	5831 Plomme	6155 Jegergrønn	2146 Burgunder	2164 Marineblå
	2454 Pastellblå		2122 Bringeberfarget		5623 Karibisk blå	5832 Lavendel			2167 Plomme
	2456 Perlerosa				5630 Pastellblå	5835 Turkis			
Helt svart			2141 Svart	5803 Svart	5868 Burgunder	6163 Svart	6168 Marineblå	2161 Svart	8490 Svart
Messingfinish								2175 Svart	
Kobberfinish					5809 Sjokolade				
Røykfarget					5811 Svart			2176 Svart	
Regnbue/Messing/Messing		2157 Bringeberfarget	2153 Karibisk blå		5806 Bringeberfarget	5807 Karibisk blå			
Messing/Røyk/Røyk									
Regnbue/Svart/Svart					5870 Svart		6165 Svart		
Speil/Røyk/Røyk						5863 Marineblå			
Speil/Standard/Speil							6177 Svart	6170 Burgunder	
Sjampanje/Røyk/Røyk					5861 Svart	5864 Burgunder	6179 Svart		
Sjampanje/Svart/Sjampanje							6176 Burgunder	6190 Karibisk blå	
Høypolert Regnbue/Svart/Svart							6242 Marineblå		
Høypolert Regnbue/Røyk/Røyk							6240 Svart	6241 Bringeberfarget	
<b>FARGET STAMME: (firkanten representerer stammefargen)</b>									
Svart/Svart/Farge							6200 Svart	6203 Svart	
Høypolert Røyk/Svart/Farge							6201 Svart		
Høypolert Røyk/Røyk/Farge							6202 Marineblå	6204 Svart	
Regnbue/Svart/Farge							6232 Svart	6234 Karibisk blå	
Sjampanje/Sjampanje/Farge							6238 Grå		
Røyk/Røyk/Farge					5872 Turkis	5875 Lime			
Speil/Røyk/Farge					5873 Grå				
Speil/Standard/Farge					5960 Plomme	5962 Perlerosa			

**Komponenter:**  
(Bryststykke/Øreslange/Stamme)

Standard finish



Svart



Messingfinish




Kobberfinish



Røyk



Regnbue



Speil



Sjampanje



Høypolert Røyk



Høypolert Regnbue



Fargene som vises er omtrentlige.

[www.littmann.no](http://www.littmann.no) | Også tilgjengelig: Veterinærstetoskop (1392), Undervisningsstetoskop (2138)

© 3M 2021. All rights reserved. 3M, Littmann, the L Littmann logo, Classic III, Cardiology IV, Master Classic II and Master Cardiology are trademarks of 3M. Used under license in Canada. Eko trademarks, including CORE, are marks and/or registered marks of Eko Devices Inc. All other trademarks are property of their respective owners. OMG154398.