



Escolha o estetoscópio certo para o ajudar a alcançar o seu melhor.

Os Estetoscópios 3M™ Littmann® estão equipados com auriculares ajustáveis com olivas de vedação suave. Os estetoscópios mecânicos Littmann Select são desenhados com tecnologia sintonizável para lhe oferecer a capacidade de ouvir diferentes sons de frequência, ajustando simplesmente a pressão aplicada ao auscultador. Obtenha o desempenho acústico, a alta qualidade e o conforto de que necessita com um estetoscópio Littmann.

NÍVEIS DE DESEMPENHO ACÚSTICO							
6	7-8		9-10		10+		
Estetoscópio Lightweight II S.E.	Estetoscópios Classic II Pediatric e Infant		Estetoscópio de Monitorização Classic III™	Estetoscópio de Diagnóstico Cardiology IV™	Estetoscópio Master Cardiology™	Estetoscópio CORE Digital	
Ideal para a realização de medições da tensão arterial e avaliações físicas limitadas de pacientes.	Ferramentas clínicas resistentes e fiáveis, para avaliação física e monitorização dos seus pacientes, um longo turno após outro.			Proporciona uma sensibilidade acústica excepcional para o ajudar a realizar auscultação de diagnóstico. Útil em ambientes críticos e difíceis.		Auscultação de alto desempenho. Ouvir mais com amplificação, cancelamento de ruído e conectividade.	
Comprimento aproximado	71 cm	71 cm	69 cm	69 cm	69 cm	69 cm	
Peso aproximado	118 g	105 g, 95 g	160 g	150 g	177 g	232 g	
Garantia	2 anos	3 anos	3 anos	5 anos	7 anos	7 anos	
Diafragma	Sintonizável	Não sintonizável (Flutuante)	Sintonizável	Sintonizável (2)	Sintonizável (2)	Sintonizável	
Diâmetro do Auscultador aproximado	Dois Lados 5,2 x 4,5 cm 3,5 x 3,2 cm	Dois Lados Pediátrico 3,4 cm 2,7 cm Pediátrico 2,8 cm 1,7 cm	Um lado 4,3 cm	Dois Lados Lado Adulto 4,3 cm Lado Pediátrico 3,4 cm	Dois Lados Lado Adulto 4,3 cm Lado Pediátrico 3,4 cm	Um lado 4,8 cm	Dois Lados Lado Adulto 4,3 cm Lado Pediátrico 3,4 cm
Características	Auscultador em forma de lágrima Adequada aos medidores de pressão arterial	Concebido especialmente para pequenos doentes	Concebido para facilitar a aderência e a capacidade de manobra	Câmpula aberta convertível	Câmpula aberta convertível Tubo com lúmen duplo	Tubo com lúmen duplo Melhor resposta acústica na gama de estetoscópios mecânicos Littmann	Amplificação de até 40x* Altere entre os modos de audição analógico e amplificado Ligue-se ao software Eko em um dispositivo inteligente** para capturar, armazenar e partilhar dados



A capacidade de aprender, na palma da sua mão.

3M™ Littmann® Aplicação Learning Institute –
Grátis na compra de um estetoscópio 3M™ Littmann®!

Precisa de mais ajuda? Visite www.littmann.pt

**Em pico de frequência, vs. modo analógico. **Não incluído

3M Portugal, Lda
Edifício Office Oriente – Rua Mar
da China nº 3 – Piso 3º A – Parque
das Nações 1990-138 Lisboa
www.littmann.pt



Componentes
(Auscultador/Tubo
auricular/Haste)

Informações para Encomenda de Estetoscópios e Guia de Cores dos Tubos 3M™ Littmann®

Estetoscópio Lightweight II SE	Estetoscópio Classic II Infant	Estetoscópio Pediátrico Classic II	Estetoscópio Master Classic II™	Estetoscópio de Monitorização Classic III™	Estetoscópio de Diagnóstico Cardiology IV™	Estetoscópio Master Cardiology™	Estetoscópio CORE Digital
--------------------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------------	---	---	---------------------------------------	------------------------------

Cor do tubo

Todos os acabamentos padrão	2450 Preto	2114 Preto	2113 Preto	2144L Preto	5620 Preto	5627 Bordó	6152 Preto	6156 Ameixa	2160 Preto
	2451 Bordó	2114R Vermelho	2113R Vermelho	2146 Bordó	5621 Cinzentas	5633 Rosa Pérola	6154 Azul-marinho	6158 Framboesa	2163 Bordó
	2452 Azul-caraibas	2124 Azul-caraibas	2119 Azul-caraibas	2147 Azul-marinho	5622 Azul-marinho	5831 Ameixa	6155 Verde Caçador	6184 Bordó	2164 Azul-marinho
	2454 Azul Céu		2122 Framboesa		5623 Azul-caraibas	5832 Alfazema			2167 Ameixa
	2456 Rosa Pérola				5630 Azul Céu	5835 Turquesa			
				5648 Framboesa	5839 Lima				
Completamente preto			2141 Preto	5803 Preto	5868 Bordó	6163 Preto	6168 Azul-marinho	2161 Preto	8490 Preto
Todos os acabamentos em latão								2175 Preto	
Todos os acabamentos em Cobre					5809 Chocolate				
Completamente Fumado					5811 Preto			2176 Preto	
Arco-Íris/Latão/Latão	2157 Framboesa	2153 Azul-caraibas			5806 Framboesa	5807 Azul-caraibas			
Latão/Fumado/Fumado									
Arco-Íris/Preto/Preto					5870 Preto		6165 Preto		
Espelhado/Fumado/Fumado						5863 Azul-marinho			
					5959 Azul Céu				
Espelhado/Padrão/Espelhado							6177 Preto	6170 Bordó	
Champanhe/Fumado/Fumado					5861 Preto	5864 Bordó	6179 Preto		
Champanhe/Preto/Champanhe							6176 Bordó	6190 Azul-caraibas	
Arco-Íris de Alto Brilho/Preto/Preto							6242 Azul-marinho		
Arco-Íris de Alto Brilho/ Fumado/Fumado							6240 Preto	6241 Framboesa	
SÉRIES DE HASTES COLORIDAS: (quadrado representa a cor da haste)									
Preto/Preto/Cor							6200 Preto	6203 Preto	
Fumada de Alto Brilho/Preto/Cor							6201 Preto		
Fumada de Alto Brilho/Fumado/Cor							6202 Azul-marinho	6204 Preto	
Arco-Íris/Preto/Cor							6232 Preto	6234 Azul-caraibas	
Champanhe/Champanhe/Cor							6238 Cinzentas		
Fumado/Fumado/Cor							6205 Ameixa		
Espelhado/Fumado/Cor							6206 Hunter		
Espelhado/Padrão/Cor									
					5872 Turquesa	5875 Lima			
					5873 Cinzentas				
					5960 Ameixa	5962 Rosa Pérola			

Componentes:
Auscultador/Tubo
auricular/Haste

Todos os acabamentos padrão

As cores apresentadas são aproximadas.

www.littmann.pt

© 3M 2021. All rights reserved. 3M, Littmann, the L Littmann logo, Classic III, Cardiology IV, Master Classic II and Master Cardiology are trademarks of 3M. Used under license in Canada. Eko trademarks, including CORE, are marks and/or registered marks of Eko Devices Inc. All other trademarks are property of their respective owners. OMG154398