

3M

Tegaderm™

Wound Care Solutions

Zur Überwachung der Inzision muss das Gesamtbild in Betracht gezogen werden.

3M™ Tegaderm™ Absorbent Transparenter Hydroaktivverband

Die Aufrechterhaltung eines idealen Wundmilieus und die Überwachung chirurgischer Inzisionen sind entscheidend für die Verringerung postoperativer Wundinfektionen an der Inzision. Für kleine bis große Inzisionen bietet Tegaderm Absorbent eine wasserdichte¹ und transparente Barriere, die eine aktive Überwachung und frühzeitige Intervention ermöglicht, ohne die Inzision³ zu stören. Darüber hinaus können Patienten aufgrund der verlängerten Tragezeit⁴ früher duschen und ihre alltäglichen Aktivitäten¹ schneller aufnehmen.



Erhältlich in sieben Größen für
eine vollständige Abdeckung
von Inzisionen bis zu 28 cm.

3M™ Tegaderm™ Absorbent Transparenter Hydroaktivverband

Bei 3M arbeiten wir zusammen mit Anwendern an der Entwicklung chirurgischer Lösungen, um die Behandlungsergebnisse für den Patienten zu modifizieren, einschließlich des postoperativen Schutzes und der Pflege von chirurgischen Inzisionen. Wählen Sie aus unserem umfassenden Sortiment an transparenten Tegaderm Absorbent Verbänden für eine Vielzahl von Anwendungen oder Verfahren aus.



Verbesserte Überwachung

Das saugfähige Acrylkissen aus hydrophilem Polymer⁵ und der transparente Film des Tegaderm Absorbent bieten Anwendern und Patienten die Möglichkeit, Inzisionen auf frühe Anzeichen einer Infektion² zu überwachen.



Erweiterter Schutz

Die Tragezeit von mehr als 7 Tagen⁴ bietet Patienten erweiterten Schutz über den Krankenhausaufenthalt hinaus und ermöglicht frühzeitiges Duschen¹, ohne den Verband entfernen zu müssen.



Optimale Heilungsumgebung

Schützt vor Kontamination von außen, vor Körperflüssigkeiten, Bakterien, Viren und Wassereintritt¹ und wurde konzipiert, um moderate Exsudatmengen² aufzunehmen und ein optimales Wundmilieu zu fördern⁶.

Verbandgrößen: Wählen Sie die richtige Verbandgröße für Ihre Applikation aus

	Artikel-Nr.	Abmessung	Abmessung Wundauflage	Menge	PZN	PZN	Pharmacode
	90800	7,6 cm x 9,5 cm	3,8 cm x 5,7 cm	10	17983225	3071348	7835047
	90801	11,1 cm x 12,7 cm	6,0 cm x 7,6 cm	10	17983231	3071354	7835043
	90802	14,9 cm x 15,2 cm	9,8 cm x 10,1 cm	10	17983248	3071377	7835045
	90803	14,2 cm x 15,8 cm	8,5 cm x 10,7 cm	10	17983254	*	7835044
	90805	20 cm x 20,3 cm	14,9 cm x 15,2 cm	10	17983260	*	7835046
	90815	9,0 cm x 25,0 cm	4,5 cm x 20,0 cm	30	17606847	5681306	7835048
	90817	9,0 cm x 35,0 cm	4,5 cm x 30,0 cm	30	17606853	5681312	7835049

*Produkt erhältlich, keine PZN Nummer verfügbar

Applikationstipp: Das Acrylkissen sollte sich um 1 cm über die Inzisionsfläche hinaus erstrecken.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an einen 3M-Vertreter oder besuchen Sie [3M.de/medicalsolutions](https://www.3m.de/medicalsolutions).



3M Deutschland GmbH
Health Care Business
Tel. +49 (0)2131 881 92 60
3Mmedica.de@mmm.com
www.3M.de/medicalsolutions

3M Österreich GmbH
Health Care Business
Tel. +43 (0) 186 68 60
Medizin-at@mmm.com
www.3MAustria.at/medicalsolutions

3M (Schweiz) GmbH
Health Care Business
Tel. +41 (0)44 724 90 90
Innovation.ch@mmm.com
www.3MSchweiz.ch/medicalsolutions

- 1 3M Daten hinterlegt. EM-05-014684
- 2 3M Daten hinterlegt. EM-05-000138
- 3 3M Daten hinterlegt. EM-05-000003
- 4 3M Daten hinterlegt. EM-05-014692, EM-05-014725
- 5 3M Daten hinterlegt. EM-05-137984
- 6 3M Daten hinterlegt. EM-05-001314

EB12-0202 / 304126abaa1a
© 3M 2023. 3M, 3M Science. Applied to Life und Tegaderm sind eingetragene Marken oder Warenzeichen der 3M Company.
Alle Rechte vorbehalten. OMG452640.