



Filtek™

Supreme
Flowable Restorative

Ahora nuestro restaurador fluido es más fácil de inyectar.


3M™ Filtek™ Z350 XT Flowable Restorative está disponible en una nueva jeringa. La nueva jeringa ofrece un diseño ergonómico mejorado para una mayor comodidad y una dispensación más fácil*, su nombre ahora es: **3M™ Filtek™ Supreme Flowable Restorative**.

Reduce la formación de burbujas y desperdicio

Menos burbujas observadas en la pasta de resina después de la extrusión y prácticamente no hay "escurrimiento" después del uso, evitando el desperdicio.

No más suposiciones

El diseño de la jeringa permite ver fácilmente la cantidad de material restante. La barra azul de la jeringa indica la cantidad remanente. Cuando tu jeringa está vacía, solo la barra blanca del émbolo es visible.



Cánula flexible

Fácil de doblar sin retorcerse para un mejor acceso.

Fácil de sujetar e inyectar,

La placa triangular permite apoyar el dedo sobre el émbolo, esto hace cómodo y rápido el sujetar la jeringa.

*Comparación con jeringa antigua 3M™ Filtek™ Z350 XT Flowable

Beneficios relevantes

- Prácticamente sin burbujas y minimiza el desperdicio
- Cánula fácil de doblar para un mejor acceso*
- Diseño ergonómico es fácil de sujetar e inyectar*
- Excelente adaptación, retención de pulido y resistencia al desgaste
- Versátil para una amplia gama de indicaciones y técnicas

Se puede calentar para modelado por inyección

Calentar hasta 70°C (158°F) hasta una hora, máximo 25 veces.

*Comparación con jeringa antigua 3M™ Filtek™ Z350 XT Flowable



Casos Clínicos

3M™ Filtek™ Supreme Flowable Restorative ofrece una transición suave del material al diente para restauraciones estéticas.



Antes



Colocación del fluido



Después

Fotos cortesía del Dr. Gunnar Reich, Munich, Alemania

3M™ Filtek™ Supreme Flowable Restorative adapta fácilmente y sella el margen.



Antes



Colocación del fluido



Después

Fotos cortesía del Dr. Giuseppe Chiodera, Brescia, Italia

Indicaciones

(Técnica incremental 2mm)



Clase III



Clase V



Odontología mínimamente Invasiva (MID)



Base



Líner

Reparación de restauraciones indirectas (Pequeños defectos)¹



Reparaciones²



Bloqueo de socavaciones



Sellante de fosetas y fisuras

Consulte las instrucciones de uso para la lista completa de indicaciones.

1. Incluidas restauraciones oclusales pequeñas que no soportan tensiones.
2. Reparación de resina compuesta y Bis-acríles.

Información sobre pedidos



3M™ Filtek™ Supreme Flowable Restorative

Las jeringas de repuesto incluyen: 2 jeringas de 2grs. y 20 puntas dispensadoras.

TONO*	ITEM NO.
A1	6032A1
A2	6032A2
A3	6032A3
A3.5	6032A3.5
A4	6032A4
B2	6032B2

ITEM NO.	PRODUCT INFO.
3700T	3M™ Filtek™ Supreme Flowable Restorative, 20 puntas dispensadoras

* Consulte disponibilidad en su distribuidor



3M

3M Oral Care
2510 Conway Avenue
St. Paul, MN 55144-1000 USA

3M y Filtek son marcas comerciales de 3M o 3M Deutschland GmbH. Usada bajo licencia en Canada. Por favor recicle. Impreso en EE.UU. © 3M 2020. Todos los derechos reservados. 70-2013-7231-8 (REV. 3/2020)