

2021年3M™ Littmann®聽診器產品目錄

美國原裝 進口 Made in U.S.A 	Cardiology		Classic			Basic	Teach
	Master Cardiology	Cardiology IV	Master Classic II	Classic III	Classic II Pediatric and Infant	Lightweight II	Teaching
	心臟科精密型	心臟科第四代	大師級	一般型第三代	嬰幼兒型	輕巧型第二代	教學型
聽頭設計							
	單面聽頭 雙Y管	雙面聽頭 雙Y管	單面聽頭 單Y管	雙面聽頭 單Y管	雙面聽頭 單Y管	雙面聽頭 單Y管	雙面聽頭/雙耳件 單Y管
懸浮(振)膜	單面懸浮膜	雙面、 環膜合一減壓懸浮膜	單面懸浮膜	雙面、 環膜合一減壓懸浮膜	薄膜	單面懸浮膜	單面懸浮膜
耳竇、下環、薄膜保固年限	7年	7年	3年	5年	3年	2年	2年
Y管保固年限	1年	1年	1年	1年	1年	1年	1年
Y管長度	27吋	27吋	27吋	27吋	28吋	28吋	40吋
重量	185克	177克	155克	150克	90克、105克	118克	544克

心臟科聽診器 Master Cardiology™ Stethoscope

心臟科精密型 Master Cardiology™

基本顏色款

建議售價：\$9,900

特殊設計款

建議售價：\$10,500



基本顏色款

建議售價：\$8,500



特殊設計款

建議售價：\$9,500



高光限定款

建議售價：\$10,000



圖例說明：

TUBE	CHESTPIECE	STEM	HEADSET
Y管	聽頭	金屬桿	耳管

一般型聽診器 Classic Stethoscope

大師級 Master Classic II™

基本顏色款

建議售價：\$4,500



特殊設計款

建議售價：\$4,900



2146



2147



基本顏色款

建議售價：\$3,800



一般型第三代 Classic III™

特殊設計款

建議售價：\$4,900



一般型聽診器 Classic Stethoscope

幼兒型 Classic II Pediatric™

基本顏色款

建議售價：\$4,300

特殊設計款

建議售價：\$4,500

2113



2113R



2153



2119



2122



嬰兒型 Classic II Infant™

基本顏色款

建議售價：\$4,300

特殊設計款

建議售價：\$4,500

2114



2114R



2157



2124



輕巧型聽診器 Lightweight

輕巧型 Lightweight II S.E.™

基本顏色款

建議售價：\$2,500

2450



2451



2452



2454



2456



教學型

Teaching

基本顏色款

建議售價：\$5,500

2138



聽診器零配件 Spare Parts

配件套裝 Spare Part Kit

耳竇配件組 (大/小)
建議售價：\$550

心臟科精密型配件組
建議售價：\$720

心臟科第四代/一般
型第三代配件組
建議售價：\$900

大師級配件組
建議售價：\$660

嬰幼兒配件組
建議售價：\$450

輕巧型配件組
建議售價：\$660

40001 (黑色)



40011 (黑色)



40016 (黑色)



40022 (黑色)



40012
(幼兒型/黑色)



40020 (黑色)



40002 (灰色)



40018 (灰色)



40017 (灰色)



40023 (灰色)



40013
(嬰兒型/黑色)



40021 (棕色)



Y管 Binaural / 其他配件 Other Spare Parts

心臟科雙Y管
建議售價：\$3,300

一般型單Y管
建議售價：\$1,500

輕巧型單Y管
建議售價：\$1,000

嬰幼兒型上環(36546/36547)
建議售價：\$755